

ORTHOSIS



肩・胸・腰・股

装具部品・半製品サポーター

Shoulder
Back
Ribs & Hip
Joint

Nintoku Corp

MP 肩装具システム 腋下型

腋下型

MP Airplane Shoulder Orthosis Axilla Type

Shoulder Orthosis



● 特長


- 左右兼用にて、S・M・L・XLの4種類です。
- 肩継手は腋下にあり、一般的な外転位の固定に適しています。
- 外転角度は、30°～150°までの調節ができます。
- 上腕回旋の調節ができます。
- 肩継手の高さ調節および前腕パッド調節は、ノブ付ネジおよびスライド式で調節が容易です。
- 肩関節の水平位外転内転とそのフリーおよびロックができます。
- 裏当てはパイル付スポンジのため、肌ざわりと通気性が良好です。
- 臑側のショルダーリングにより、固定性が向上しました。

● 肩継手の高さ調節が簡単

- 骨盤部でのスライド機構により、肩継手の高さ調節が容易です。
- 骨盤パッドは、軟性ポリエチレン製にて固定性および装着感が良好です。
- 胸部フレームはY字形で、臥床時の肩甲骨部の圧迫痛がありません。

● ウォームギヤ式とダイヤルロック式

- 肩継手は、ウォームギヤ式かダイヤルロック式の2種類より選択できます。
(腋下型、前方型とも)
- ウォームギヤ式は無段階に調節できます。
- ダイヤルロック式は、15°ごとに調節できます。



ウォームギヤ式



ダイヤルロック式

MP腋下型

品番	品名	左右	サイズ	身長	体重	重量
A-3021	腋下型ウォームギヤ式	左右兼用	S	120～140cm	30～45 kg	1,405g
A-3022	腋下型ダイヤルロック式					
A-3023	腋下型ウォームギヤ式	左右兼用	M	140～160cm	40～60 kg	1,535g
A-3024	腋下型ダイヤルロック式					
A-3025	腋下型ウォームギヤ式	左右兼用	L	160～180cm	55～90 kg	1,690g
A-3026	腋下型ダイヤルロック式					
A-3027	腋下型ウォームギヤ式	左右兼用	XL	180～200cm	90～110 kg	1,845g
A-3028	腋下型ダイヤルロック式					

● 適応症例

肩関節の固定および安静を目的とする
下記の諸症状

- 腱板断裂および損傷術後
- 腕神経叢麻痺
- 上腕骨上端部骨折
- 脱臼整復後

MP 肩装具システム 前方型	前方型
MP Airplane Shoulder Orthosis Anterior Type	Shoulder Orthosis
	取寄せ



● 特長

- 肩継手は肩関節の前方にあり、特にゼロポジションの固定に適しています。
- 外転角度は、20°~150°までの調節ができます。
- 上腕骨の回旋調節ができます。
- M・Lの2サイズがあります。

MP前方型

品番	品名	左右	サイズ	身長	体重	重量
A-3032	前方型ウォームギヤ式	右	M	140~165 cm	40~60 kg	1,820g
A-3034	前方型ウォームギヤ式	左				
A-3036	前方型ダイヤルロック式	右				
A-3038	前方型ダイヤルロック式	左				
A-3031	前方型ウォームギヤ式	右	L	165~180 cm	60~90 kg	1,920g
A-3033	前方型ウォームギヤ式	左				
A-3035	前方型ダイヤルロック式	右				
A-3037	前方型ダイヤルロック式	左				

アドバンフィットサイズ表記対応表 (2022年4月より)

旧サイズ	XS	S	M	ML	L	XL	3L
新サイズ	0	1	2	2.5	3	4	5


肩装具用部品

肩装具

Joint

腋下型

- ウォームギヤT型
クロームメッキ
A-3201




腋下型

- ウォームギヤ式
左右兼用
A-3201-2
- ダイヤルロック式
左右兼用
A-3301-2




前方型

- ウォームギヤ式
右: A-3501
左: A-3503
- ダイヤル式
右: A-3505
左: A-3507



肘継手

- アルミ合金
4×19mm
ダイヤル式15°毎
A-3401



オモ インモビル

Omo Immobil

肩関節外転装具



フレーム構造の本体が上肢を安定して支持します。外転ブロックなどのパーツを用いて、外転角度を0°/15°/30°/60°/90°の5段階で調整保持することができます。別売の『外旋パーツセット(外旋10°/20°/30°がセット)』と組み合わせることにより、オモインモビルローテーションと同様に、外旋保持と併用して使用することもできます。

サイズの測り方



装着者の身長から選択します。

発注品番	サイズ	適用範囲
		身長 (cm)
50A10=S	S	150~165
50A10=M	M	165~175
50A10=L	L	175 以上

- 左右兼用
- サービスパーツについては、弊社までお問合せください。

特長

- ▶ パーツの組み合わせで外転角度調整
- ▶ 通気性の良いフレーム構造
- ▶ 左右兼用

用途

- ▶ 肩関節外転位保持

オプションパーツ

外旋パーツセット			
発注品番	左右	サイズ	
29A222=R-S/M	右	S/M	
29A222=R-L		L	
29A222=L-S/M	左	S/M	
29A222=L-L		L	

※オモインモビル ローテーション 50A11 は販売終了となりました。

オモインモビル ローテーションとして使用するには

「50A10 オモインモビル」と「29A222 外旋パーツ」をご購入ください。

エアバッグス 950N



- エア入り弾性素材で軽量です。(約 900g)。
- 金属類を使用しない安全設計です。
- 外カバーは洗濯でき、清潔に保てます。
- 肩関節角度の微調整はタオルなどを重ねるだけで行えます。
- 肌に接する部分にはムレを抑えるメッシュ素材を使用。
- 特注品にも対応いたします。

外転角度約 90°

◆適応

肩関節手術後
 肩腱板損傷
 三角筋麻痺
 肩関節部の骨折・脱臼修復後
 腕神経叢麻痺
 肩関節周囲炎の急性期 など

サイズ	S	M	L
胸囲 (cm)	70 ~ 80	80 ~ 95	95 ~ 105

- 色：ホワイト & ネイビー(1色のみ)
- 左右別
- 取替え用エア素材を用意しております。

エアバッグスコンパクト 953N



- 肩外転角度を約 45°に設定。

(中素材の出し入れで 30 ~ 60° まで調整可能)

- 手関節を固定しない構造のため、本体がよりコンパクトに。
- 肩リングは装着が容易で、腋窩を圧迫しない快適設計。
- エア入り弾性素材で軽量です。(約 750g)。
- 回旋防止用体幹ベルト付き。

左右兼用
 フリーサイズ

◆適応

三角筋麻痺、肩腱板損傷
 肩関節手術後
 肩関節周囲炎の急性期 など

IT'S
NEW

エアバッグコンパクトプラス 955N

N 中村ブレイス株式会社



取寄せ

■ 2つに分かれた肩ベルトと腋窩ベルトが肩の負担を軽減。

■ 本体を回転させることで肩外転角度の変更が可能。

■ 手関節を固定しない構造のため、本体がコンパクトにエア入り弾性素材使用で軽量です(約800g)。

◆ 適応

左右兼用
フリーサイズ

三角筋麻痺、肩腱板損傷
肩関節手術後
肩関節周囲炎の急性期 など

01, 新設計の肩リング



- 2つに分かれた肩ベルトと腋窩ベルトが肩の負担を軽減。
- 一番負荷のかかる肩ベルトにクッション素材を採用。
- 腋窩ベルトは長さの調節が可能で、圧の分散が容易に。

02, 左右兼用

- 前後を同じデザインにすることで左右兼用が可能に。



03, コンパクト設計

- 手関節を固定しない構造のため、本体がコンパクトに。
- 本体内部にはエア入り弾性素材を使用。



04, 装着の簡易性



①肩リングを健側に通す。 ②患側の腋窩に本体を置く。 ③前面のバックルをとめる。



④上腕・前腕ベルトで上肢を固定。 ⑤体幹ベルトで本体と体幹を固定。

05, 肩外転角度の変更が可能

本体を回転させることで、外転角度の変更が可能。



初期設定

※中身のエア入り弾性素材を抜くことで、さらに角度を下げることも可能。

ウルTRASリング III / III AB



〈特徴〉

- 長時間の使用でも快適な通気性の良いメッシュ生地
- リハビリ時に着脱しやすいワンタッチバックル
- 立体裁断でフィットしやすいデザイン
- ABはピローの上下を入れ替えることで外転位約45°/60°に固定可能。

サイズ: 肘窩から第2指 MP 関節までの長さ (左右兼用)			
長さ (cm)	S 28 以下	M 28 ~ 33	L 33 ~ 38

イージースリング

〈主な用途〉

- 人工肩関節置換術後のサポート
- 小範囲の回旋筋腱板修復手術後のサポート




ADLでの積極的な上肢の使用を促すデザイン



必要に応じて、スリングでの固定を容易に解除することができるため、リバー型人工肩関節置換術後など早期にリハビリテーションを開始したい場合には、外転位を保ちつつ上肢が使えます。

スリングを使用しない安静時では、外転位をたもちつつ、ADLでの積極的な上肢の使用やリハビリテーションが可能です。

フリーサイズ 胸囲 60 ~ 110cm 前腕長 ~ 37cm



外転位・内旋位固定

外転肢位は約 20 ~ 30° の軽度外転位での保持が可能です。

また、スリング使用時では内旋位で固定し、不用意な患部の動きを制限します。

ズレにくい設計

下記のピローストラップをゆるみなく装着することで、下部へのズレを抑えます。また、上下2本のピローストラップにより、ピローの転がりなどのズレを抑えるよう設計しました。

簡単装着

身体の全面でとめる2本のピローストラップと、スリングに腕を入れて面ファスナーをとめるだけで簡単に装着できます。



ウルTRASリング PRO/ ウルTRASリング PRO AB



ショルダーリングとストラップによる3点支持構造で肩関節をサポート。
肩と腋窩でスリングを保持することにより荷重を分散し肩への負担を軽減。
フリーサイズで様々な体型に対応。


○外転角度 15°

UltraSling PRO



○外転角度 45°/60°

UltraSling PRO AB




- 1. 肩関節外転位を保持し、尺骨神経への刺激を軽減**
ウエストピローにより肩関節外転位を保持します。また、ピロー後部の厚みを減らし尺骨神経への刺激を軽減しています。
- 2. 装着の快適性を高めるショルダーリング**
薄型のショルダーリングは肩と腋窩の周囲に合わせ面ファスナー調整可能。荷重を均等に分散させ肩への負担を軽減させると同時に装着時の快適性も考慮したデザイン。
- 3. 装着しやすいデザイン**
リング状のショルダーリングに腕を通して装着するので簡単に装着できます。スリングとストラップをつなぐリリースバックルも片手で着脱ができ装着がしやすいデザインです。
- 4. フリーサイズで左右兼用**
スリングは前腕の長さに合わせて折り曲げて調整可能。ストラップはとめる位置や長さを体型に合わせて調整できるので、1サイズで様々な体型に対応します。
- 5. スリングのみでも使用可能**
ピローを外してスリングのみで使用することも可能です。

■製品仕様

商品名	品番	種類	スリングの適用範囲(肘窩から第2指MP関節までの長さ)	
			サイズ	長さ
ウルTRASリング PRO	204700	フリーサイズ	S / M	26.7cm~38.1cm
			L / LL	38.1cm以上
ウルTRASリング PRO AB	204710	フリーサイズ	S / M	26.7cm~38.1cm
			L / LL	38.1cm以上

スリングの調整方法

前腕長に合わせてスリングを短く調整するには、リリースバックルを外してスリングの縫い目に沿って内側へ折り曲げ、面ファスナーを起毛面に合わせてとめます。



短く調整したスリング

※ウルTRASリングⅣ/Ⅳ ABからの移行商品となります。
ウルTRASリングⅣ/Ⅳ ABは販売終了いたしました。

ショルダーブレース・ポストオペ



- 3ステップの簡単装着
- 軽量・コンパクト設計 (550g)
- 45° または 60° の外転保持が可能

ショルダーブレース ポストオペ			アルケア
サイズ 左右兼用	M-L	LL-3L	グレー
ウエスト 周り	65 - 95 cm	85 - 115 cm	
症状や術後の経過に合わせた外転位保持			併売
45° または 60° の外転位保持可能・550g の軽量			

ショルダーブレース ER

EBMにもとづく軽度外旋保持を提案

軽度外旋位で確実に保持

- 体幹にフィットするようカーブをつけた固定パッドに前腕を固定し、肩関節を軽度外旋位に保持します。
- EBM を確率した新たな保持法で確実に装着することが可能です。
- 就寝時は肘伸展が可能



ショルダーブレース ER			アルケア
サイズ 左右別	M-L	LL-3L	グレー
ウエスト 周り	65 - 95 cm	85 - 115 cm	
軽度外旋位保持			併売
就寝時は肘伸展が可能			

内旋位固定




ショルダーブレース IR			アルケア
サイズ 左右兼用	M-L	L-LL	グレー
胸囲	77 - 115 cm	98 - 133 cm	
肩関節脱臼等（軽度）			併売
通気性の高いメッシュ素材を採用			

キャストサスペンダー

CAST SUSPENDER

上肢全体を良肢位に保持できる専用設計。
優れた操作性と装着感を提供。



楽な姿勢をキープ

キャストを巻いた前腕が本体袋に安定して収まるサイズと形状を採用。上肢全体を良肢位に保持します。左右兼用のフリーサイズで、さまざまな体型に対応します。



余分な部分をカットし、前腕の安定感を向上

エアーフット



各パーツは明確に識別できて、簡単に着脱できます。



固定パッド前面4か所に集約した着脱箇所は、幅やステッチ色が異なるため識別しやすく、着脱も容易に行えます。



着脱箇所が識別できる面ファスナー



片手で差し間違えなく着脱できるバックル

二叉肩ベルトが腕の重みによる首と肩周辺への負荷を分散、首側へのズレも防止します。

外転角度 15° ~ 30°



エアークックは、空気量を調整することで、固定パッドを身体にフィットできます。


入浴時の肩安静も保持できます。

術後生活をトータルに支援するため、入浴用のエアークローが付属されています。



採寸の仕方

図のように肘頭から握りこぶしの先端までを測ってください。



サイズ	肘頭～握りこぶしの先端
S	270 ~ 320mm
M	320 ~ 370mm

(左右別)

スリングショット 3


シラックジャパン

厚労省リスト収載



- 回旋筋腱板修復術後の固定
- 肩関節、上腕骨損傷時の固定
- 肩関節脱臼時の固定（保存療法）

2つのピローの組み合わせにより外転位 15°
外旋位 45° 及び 90° に固定できます



適用サイズ	S	M	L	LL
左図長さ (cm)	29 ~ 33	34 ~ 37	38 ~ 41	42 ~ 46

スリングショット 2

SLING SHOT 2 スリングショット2

- ・ 肩関節、腱板上腕骨損傷時の固定
- 通気性のあるエアメッシュ素材を使用



品番	サイズ	適用範囲 (サイジング表A)
BR-08502	S	29~33cm
BR-08503	M	34~37cm
BR-08504	L	38~41cm



外転角度 15°

肩関節内旋位 腕つき装具 オモインモビルスリング

【50A8】



ottobock.

- 肩関節を内旋位に保持するための腕つきです。
- 一般的な腕つきとしても使用できます。
- 左右兼用で、面ファスナーにより肩とウェストのベルトの長さの調整が簡単に行えます。

肩関節外転位 腕つき装具 オモインモビルスリング アブダクション


【50A9】



ottobock.

- 肩関節を 15° 外転位で保持、上肢を懸垂することができます。外転用パッドを外して内旋位保持用のスリングとして使用することも可能です。

サイズの測り方



イラストのように前腕長(肘頭～MP関節)の長さを測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲
		前腕長 (cm)
50A8=S	S	29～34
50A8=M	M	34～38
50A8=L	L	38～41

- 左右兼用

DONJOY



外転角度 10°

ウルTRASリング				ドンジョイ
左右兼用	S	M	L	グレー
腋高から第2指MP関節	28cm以下	28cm～33cm	33cm以上	
肩関節脱臼・亜脱臼等				PO
アブダクションピローにより肩関節外転位約 10° に保持				



ニューアームサスペンダー		アルケア
左右兼用	フリーサイズ(大人用)	白
規格	25 x 42 cm (調節可能)	
肩関節亜脱臼防止・上肢ギプス固定後		併売
ワンタッチ構造の腕つき		




アームスリング			日本シグマックス
左右兼用	子供用	大人用	黒
前腕長(参考値)	～20 cm	20～30 cm	
患部の保持・安静時の腕つき			併売
ショルダーパッド付、簡易で丈夫な設計			

オモニューレクサプラス (5065N)

オモニューレクサは、肩関節を良肢位で保持することにより、肩関節への負荷を軽減するとともに、痛みを緩和します。さらには、体幹のバランスも整え、歩行時の過度な腕の振れが抑えられ、歩容の改善も期待されています。

1 肩関節の的確な調整



各ベルトを調整することで、上肢を肩関節方向へ引き上げる構造となっています。ベルトは面ファスナーで調整できるため、装着後の微調整も可能です。

4 着脱、調整が容易なバックル



5 シリコンで懸垂をサポート



6 調整が容易なループ状ベルト



各ベルトは折返して留めることができるループ状になっているため、片手でも簡単に調整ができます。

2 腕を通しやすい立体構造



3 良肢位での前腕保持



前腕カフを連結し上肢全体を懸垂することで、肩関節にかかる負荷を軽減し、疼痛を緩和します。また、懸垂ストラップの走路は前屈回外位に保持する方向に導きます。

◆適応

脳卒中片麻痺による肩関節亜脱臼

期待される効果

- 疼痛の緩和
- 歩容の改善
- 立ち上がり動作の安定
- 上腕部、前腕部の良肢位保持
- 肩関節の保護

5065N 適用サイズ	3S	SS	S	M	L	LL
胸部周径 (cm)	71 ~ 79	79 ~ 86	86 ~ 94	94 ~ 102	102 ~ 110	110 ~ 118

左右有り



Original

意匠登録済

デモ機あり

材料

SGO肩装具システム

Shoulder Girdle Orthosis system

肩関節
亜脱臼用装具

Shoulder Orthosis




肩関節亜脱臼の整復、
疼痛の緩和、歩行姿勢の改善、
ADLの向上を目的とした
モジュラー式肩甲帯装具

● 特長

- オリジナル形状のショルダーリングと動滑車の採用により、上腕骨頭を後方へ、肩甲骨部分を後方から支持して肩甲帯を適正な位置に誘導します
- 肩甲骨を後方から支持することで翼状肩甲を防ぎ、亜脱臼を軽減します
- 上腕サポートとディスタルサポートにより、上腕骨頭を関節窩へ引き寄せ、上肢の重量を懸垂して可及的に亜脱臼を矯正します
- 疼痛の緩和、不良姿勢の改善により体幹バランスが安定し自然な歩容と、ADLの向上が期待できます
- 症状に応じて構成部品を適宜組み合わせて使用できます (例: A+B 本体のみ)

● 適応症例

- 脳卒中片麻痺による肩関節亜脱臼
- 不良姿勢
- ルーズショルダー
- 翼状肩甲 など



※素材は通気性に優れ、快適でソフトな3Dファブリック(4層構造)



Ⓐショルダーリング部



Ⓑ矯正ベルト付き
胸部/パッド



Ⓒ上腕サポートカフ



Ⓓディスタルサポート
手掌部



Ⓔ腋窩パッド

品番	サイズ	胸部周径	上腕部周径	重量
A-3121 (R/L)	S(右/左)	75~85cm	22±2cm	250g
A-3122 (R/L)	M(右/左)	85~95cm	25±2cm	280g
A-3123 (R/L)	L(右/左)	95~105cm	27±2cm	310g

リングショルダーブレース ORIGINAL 【肩関節亜脱臼用装具材料】

亜脱臼を整復しながら上肢の自然な肢位を実現



- ・肩関節亜脱臼の整復
- ・歩行姿勢の改善
- ・自己装着可能

特徴


- ①立体裁断による適合性・リング構造
正常肢位方向への矯正力が働くことによって
上肢下垂位での肩関節亜脱臼の整復と体幹前傾・肩甲骨前方突出の防止が可能
- ②自己装着可能
一人でも片手で着脱が可能
- ③3大機能（下図参照）
A) 引き上げ機能
B) 引き寄せ機能
C) 肩甲骨の内転
- ④歩行に対する影響
上肢の動きを妨げない構造のため、歩行時の腕の振りが可能

サイズの選定

胸部（腋窩下）の周径を測定しサイズ表より選定して下さい。

測定箇所

- ①胸部（腋窩下）周径
- ②上腕中央部周径



品番	サイズ	胸部周径	上腕部周径
A-3101(R/L)	S(右・左)	75~85(cm)	27±2(cm)
A-3102(R/L)	M(右・左)	85~95(cm)	30±2(cm)
A-3103(R/L)	L(右・左)	95~105(cm)	33±2(cm)

【適応症例】

○脳卒中片麻痺による肩関節亜脱臼 ○ルーズショルダー

【意匠登録申請中】

アドバンフィットサイズ表記対応表 (2022年4月より)

旧サイズ	XS	S	M	ML	L	XL	3L
新サイズ	0	1	2	2.5	3	4	5

P.O. ショルダーサポート LA



肩関節脱臼後 3～4 ヶ月は、再脱臼を起こしやすい状態にあるため、リハビリやスポーツ中に再脱臼を起すケースが多いといわれています。そこで、再脱臼を起こしやすいといわれている外転動作を抑制するサポーターとして P.O. ショルダーサポート LA を開発いたしました。

特長 1

本体サポーターと外転制限ストラップで肩関節の外転動作を制限します。

本体サポーターと外転制限ストラップにより、肩関節が脱臼しやすいとされている外転および外旋の肢位に強制されないよう肩の動きを制限します。



特長 2

屈曲・内転の動作を妨げません。


屈曲や内転動作は妨げませんので、日常生活動作から軽度のスポーツを行うことが可能です。



特長 3

胸郭を覆わない形状のため装着中の息苦しさを感じません。

胸郭を覆うことなく外転の動きを制限する独自の構造により、呼吸を妨げず運動時にも息苦しさを感じません。



特長 4

内旋位固定パーツの併用で肩関節手術後の内旋位保持も可能です。

付属の内旋位固定パーツを使用すると、肩関節手術後の内旋位保持も可能です。


内旋位固定パーツ
(付属パーツ)






【計測部位とサイズの選び方】

- 腕の力を抜いた状態で肩の付け根（肩岬と腋下を通る周径）の太さを計測してください。
- 計測値が2サイズの境になった場合は大きい方のサイズをお選びください。

PO ショルダーサポート シグマックス			
サイズ	S	M	L
左右兼用 (cm)	34 ~ 41	41 ~ 48	48 ~ 55



肩サポーター / NinToku




アクロ	コンフォート	5055	オットーボックス			
サイズ	SS	S	M	L	LL	黒
上腕最大周径cm	24~28	28~32	32~35	35~38	38~42	
肩関節の過剰動揺性、不安定性、保護等						
通気性素材とマイクロカプセルによる温度調整素材を採用						

ショルダーサポート	7126	オットーボックス				
サイズ	SS	S	M	L	LL	黒
上腕最大周径cm	24~28	28~32	32~35	35~38	38~42	
肩関節の使いすぎ、肩関節周囲炎等						
伸縮性と保温性に優れた3mm厚のネオプレン素材を採用						

ファシリエイド	サポーター	日本シグマックス			
左右兼用	S	M	L	LL	ブラック
肩峰と腋下を通る周径cm	34~41	41~48	48~55		
肩関節周囲炎等の肩痛に対する安静保持と保温					併売
一人でも楽に装着できる簡便サポーター					

鎖骨バンド / NinToku



クラビクルブレース	日本シグマックス						
サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	白
男性(胸囲)	40~50	50~60	60~70	70~80	85~115	115~150	併売
女性(胸囲)	40~50	50~60	60~65	65~80	80~115	115~150	
鎖骨骨折時の修復後の固定							

クラビクルバンドII	アルケア						
サイズ	SS	S	M	L	LL	白	
成人(胸囲)	—	—	60~80cm	60~80cm	100~130cm		
小児(胸囲)	45~55cm	50~65cm	—	—	—	併売	
幅の広い肩パットと豊富なサイズと板パネ入背当て							

肩甲バンド / NinToku




ドルソカレットツァ ポスチャー	ottobock.				
サイズ	XXS	XS	S	M	グレー
ウエスト周径	60~70cm	70~80cm	80~90cm	90~100cm	50R49
胸部の姿勢保持					PO
背面の2本のスパイラルステーにより体幹のカーブにフィットしながら姿勢を保持。肩周りを広くして上肢の動きの妨げを最小限に。					

スカプラバンド	アドバンフィット				
サイズ	①	②	③	④	ベージュ
アンダーバスト	65~73cm	73~85cm	85~98cm	98~110cm	
胸郭出口症候群・ルーズショルダー等					PO
肩甲骨の挙上および安定化を可能に。肩甲骨をしっかりとサポートする背当てパット。					

ショルダーブレース	トイフェル							
サイズ左右兼用	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	ベージュ
ウエストサイズcm	60以下	60~70	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95	
アンダーバストサイズcm	54~62	60~69	66~78	72~83	80~92	88~101	96~110	
猫背矯正帯								併売
姿勢が悪いことによる生じる様々な症状を予防								

ドルソ アレクサ

Dorso Arexa



ottobock.

特長

- 3点支持による体幹伸展位保持
- 曲げ加工、角度調整による適合
- 防水性素材

用途

- 体幹の伸展位保持


胸椎装具 [ジュエットタイプ]

胸骨パッド・恥骨パッド・背部パッドの3点を固定することで、体幹を伸展位保持します。胸骨パッドのパイプを曲げ加工し、パッドの接する角度を調整することができます。また、各パッドが身体にフィットしやすい構造をしていることで、装着者の体型や角度に応じた適切な適合が行えます。各部品は防水性のある素材で構成されており、シャワー浴や水治療法に使用可能です。



背面

サイズの測り方



イラストのようにウエスト周径を測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
28R140N	フリー	60～150

- 製品高さ調整範囲 37～60 cm
- サービスパーツについては、弊社までお問合せください。

ドルソ オステオ ケア

Dorso Osteo Care



ottobock.

特長

- 体幹前屈姿勢に対する姿勢保持
- 曲げ加工可能なアルミ製の背面プレート

用途

- 胸腰部の姿勢保持


胸腰椎装具 [テラータイプ]

体幹の前屈傾向に対する姿勢保持に使用します。背部の支持体(背面プレート)には、体幹カーブに合わせて曲げ加工ができるアルミ素材を使用しています。また、支持体に連結した肩ベルト・腹部パッドを介して体幹全体をサポートすることで、身体によりフィットする構造となっています。



在庫終了次第
販売中止

サイズの測り方



A) 第7頸椎から3cm下
イラストのようにAとBの間の距離を測ります。
B) 臀溝より2cm上

発注品番	サイズ	適用範囲
		体幹A-B間距離 (cm)
50R20=S	S	39.0～42.0
50R20=M	M	42.0～44.5

- サービスパーツについては弊社までお問合せください。



Original	デモ機あり	材料	アドバンフィット株式会社	胸腰椎装具
前方支柱式胸腰椎装具				Spinal Orthosis
Spinal Orthosis				Spinal Orthosis



胸椎の前屈を制限し
伸展位保持を目的とした
胸腰椎装具です

●特長

- 各部調節式で、その場で適合調整ができます。
- 3点固定(●)の原理で胸骨、下腹部と背部プラスチックパッドにより伸展位を保持します。
- コルセット部は、骨盤～胸腰椎部を支持し腹圧を高め脊椎を安定させます。
- 前方フレーム・胸骨パッドは、胸腰椎部を伸展させます。高さ調節や曲げ加工が容易です。
- 腋下ベルトは、胸骨パッドを後方へ引きつけます。調節式で取り外し交換ができます。




●適応症例

- 脊椎圧迫骨折の保存的治療
- 骨粗鬆症、腫瘍、脊椎炎
- 術後の安定化


品番	サイズ	上前腸骨棘	前方高さ	重量
A-5100	S	65~75cm	27~36cm	420g
A-5101	M	76~84cm	31~40cm	470g
A-5102	L	85~94cm	35~44cm	540g
A-5103	XL	95~110cm	37~46cm	610g

アドバンフィットサイズ表記対応表(2022年4月より)

旧サイズ	XS	S	M	ML	L	XL	3L
新サイズ	0	1	2	2.5	3	4	5




キャッシュブレース		RALPH STORRS
サイズ	フリーサイズ	白
調節範囲	縦 35~50cm/巾 28~34cm	F06-04
圧迫骨折・胸椎カリエス等		PO
軽量シンプルな十字ジュエットブレースです		



NEWキャッシュブレース		RALPH STORRS
サイズ	フリーサイズ	白
調節範囲	縦 35~50cm/巾 28~34cm	F06-05
圧迫骨折・胸椎カリエス等		PO
従来のキャッシュブレースの胸骨パッドが適切でない時に使用		



アルミフレーム金具	富金原義肢
胸腰仙椎用 F-①②③④⑤⑥使用	アルミ合金
腰仙椎用 F-④⑤⑬⑰使用	
胸椎カリエス・圧迫骨折等	PO
製作用フレームのアルミ合金パーツです	



アルミフレーム金具	富金原義肢
商品番号は写真上から下方向↓の順序 F-⑥/F-⑤/F-①/F-④/F-②/F-③	アルミ合金
各2本1組販売です	
	PO
アルミ合金52S厚み2.0m/m 巾20m/m	



アルミフレーム金具	富金原義肢
商品番号は写真上から下方向↓の順序 F-⑩/F-⑪/F-⑫/F-⑭/F-⑮/F-⑯/F-⑰	アルミ合金
各2本1組販売です	
	PO
アルミ合金52S厚み2.0m/m 巾20m/m	


F-hold (エフホールド) 脊椎圧迫骨折用



- 従来の硬性コルセットと同等の固定を実現
(前後屈・回旋運動を確実に制御)
- 骨折後すぐに装着が可能
(応急対応により痛みを緩和し帰宅も可能)
- 左右2つに分かれているので横になったまま装着できます
(ラチェット式で調節もしやすい)

3種類の調整方法と手曲げ加工によりフィットニングが良好

- 骨折レベルに合わせた高さ調整
(最大6cm / 2cm 間隔)
- 円背姿勢に合わせた角度の調整
(0° ~ 30° / 4 段階)
- 周径が大きい場合の延長ベルト
(10 ~ 18cm の延長) (別売)



サイズ周径対応表 [cm]

	S	M	L
上縁	75~90	85~100	95~110
ウエスト	60~80	70~90	80~100
骨盤	70~90	80~100	90~110

TGジュエット (株) 高崎義肢

一人で簡単装着。常に一定の締め付けが可能です。

常に一定の締め付けが行なえるのでずり落ちの心配もなく、ユーザー本人による装着も安心です。

最大40mmの横幅調整が可能

患部により、
背当てパッド
の移動が可能

↑写真：ラチェット式

高さ調整範囲

サイズ	
L	36cm ~ 41cm
M	33.5cm ~ 38cm
S	31cm ~ 36cm

胴囲

58cm ~ 101cm

角度アジャスターで屈曲・伸展角度の調整をします。1穴6度で15ミリの高さ調整が可能です。

新登場

マジックタイプ



◀ 装着手順を動画で見ることができます

TGジュエットは角度アジャスターなどで体型に合わせた細かな設定が可能です。
円背の方から標準姿勢の方まで、その場で調整適合できます。

ジュエツトプレイバック 691N  中村ブレイス株式会社

- ◎ 軽合金使用と背部パットの工夫でシンプルデザイン・軽量化 (M/550 g)
- ◎ 各パーツの調節を可能にし、納品現場での適合、調節を可能にしました。



ノーマルタイプ	691 N
前締め式	696 N
背当てスライド式	680 N
背当てスライド前締め式	682 N

ショートタイプ	694 N
前締め式	697 N
背当てスライド式	681 N
背当てスライド前締め式	683 N

高さ調節の範囲

サイズ	※高さ	高さの調整範囲
S	35cm	32～40cm
M	36cm	34～41cm
L	37cm	35～42cm

高さ調節の範囲

サイズ	※高さ	高さの調整範囲
S	32cm	30～35cm
M	33cm	31～36cm
L	34cm	32～37cm

※胸骨パッドの上端から恥骨パッドの下端までの高さ

サイズ	S	M	L
腹囲 (cm)	55～70cm	70～90cm	90～105cm

注) バスト・ヒップ周径が大きい方は大きめのサイズをお勧めします。

○カバー色

ベージュ シルバーグレー



取寄せ

◇適応

胸椎下位、腰椎圧迫骨折

など

- 胸骨パッド・恥骨パッドのカバーの追加販売をいたします。

ジュエツプレイバック バリエーション説明

前締め式

- 特長
- ベルトは前締め式で、しっかりと固定できます。
 - 緩みにくく、ずり落ちの心配がありません。
 - 背当ては蛇腹構造で背部にフィットします。



従来タイプ
(前方で折り返す)




前締め式
(後方で折り返す)




背当て

装着方法については従来タイプと違い右側面を身体の前にして、仮止めをする方式なので、同梱されています説明書を一度ご確認ください。




背当てスライド式


特長



従来の2ヶ所から4ヶ所で締められる両締めタイプです



少ない力でスムーズに締められる管付カンを使用



拡大

初期調整の方法がベルトネジ止め式から、ベルク口調整式になり背当て部分が蛇腹構造でスライドします

ジュエツプレイバック角度調節式 685N



右側面



背当て



角度調節機構

胸骨部

恥骨部

● 円背の角度に合わせて胸骨、恥骨フレームそれぞれの角度を調整することができます。

● 0°から30°まで5°ずつ、7段階で調節できます。

● 背当ては蛇腹構造でスライドします。

● 両側4ヶ所のベルトを締める両締め式です。



0°ずつ



15°ずつ



30°ずつ


【ジュエツプレイバック角度調節式】

サイズ	M	L
腹囲(cm)	70~90	90~105

注)バストリップ周径が大きい方には大きめのサイズをお薦めします。

○カバー色：ベージュ・シルバーグレー

○胸骨パッド・恥骨パッドのカバーの追加販売いたします。



◆適応

円背のある方の胸椎下位、腰椎圧迫骨折 など

サイズ	※高さ(cm)	出荷時の角度設定 (胸骨・恥骨フレーム)
M	33	0° ずつ
L	34	0° ずつ

※胸骨パッドの上端から恥骨パッドの下端までの高さ。

AD ジュエツトブレイス

アドバンフィット株式会社



前開きで装着が容易にできます

脊椎圧迫骨折に即対応可能

胸腰椎の前屈を制限し
伸展位保持を目的とした装具です

●特長

- 腰部継手付
伸展位～前屈位までの調節が容易です。
- 前開きの構造で装着しやすいラチェット式
その構造により装着性、調節性が向上しました。
- 高さ調節
前方支柱と側方軸穴の移動により15cmの調節ができます。
- 柔軟性のあるプラスチック
体にフィットし、軽量であり装着感が良好です。
- 体形に合わせて前方支柱を曲げ加工できます

各部調節式で、その場で適合調整ができます。



周径調節
ベルクロ

前方高さ
調節ネジ



●適応症例

- 脊椎圧迫骨折の保存的治療
- 骨粗鬆症、円背
- 脊椎炎
- その他 脊椎疾患

※仕様変更 (2022年7月)

○前方支柱をプラスチック内部に埋め込み、ネジの突出を最小限にしました。

○支柱高さの調整幅が増えました

アドバンフィットサイズ表記対応表 (2022年4月より)

品番	サイズ	上前腸骨棘	前方高さ	重量
A-5401	①	60～75cm	27.5～33.5cm	470g
A-5402	②	75～90cm	30.5～38cm	600g
A-5403	③	85～100cm	34.5～42cm	670g

※前方高さの調節幅は支柱をカットすることで更に増加できます

旧サイズ	XS	S	M	ML	L	XL	3L
新サイズ	0	1	2	2.5	3	4	5



トラコバンド (ハード)		オルト産業
レギュラーサイズ	別注品	白
巾X長さ 16X100cm	16cm X -----	F07-01
肋骨の骨折、打撲等		併売
体の大きさやかたちに合わせてハサミで自由にカット		



トラコバンド (ソフト)		オルト産業
レギュラーサイズ	別注品	白
巾X長さ 16X95cm	16cm X -----	F07-02
肋骨の骨折、打撲等		併売
婦人、老人、幼児におすすめます		



バストバンド・エース					アルケア
サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲 cm	59 ~79	77 ~97	95 ~115	113 ~133	131 ~151
長さ×幅 cm (最大)	76 ~20	92 ~20	109 ~20	125 ~20	145 ~20
胸部固定用伸縮帯					
ズレを防ぎ、フィット性に優れた設計					



バストバンドDX				アルケア
サイズ	男性用	女性用 左	女性用 右	ベージュ
規格 cm	17X100	17X100	17X100	F07-05
胸部固定用伸縮帯				併売
型くずれしにくい圧縮ウレタン芯材使用				



リブバンド・me					日本シグマックス
サイズ	S	M	L	LL	白
胸囲 cm	70~85	85~100	100~120	120~140	
肋骨骨折の固定、助間神経痛等					併売
伸縮性メッシュを背部にも使用、通気性、吸汗性、肌触りにも優れています					



リブバンド (一般用)					日本シグマックス
サイズ	S	M	L	LL	グレー
胸囲 cm	70~85	85~100	100~120	120~140	F07-07
肋骨骨折の固定、助間神経痛等					併売
豊富なサイズ構成で、従来品より通気性が2.5倍にアップしました					



リブバンド (女性用)				日本シグマックス
サイズ	M	L	LL	グレー
アンダー バストcm	60~75	75~90	90~105	
女性の肋骨骨折の固定、助間神経痛の緩和等				併売
乳房を圧迫しない形状の女性用です				



リブバンドII					日本シグマックス
サイズ	S	M	L	LL	グレー
胸囲 cm	70~85	85~100	100~120	120~140	
肋骨骨折の固定・胸部挫傷等					併売
前部2分割の為圧迫力の微調整が可能、通気性が2.5倍アップしました					

ライトブレース RS (アルケア)


●装着前方から



●装着後方から



患者の腰背部形状に合わせた「個対応ステー」 3ステップ簡単制作



1. 個対応ステーを折り曲げます

個対応ステーに内蔵された水袋が破裂し、硬化が始まります。

※可使用時間は約10分です。

2. 患者の腰背部にモールディング

患者の腰背部に、ゆっくり押し付け個人の体型にぴったりとフィットさせます。

※立位、座位など製作しやすい肢位で製作してください。腰骨全体を覆い、腰部ベルトの重なりの上部分がへそのあたりにくるように装着位置を調整してください。


3. 硬化した個対応ステーを挿入

個対応ステーを装具の後背部にあるポケットに挿入し、完成です。

※個対応ステーが完全に硬化する翌日から使用してください。

3種類のオプションステー

ジャストフィットの個対応ステー、腰部固定帯に使用されるアルミステーやプラスチックステーもオプションとしてパッケージされており、腰部の制限に応じて3種類のステーを入れ替えることができます。



サイズの選定方法

- 腰回(腸骨の周囲)を計測してください。
- サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。
- ※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

サイズ	S	M	L
腰回 (cm)	65 ~ 80	75 ~ 90	85 ~ 100
ウエスト回 (cm)	55 ~ 70	65 ~ 80	75 ~ 95

ご注文は義肢装具製作所へお願いします。



マックスベルトS1						シグマックス	
サイズ	SS	S	M	L	LL	黒	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105		
背部 (高さ)	19cm		腹部 (高さ)		12cm	ステー	
						アルミ	プラスチック
							4本



マックスベルトS2						シグマックス	
サイズ	SS	S	M	L	LL	黒	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105		
背部 (高さ)	20cm		腹部 (高さ)		18cm	ステー	
						アルミ	プラスチック
							6本



マックスベルトS3						シグマックス	
サイズ	SS	S	M	L	LL	黒	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105		
背部 (高さ)	30cm		腹部 (高さ)		11.5cm	ステー	
						アルミ	プラスチック
							4本

※SS・Sサイズは背当て部の寸が短い仕様です



ランボ デイレクサ 50R50							オットーホック
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	グレー
ウエスト cm	70 ~80	80 ~90	90 ~100	100 ~110	110 ~120	120 ~130	併売
背部		腹部			ステー		
(高さ)		(高さ)			アルミ	プラスチック	
24cm		17cm					



サクロデラックス					アルケア
サイズ	S	M	L	LL	白
ウエスト cm	55~70	65~80	75~95	85~105	併売
腰回り cm	65~80	75~90	85~100	95~110	
背部		腹部		ステー	
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック
22.5cm		15cm			



ゴム帯 75 幅

サクロワイド・EX						アルケア
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
ウエスト cm	55 ~70	65 ~80	75 ~95	85 ~105	95 ~115	併売
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部			ステー	
(高さ)		(高さ)			アルミ	プラスチック
22.5cm		15cm				4本



ゴム帯 65 幅

サクロワイド・DX						アルケア
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部			ステー	
(高さ)		(高さ)			アルミ	プラスチック
22.5cm		15cm				2本



取寄せ

マックスベルトR3					日本シグマックス	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白、前部ベージュ
腰回り cm	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
22cm		16.5cm			4本	



マックスベルトR2								シグマックス
サイズ	X S	S	M	L	LL	3L	4L	白、前部ベージュ
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	115 ~125	
背部		腹部			ステー			
(高さ)		(高さ)			アルミ	プラスチック		
22cm		16.5cm					2本	



マックスベルト me 3									日本シグマックス
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	白
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	115 ~125	125 ~135	
背部			腹部			ステー			
(高さ)			(高さ)			アルミ	プラスチック		
22cm			15.5cm					2本	



マックスベルト me 2									日本シグマックス
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	白
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	115 ~125	125 ~135	
背部			腹部			ステー			
(高さ)			(高さ)			アルミ	プラスチック		
22cm			11.5cm					2本	



マックスベルト me ブラック									日本シグマックス
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	黒	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	115 ~125	併売	
背部			腹部			ステー			
(高さ)			(高さ)			アルミ	プラスチック		
22cm			11.5cm					2本	



マックスベルトme2 HC								日本シグマックス	
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	白	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	115 ~125		
背部			腹部			ステー			
(高さ)			(高さ)			アルミ	プラスチック		
20cm							2本		



サクロライト・EX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
ウエスト cm	55 ~70	65 ~80	75 ~95	85 ~105	95 ~115	
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
20cm		12.5cm		2本	2本	




サクロメッシュ・EX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
ウエスト cm	55 ~70	65 ~80	75 ~95	85 ~105	95 ~115	
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
20cm		12.5cm			4本	



サクロライト・DX						アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	白
ウエスト cm	55 ~70	65 ~80	75 ~95	85 ~105	95 ~115	105 ~125	
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	115 ~130	
背部		腹部		ステー			
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック		
20cm		12.5cm		2本			



サクロメッシュ・DX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
20cm		12.5cm		2本	2本	



マックスベルトme1							シグマックス	
サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	白	
ウエスト cm	55 ~65	65 ~75	75 ~85	85 ~95	95 ~105	105 ~115	併売	
背部			腹部			ステー		
(高さ)			(高さ)			アルミ	プラスチック	
19cm			15.5cm				2本	



サクロ・ビバナス					アルケア	
サイズ	SS	S	M	L	LL	ベージュ
ウエスト cm	52 ~58	58 ~64	64 ~70	69 ~77	77 ~85	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
18cm		9.5cm			4本	
動きやすくズレにくいササ専用設計						

補助ベルト無・背部高

腰椎帯・レギュラータイプ / NinToku



サクロワイド・FX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
22.5cm		15cm		2本		



ルンボフィクスDX					オルト産業	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
ウエスト cm	58~68	68~78	78~90	90~105		F09-01
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
22cm		18.5cm		2本		



マックスベルトR1					日本シグマックス	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白、前部ベージュ
ウエスト cm	65~75	75~85	85~95	95~105		
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
22cm		16.5cm		2本		



マックスベルト FR					シグマックス	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
ウエスト cm	55 ~70	70 ~85	85 ~100	100 ~115		
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		プラスチック		
20cm		24cm		前2後4		
腹部側にプラスチックステーを配置、体幹を全面からサポート						



サクロライト・FX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
20cm		12.5cm		2本		



サクロメッシュ・FX					アルケア	
サイズ	S	M	L	LL	3L	白
腰回り cm	65 ~80	75 ~90	85 ~100	95 ~110	105 ~120	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
20cm		12.5cm		2本		



マックスベルトショート					シグマックス	
サイズ	S	M	L	LL	3L	ライトベージュ
骨盤周径 cm	75 ~83	83 ~91	91 ~99	99 ~107	107 ~115	F04-04
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
12cm		9cm				



ピー・アイ・バンド/PV・バンド					中村 Preis	
サイズ	SS	S	M	L	LL	白/紫コンビ
骨盤周径 cm	72 ~77	78 ~83	84 ~90	91 ~98	99 ~107	
背部		腹部		ステー		
(高さ)		(高さ)		アルミ	プラスチック	
10cm		10cm				

仙腸帯 / NinToku

仙腸帯 / NinToku




アドビックバンドプーリー					アドバンフィット	
サイズ	S	M	L	LL	黒・ベージュ	
上前腸骨棘	68~75	75~85	85~95	95~105		
背部	腹部		ステー			
(高さ)	(高さ)		アルミ	プラスチック		
14cm(M)	11cm(M)			2本		

アドビックバンド					アドバンフィット	
サイズ	S	M	L	LL	ベージュ	
下腹部 c m	68~75	76~84	85~94	95~103		F13-07
背部	腹部		ステー			
(高さ)	(高さ)		板ハネ			
14cm	10cm			2本		

アドビックバンド (生ゴム)					アドバンフィット	
サイズ	S	M	L	LL	ベージュ	
下腹部 c m	68~75	76~84	85~94	95~103		F13-08
背部	腹部		ステー			
(高さ)	(高さ)		板ハネ			
14cm	10cm			2本		

ottobock.



片手で楽々加圧調整

滑車機構につながれたプルケーブルを引くと、背部のプーリーシステムが締まります。片手で楽々加圧調整ができます。

機能的で、

スリムなデザイン

背部のプーリーシステムは、各個人に合わせた心地よい締め加減を調整できます。機能的な機構でありながら目立たないスリムなデザインです。

仙腸関節と繊維軟骨結合が固定されて下肢帯が安定し、痛みの軽減に繋がります。

スマートスパイン SI サポート (50R236)		
サイズ	S/M	L
ウエスト周径	89cm 未満	89cm 以上

背部	腹部	ステー	
(高さ)	(高さ)	アルミ	プラスチック
14cm	8.5cm		

アドバンフィットサイズ表記対応表	旧サイズ	新サイズ
	XS	0
	S	1
	M	2
	ML	2.5
	L	3
XL	4	
3L	5	

腰仙帯 / NinToku

アドビックバンド プーリー LS



特徴

- 軽い力で締まるので腰部および骨盤部の安定支持がしっかりできます。
- 動滑車の原理で”しめる力は 1/2” ですみます。
- 後方 2 分割のため、さまざまな動きにジャストフィットし、ズレにくいデザインになっています。

サイズ (cm)	S	M	L	LL
上前腸骨棘	68~75	75~85	85~95	95~105

背部	腹部	ステー	
(高さ)	(高さ)	アルミ	プラスチック
17cm(M)	14cm(M)		2本

色: 黒・ベージュ

マックスベルト se					シグマックス	
サイズ	S	M	L	LL	3L	ライトベージュ
ウエスト c m	65~75	75~85	85~95	95~105	105~115	
背部	腹部		ステー			
(高さ)	(高さ)		アルミ	プラスチック		
22cm	15.5cm			2本		

スコティッシュライトヒップジョイント

摩擦が少ないスラストベアリングを内蔵した遊動式股継手です。

サイズ	外転角度	支柱幅 (mm)	厚さ (mm)	中心からの長さ (mm)
S	0° / 10° / 25° / 35°	16	5	127/152
M	0° / 10° / 25° / 35°	21	6	140/190
L	0° / 10° / 25° / 35°	22	8	152/203

※サイズ、外転角度をお選びください。左右兼用です。



スコティッシュライトヒップジョイント外転角度調節式

摩擦が少ないスラストベアリングを内蔵した遊動式股継手です。
付属のネジで0°から25°まで任意の外転角度に設定できます。

サイズ	外転角度	支柱幅 (mm)	厚さ (mm)	中心からの長さ (mm)
S	0° ~ 25°	18/15	5/6	127/152
M	0° ~ 25°	20/18	6/6	140/190
L	0° ~ 25°	23/18	7/9	152/203

※サイズをお選びください。左右兼用です



アルミ H.J 用角度調節板		フィラワー	
サイズ	小	大	ステン
規格	アルミヒップ 小用	アルミヒップ 大用	F14-09
-----			PO
アルミヒップジョイント用屈曲、伸展範囲調節及び固定位パーツ			



トライラテラルキットパルテス用				フィラワー	
サイズ	S/右 S/左	M/右 M/左	L/右 L/左	LL/右 LL/左	ステン/メッキ
-----					F14-04
パルテス病 (片側)					PO
座骨支持により大腿骨骨頭の免荷が確実です					



スコティッシュライトキットパルテス用			フィラワー	
サイズ	大	小	ステン/メッキ	
-----			F14-05	
パルテス病 (両側)			PO	
股関節の外転、外旋の良肢位を保持				

ライト・ヒップ・ブレース

◇◇◇◇ 洛北義肢 ◇◇◇◇



- ◆ 着脱が容易
- ◆ 伸展0度でストップ。屈曲制限は任意の角度設定可能
- ◆ スライド機構付き
- ◆ 強力移動マジック使用
- ◆ 支柱本体の外転角度は15度
- ◆ ダイアルロック継手のみの販売も可

☆ 特小サイズが追加されました。


ライト・ヒップ・ブレース	サイズ	左右別 /cm
	大	158 ~ 175
	小	158 ~ 以下
	特小	145cm 以下 大腿部周径 30cm 以下



支柱のみ	規格	
	幅	18mm
	厚み	5mm
	素材	A-7075ジュラルミン




シャンプス	(605N)	中村ブレース
サイズ	フリーサイズ	白紺コンビ
規格	約1,500g	F15-04
股関節術後の良肢位保持		PO
軽量、安全、外カバーは洗濯可能		



ニューポート3 (Newport 3)

取寄せ

●骨盤帯後面のクランピング ディスクにより、骨盤の解剖学的形状に一致させることが可能で、性別を問わずご使用いただけます。また、骨盤周径の調整も可能です。



- バックル機構を採用し、骨盤帯および大腿コルセットの着脱が大変簡単です。
- ヒップジョイントは内・外転、屈曲、伸展の調整が可能です。
- 装具内側のネオプレンにより、快適なフィット感をお約束します。
- オプションとして下腿部・足部の内・外旋をコントロールするアンチ・ローテーション・ケーブル・キット (ARCキット) も用意しております。ニューポート3との組合せで、よりコンパクトなHKAFOとしてご使用いただけます。



※ヒップジョイントのみの販売もしております。

サイズ	骨盤周径	ウエスト周径	大腿周径	
			大腿上部	膝上
X-Small			28-43cm	20-33cm
Small	66-81cm	56-71cm	43-53cm	33-41cm
Medium	81-96cm	71-86cm	51-61cm	38-46cm
Large	96-112cm	86-102cm	58-69cm	43-51cm
X-Large	112-127cm	102-117cm	66-76cm	48-56cm

※大腿部のフィッティングを向上させる為、ご希望により大腿部のサイズアップ、サイズダウンをお受けします。
※XLサイズ、ARCキットはお取り寄せとなります。



ニューポート4 (Newport 4)

取寄せ

- 外観の美しい射出成型のプラスチックカバーを使用しています。
 - 骨盤帯後面のクランピング ディスクにより、性別を問わず骨盤の解剖学的形状に一致させることが可能です。また、骨盤周径も調整できます。
 - 骨盤帯は左右どちらの大腿コルセットでも使用可能な、ユニバーサル デザインとなっています。
 - 大腿コルセットは大腿内側近位部まで覆わない、コンパクトな形状なので、より清潔にお使いいただけます。
 - 大腿コルセットのクランピング ディスクにより、コルセットを個々のユーザーに合った形状に調整可能で、膝関節屈曲動作を妨げず、屈曲時の違和感や不快感がありません。
- ※ヒップジョイントのみの販売もしております。

適応 ・股関節術後の固定と保護。 ・人工股関節置換術後の再脱臼防止。
・股関節疾患の進行防止および緩和。

サイズ	骨盤周径	ウエスト周径	大腿周径	
			大腿上部	膝上
Small	66-81cm	56-71cm	38-53cm	30-43cm
Medium	81-96cm	71-86cm	43-61cm	33-46cm
Large	96-111cm	86-101cm	48-68cm	35-51cm
X-Large	111-127cm	101-116cm	53-73cm	43-58cm

※L・XLサイズはお取り寄せとなります。



ニューポートJr. (Newport Jr.)

取寄せ

- 体型を問わず適応可能な骨盤部分。
 - 支持力分散型の左右一対の大腿カフ。
 - 洗濯可能なクールフォームライナー (洗い替えスペア付)。
 - 装着感の良い骨盤パッド。
 - 骨盤を安定させる解剖学的デザイン。
- ※ヒップジョイントのみの販売もしております。

適応 ・小児股関節の術後の固定、および保護。
・股関節亜脱臼で痛みを和らげる為に正しい肢位をとる必要がある場合。
・座位や立位のバランスを向上させる必要がある場合。

サイズ	ウエスト周径	大腿中央周径	大転子～膝軸間長さ
X-Small	45.4～48.3cm	25.0～27.6cm	18.3～21.5cm
Small	47.6～51.4cm	26.9～30.8cm	20.6～25.7cm
Medium	50.8～55.8cm	28.3～34.9cm	24.0～30.1cm
Large	55.2～60.3cm	32.3～38.5cm	29.1～35.5cm
X-Large	59.6～64.7cm	35.5～42.8cm	35.2～41.5cm

※大腿部のフィッティングを向上させる為、ご希望により大腿部のサイズアップ、サイズダウンをお受けします。

*取り寄せ商品の為、出荷に2日程度時間がかかります。(返品不可商品)

エスユーヒップブレース SU Hip Brace



アルミ製ヒンジによる屈曲・伸展、内転・外転制限
股関節専用ストラップによる股関節の安定化

装着感・快適性を重視したデザイン

ベルト・ストラップは取り外し洗濯可能

体型に合わせて調整可能な各種パーツ

■ 骨盤カフ、大腿カフ

① 高さの調整

高さは骨盤カフ、大腿カフとも 15mm ずつ 3 段階で調整ができるため、適切な製品丈で装着できます。

※出荷時は「中」の高さにセットされています。

② 形状の調整

熱可塑性樹脂を採用。体型に合わせて形状に調整ができ、フィット性を高め、装着時の不快感を軽減します。


■ アルミ製ヒンジ

ヒンジはアルミ製のため、患者様の体型に合わせて、ヒンジを曲げて調整することができます。

■ 角度調整

伸展	-15°	0°	15°	—	—	—	—	—
屈曲	-15°	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°

※調節したヒンジの角度と股関節の角度は、一致しない場合があります。



サイズ (cm)	S	M	L
胴囲	65 ~ 80	80 ~ 95	95 ~ 110
大腿周囲 (目安)	40 ~ 60	45 ~ 65	47 ~ 67

■ サイズの選び方 胴囲に合わせて選んで下さい。胴囲はへその位置を目安に計測してください。大腿周囲は大腿の最も太い位置を目安に計測してください。

ヒッププロテクターII (トクダオルソテック)

厚労省リスト収載

ハードタイプ

取寄せ



ステンレス製
ダイヤルロック
強固な股関節制御

軟性素材
エアータッチ
優れた通気性と
装着感

通常タイプ



ダイヤルロック
10度刻みで調整可能

軟性素材
エアータッチ
優れた通気性と
装着感

外転モーメントの獲得

骨盤を覆う形状であることに加え、装具の芯材に2mm厚の軟質ポリエチレンを使用しており、これをベースとして外側のダイヤルロック股継手を取り付けられていることで、軟性装具ながら外転モーメントの獲得に成功しています。

《適応症状》

- ・変形性股関節症
- ・大腿骨頭壊死による疼痛
- ・人工股関節術後の脱臼予防
- ・関節リウマチによる疼痛

標準サイズ

種類	適用範囲	
	骨盤まわり	大腿周囲 (膝上15cm)
S	65 ~ 80cm	35 ~ 45cm
M	80 ~ 95cm	45 ~ 55cm
L	95 ~ 120cm	55 ~ 65cm

大腿部が小さいサイズ

種類	適用範囲	
	骨盤まわり	大腿周囲 (膝上15cm)
S - SS	65 ~ 80cm	25 ~ 35cm
M - S	80 ~ 95cm	35 ~ 45cm
L - M	95 ~ 120cm	45 ~ 55cm

種類・規格 (左右別) 色 / 紺色


股関節サポーター / NinToku



ヒッププロテクトG・アシスト				徳田義肢
サイズ	S	M	L	左右別
腰回り cm	65~80	80~95	95~120	黒・ブルーコンビ
大腿周径 cm	35~45	45~55	55~65	
変形性股関節症・大腿骨頭壊死等				PO
回旋防止ベルト/両脇用・小児用のオプションもあります				



ヒップOAサポーター					アルケア
サイズ	S	M	L	XL	白
ヒップ周径 cm	70~85	80~95	90~105	100~115	3A16-01
大腿周径 cm	42.5~52.5	45.0~55.0	47.5~57.5	50.0~60.0	
右足/左足/両足の3種類あります					併売



プレパンツ					日本シグマックス
サイズ	S	M	L	LL	白
ヒップ回り cm	65~75	75~90	90~110	110~130	F15-05
人工関節、植皮術後、腰、大腿部圧迫					
弾力性に富んだラテックスゴム使用、充分な圧迫固定					併売




取寄せ

ヒップグリップ					アルケア
サイズ	S	M	L	LL	白
大腿周径 cm	40~45	45~51	51~58	58~66	F15-06
股関節圧迫固定帯					
装着させやすく、左右兼用タイプです					併売



マス・マリヒップ 651N					中村ブレース
サイズ	S	M	L	XL	ベージュ
ヒップ周径 cm	75~84	85~94	95~104	105~115	F15-09
変形性股関節症の保存的療法に					
シリコーン大転子パッドで、ずれ防止・伸縮自在の弾性帯					PO

リーメンビューゲル / NinToku



パブリックバンド (近畿義肢式)					近畿義肢
サイズ	S	M	L	SS LL	白
規格	-----			別注扱	F15-07
先天性股関節脱臼					PO
足部において足部をしっかりホールド、素材はウール100%					



パブリックバンド (大塩式)				大塩整形医療
サイズ	S	M	L	白
規格	-----			F15-08
先天性股関節脱臼				PO
ウール100%素材の肌に優しいパブリック帯です				

※販売再開しました

M E M O

MEMO

MEMO

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。

株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp