

ORTHO SIS



肘・手首・手部

装具部品・半製品サポーター

Elbow

Digitimanus & Arch

Nintoku Corp

肘関節の軽度靭帯損傷に。

P.O.
Prosthetist & Orthotist

ELBOW SUPPORT 2

P.O. エルボーサポート 2

by SIGMAX

- ① セミクローズドタイプ
- ② ストラフレックス®(芯材)
- ③ 2wayダブルラッセル
- ④ 樹脂ステー (P.O.エルボーサポート2)

肘関節の軽度靭帯損傷、
ギプス固定後の安静保持に。

【計測部位とサイズの選び方】

☆上腕囲 (腕の力を抜いた状態で肘頭から12cm上の腕の太さ)を計測してください。

☆計測値が2サイズの境になった場合は、大きい方のサイズをお選びください。

12cm

P.O. エルボーサポート 2・3 サイズ表

サイズ(左右兼用)	適用範囲 (cm)
S	19.0 ~ 22.0
M	22.0 ~ 25.0
L	25.0 ~ 28.0
LL	28.0 ~ 31.0
3L	31.0 ~ 34.0

P.O.
Prosthetist & Orthotist

ELBOW SUPPORT 3

P.O. エルボーサポート 3

厚労省リスト収載

- ① セミクローズドタイプ
- ② ストラフレックス®(芯材)
- ③ 2wayダブルラッセル
- ④ アルミヒンジ (P.O.エルボーサポート3)

用途にあわせた2タイプのオプション〈ストラップ〉で、
肘関節をさらに強力サポート。【P.O. エルボーサポート 2/3 専用】

P.O. エルボーサポート 2/3 用

側方安定ストラップ

NEW

ストラップによる
「3点支持」で
肘関節の
側方安定性を
高めます。



P.O. ELBOW
SUPPORT 3
+
側方安定ストラップ

サイズ (左右兼用)	適用範囲
S・M	本体サイズ
L・LL	
3L	

P.O. エルボーサポート 2/3 用

過伸展防止ストラップ

過伸展防止
ストラップで
肘関節の
過伸展を
防ぎます。



P.O. ELBOW
SUPPORT 3
+
過伸展防止ストラップ

サイズ (左右兼用)	適用範囲
ショート	本体サイズ S・M・L
ロング	本体サイズ LL・3L

肘サポーター 赤ライン

- 通気性ネオプレン(4m/m 穴あき加工)素材に赤のパイピングがスポーティーな肘サポーターです。
- 立体縫製、肘穴により装着維持・装着感が良好です。
- (株)アクトが製作する仁徳オリジナル商品です。



- 樹脂性スパイラルステーにより型崩れ防止
- スポーティーな赤のパイピング
- ベルトは全面に伸縮マジックを採用、フィット性に優れ、固定力の調節が可能
- 装着がしやすいセミスリーブタイプ

(特徴)

通気性ネオプレン素材により優れた保温性・圧迫性で疼痛を緩和。

サイズ	適応範囲 (肘頭周囲)
S	22.0cm ~ 26.0cm
M	24.0cm ~ 28.0cm
L	26.0cm ~ 30.0cm
XL	28.0cm ~ 32.0cm

(バウアーファインド) エプトレイン肘サポーター




取寄せ

(用途)

エプトレインは、スポーツや労働による過労の場合や、運動療法の際に着用します。エプトレインは、アクティブサポーターとして、長期のリハビリ療法や術後回復期の使用に最適です。エプトレインは機能療法に原理を生かした肘用サポーターで、副作用もなく安心して御利用いただけます。

(使用例)

上顎疾患（テニス肘など）。
関節症及び関節炎による関節内滲出と腫脹。
術後及び外傷治療後の過敏症。
筋腱疾患。



測定位置

サイズ/左右兼用	cm	inches
0	17~19	6 1/2~7 1/2
I	19~21	7 1/2~8 1/4
II	21~23	8 1/4~9
III	23~25	9~9 3/4
IV	25~27	9 3/4~10 1/2
V	27~29	10 1/2~11 1/2
VI	29~31	11 1/2~12 1/4



マックスパッド・ウール肘 (シグマックス)

S (肘)	M (肘 M・膝 S)	L (肘 L・膝 M)
20cm ~ 25cm	23cm ~ 30cm	30cm ~ 40cm

適切な伸縮性と快適なフィット性、ウールの特性である保温性と通気性を最大限に生かしました。

肘は肘頭から 10cm 上の周径、膝は膝蓋骨中心から 12cm 上の周径を目安にしてください。



シームレスサポーター肘 (アルケア)

フリーサイズ

ポリノジック使用で、保温性を高めています。ソフトな肌触りと伸縮性、快適な通気性と吸湿性を提供します。

BY シラック

HEX ELBOW BRACE ヘックスエルボーブレース

- ・内側側副靭帯断裂
 - ・上腕骨脱臼、垂脱臼時の固定
- 前腕部：スリーブ型、上腕部：オープン型

◎上腕の最大周径部を計測

品番	サイズ	上腕周径
BR-14482	S	23~27cm
BR-14483	M	27~30cm
BR-14484	L	30~34cm
BR-14485	XL	34~38cm

※XXLサイズは取寄せ商品となります
(ご注文から約3週間~1か月後納品)

【角度制限】 伸展：0° 10° 20° 30° 40°
屈曲：45° 60° 75° 90°



取寄せ

TENNIS ELBOW STRAP テニスエルボーストラップ

- ・上腕骨、外側上顆炎

◎前腕の最大周径部を計測

品番	サイズ	上腕周径
VP30604-010	XS	20~23cm
VP30604-020	S	23~25cm
VP30604-030	M	25~28cm
VP30604-040	L	28~30cm
VP30604-050	XL	30~36cm



取寄せ

テニスエルボーサポーター（アルケア）



バラ売り可

- パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。
- 厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
- リングを通して止めるだけで、簡単に装着できます。

カラー	前腕最大周囲	幅×長さ
ブルー	20cm～27cm	3cm×40cm
ブラック	20cm～27cm	3cm×40cm

1箱 / 5個入り

テニスエルボーバンド（アルケア）



バラ売り可

- 幅広タイプのバンドにより、手関節伸筋群を的確に圧迫します。
- 伸縮素材と非伸縮素材の組み合わせにより、ズレを低減します。
- リングを通して止めるだけで、簡単に装着できます。

フリーサイズ / 前腕最大周囲	幅×長さ
20cm～30cm	5cm×35cm

1箱 / 5個入り

肘関節装具 エピフォルサプラス 【50A3】ottobock.



フリーサイズ / 左右兼用



パッド位置決めライン

■ 上腕骨外側上顆または内側上顆の腱附着部へ適度に圧迫しながら本体バンドで締め付けることができます。

■ 本体には、左右それぞれのパッドの位置決めをするためのラインがプリントされていますので、最適な位置に調整することができます。

■ 本体にはプラスチックの芯材が内蔵されており立体的にしっかりとフィットする構造となっています。またループにした状態から腕を通し、簡単に装着することができます。



解剖学的な立体状のパッド
このユニークな形状により、必要な部位をしっかりと押さえることができます。



プラスチックの芯材

ファシリエイド サポーター肘 (日本シグマックス)



● 適度な硬さを持つパッドが、腱附着部の遠位を程よく圧迫します。

● 輪状にした本体に腕を通して面ファスナーをとめるだけ。片手でも簡単に装着できる形状です。

● ストラップの端に膨らみを持たせてあるので、コカンから外れにくくなっています。

● 洗えるので、何度でも清潔にご使用になれます。

● 様々な腕の太さに対応できるフリーサイズです。



※ 1箱5ヶ入り
バラ販売も可能です

〈計測の方法〉

腕の力を抜いた状態で、
前腕の一番太い部分の
周径を計測してください。



品番	サイズ	適用範囲(前腕周)	1袋入数	1箱入数
302100	フリーサイズ	19.0cm~31.0cm	1コ	5袋

It's New

範囲を指定するか／角度を固定するか

ダイヤル手継手




完成用部品

アドバンフィット株式会社


可動域制限

ダイヤル手継手前腕バーの穴に可動域設定用ねじをとめることで20°ごとに可動域制限ができます。




角度固定

ダイヤル手継手手掌バーに2つあいている穴に角度固定用ねじをとめることで10°ごとに固定ができます。




構成部品

ダイヤル手継手
(画像は右手用)



フリージョイント



品番	品名	規格 (mm)	重量
A-3801R	ダイヤル手継手 (右) のみ	2.5×12×210	24g
A-3801L	ダイヤル手継手 (左) のみ		
A-3802R	ダイヤル手継手 (右) フリージョイント付	2.5×12×210	41g
A-3802L	ダイヤル手継手 (左) フリージョイント付		
A-3803	ダイヤル手継手用フリージョイントのみ	2.5×12×200	17g



リスト Z 520N (中村ブレイス)

S	M	L	(cm)
16-19	18-20	19-22	
左右別 / MP 周径でのめやす			
カラー：白のみ			
手根管症候群、橈骨神経麻痺等			
超シンプルなスプリントです			



パワフルリスト Z 523N (中村ブレイス)

S	M	L	(cm)
16-19	18-20	19-22	
左右別 / MP 周径でのめやす			
カラー：ベージュのみ			
手根管症候群、橈骨神経麻痺等			
リスト Z に中手骨バーを追加			

コックアップリスト (シラックジャパン)



DP2



DP3

※ DP2より4cm長い

手根管症候群

ギブス除去後の固定

サイズ	SS—S	M—L	LL—3L	左右別 DP2・DP3 同じ
手首周径 (cm)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	

P.O. リストサポート 2

ショートタイプ



ロングタイプ



- 軽度の腱鞘炎等
- 手軽に装着できるショートタイプ

- 手根管症候群、手関節腱鞘炎、慢性関節リウマチ、麻痺などの拘縮予防、安静保持
- 前腕から手関節まで固定可能なロングタイプ

サイズ	S	M	L	色：ベージュ ブラック 左 右 別
手首周径 (cm)	12.5 ~ 14.5	14.5 ~ 16.5	16.5 ~ 19.0	

マニユ3D ベーシス# 4143



特徴：黒色に変更
 掌側にプラスチックステー
 拇指の動きを考慮した拇
 指 調整ループ付オープンタイ
 プ

適用：手関節保護・固定・安静

品番：4143 手首周径 (cm)
SS : 14.0 ~ 15.0
S : 15.0 ~ 16.0
M : 16.0 ~ 17.0
L : 17.0 ~ 18.5
LL : 18.5 ~ 20.0
3L : 20.0 ~ 22.0

左右別

3Lサイズは取り寄せになります。

マニユ アレクサ # 50P20



特徴：掌側・背側に曲げ加工可
 能なアスミステー
 筒形構造で装着しやすい
 Pull2Goタブで締めこみ易い

適用：手関節の保護・固定・安静

品番：50P20 手首周径 (cm)
S : 14.0 ~ 16.0
M : 16.0 ~ 19.0
L : 19.0 ~ 22.0

左右兼用

マニユ インモビル/ロング# 50P10/50P11

取寄せ



特徴：硬質発泡素材の手関節固
 定装具
 パッドは取り外し洗濯可能
 本体はパッドを外して水洗
 い可能

品番：50P10
左右別 フリーサイズ



※ 指先無いタイプが 50P10

品番：50P11
手掌の長さ (cm) 左 / 右
M : ~ 18.0
L : 18.0 ~

マニユカレツァ # 50P70



ottobock. 特徴：
拇指をループに通してシンプルに巻き付けるだけの簡単装着
フィギュアエイト機能で手関節を安定させる

サイズ：フリーサイズ
(手首周径 14 ~ 22cm)

ブーメランリスト (シラックジャパン)



適用： 手関節腱鞘炎
慢性関節リウマチ

サイズ： フリーサイズ

マニユジュニア # 50P50



ottobock.

特徴：掌側に曲げ加工・可能なアルミステー
子供に使い易い太いベルト

小児用

品番	50P50	手首周径 (cm)
S		9.0 ~ 11.0
M		11.0 ~ 13.0
L		13.0 ~ 15.0

左右別



リストケア・プロ

厚労省リスト収載



スポーツ時に

多様なニーズに対応可能。
付属のアルミステーやマルチストラップの併用により
さまざまな適応シーンに対応可能です。

拇指の保持に

保持力のアップに



	サイズ	手首周径
右	S-M	13~16cm
	L-LL	16~19cm
左	S-M	13~16cm
	L-LL	16~19cm

本体凸部を内側に折り返して使用。
手関節を的確に保持しながら、把持運動を
妨げません。

マルチストラップを拇指に巻き付けて使用。
拇指を安定した状態に保持します。

ステーカバーの中にアルミステーを入れ
て使用し、手関節の動きを制限。マルチ
ストラップを手のひら側にとめることで、
さらに保持力がアップします。

※写真はイメージです。

ALCARE リストラップ・TFCC



把持動作の確保と、手関節のサポートを両立

手のひらをフリーにし把持動作を妨げず、遠位橈尺関節の動きと、
TFCC(三角繊維軟骨複合体)周辺を保護することで、装具の装着
継続をサポートします

	サイズ	手首周径
左右	S-M	13~16cm
兼用	L-LL	16~19cm

拇指サポーター / NinToku



厚労省リスト収載

CM バンド						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ページュ
	4.6 -5.1	5.1 -5.7	5.7 -6.2	6.2 -6.7	6.7 -7.3	拇指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO 505N

熱処理による本体形状の微調整可能。水洗い可。
※ SS サイズは取寄せになります。



厚労省リスト収載

CM シリコン						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ページュ
	4.6 -5.1	5.1 -5.7	5.7 -6.2	6.2 -6.7	6.7 -7.3	拇指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO 503N

ソフトな装着感、耐熱性耐寒性に優れる。水洗い可。
※ SS サイズは取寄せになります。



厚労省リスト収載

CM シリコンハード						中村ブレイス
左右別	SS	S	M	L	LL	ページュ
	4.6 -5.1	5.1 -5.7	5.7 -6.2	6.2 -6.7	6.7 -7.3	拇指 IP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症、慢性関節リウマチ、腱鞘炎 など						PO 507N

CM バンドと同等の硬さ。耐熱性耐寒性に優れる。
水洗い可。
※ SS サイズは取寄せになります。




Push CMC					有園製作所
左右別	0	1	2	3	
	15.0 -17.5	17.5 -19.5	19.5 -22.5	22.5 -27.0	MP 関節の周径 (cm)
変形性 CM 関節症					PO

第一中手骨を支持して機能的肢位を保持。拇指球部分のプレートは形状修正可能。
※新たに 0 サイズ追加

PO 専用 CM サポート・NS

好評発売中の「CM サポート・NS」に適度な手首固定強化を目的とした「ロング」を製作、新発売と致しました。



例：S / 右サイズ

従来品より内蔵プラスチックステー及び全幅を 3cm延長し（S サイズ）、適度な手首の固定力強化で CM 固定力をより安定させながらも、日常生活に支障が出にくい設計。



① 拇指調節ベルトで装着性・サイズをカバー



② プラスチック補強材をベルトで巻き込むことにより、抜群の可動域制御



③ 仮止めマジックにより装着性を UP

適応	CM 関節炎・手関節腱鞘炎・慢性関節リウマチ
色	ベージュ・黒
長さ	ショート・ロング
サイズ	スモール（一般女性）・レギュラー（一般男性）
	左右別

P.O. サムレスト


拇指の固定・可動域の制限により、
関節症・腱鞘炎などの疼痛を軽減します。

装着しやすい形状に改良され
黒色が追加されました

手を通してストラップをとめるので、
片手で簡単に装着が可能。



新色追加



Step 1

手と拇指をサポート本体に通す。

Step 2

ストラップを引っ張り、手関節部を適度に締める。

Step 3

本体面ファスナーをとめる。



ストラップのループ部にプラスチックパーツを入れることで装着時に本体が回らずストラップを簡単に締めることができます。

手首の太さに合わせて調節が可能です。

サイズ	S	M	L	色：ベージュ ：ブラック 左右兼用
手首周径 (cm)	12.5 ~ 14.5	14.5 ~ 16.5	16.5 ~ 19.0	
拇指周径 (cm) 目安寸法	5.0 ~ 6.0	5.5 ~ 6.5	6.0 ~ 7.5	

リゾアレクサ # 50P22

It's New



特徴： 拇指をはさみこむ 2 本のアルミステーでしっかり保持
曲げ加工もできます

品番	50P22
サイズ	手首周径 (cm)
S	14.0 ~ 18.0
M	18.0 ~ 22.0

左右兼用

サムフォーム ロング # 4085



適用： CM 関節、中手指関節の疼痛外傷の保護など

特徴： 成形可能なプラスチックシートで拇指をよりしっかり支持します

(75°C程度のお湯で成形)
素材2m/mのネオプレーン

品番	4085
サイズ	手首周径 (cm)
SS	13.0 ~ 14.0
S	14.0 ~ 16.0
M	16.0 ~ 18.0
L	18.0 ~ 20.0
LL	20.0 ~ 22.0

左右別

サム スパイカリスト 1 (シラックジャパン)



適用： 手根管症候群
手根管腱鞘炎

サイズ	CM 関節 ↓ 拇指先
SS ~ M	8 ~ 11
L ~ 3 L	11 ~ 14

新製品

P.O.サムスパイカ

母指から手首までカバーする優れた汎用性。
患部を安静に保ち、良肢位保持します。



特長① 適切な固定肢位

母指と他の指との対立運動が可能な位置で固定し、手のひら側ステータと甲側ステータの両側面から支持。



母指と他の指との対立運動が可能な位置で固定します。把持運動がしやすく日常生活を考慮した形状です。



手のひら側ステータは良肢位保持とフィット性を高めるよう予め曲げてあります。甲側ステータをベアで配置し、支持力をアップします。

◀甲側ステータ




折り返しストラップをサポート本体の真ん中に配置することで、橈骨と尺骨をしっかり締め、手関節を固定します。

特長② 強度・調整機能

ストラップや面ファスナーの締め方で、前腕の太さに応じてフィット感の調整が可能。



母指の部分にはオリジナル形状の樹脂ステータに硬質メッシュ素材を貼り合わせ強度を上げ、母指を対立位で保持します。



長期間の使用を考慮し、折り返しストラップと本体面ファスナーを長めに設計。状況に合わせてカットして使用できます。

サイズ	S	M	L	色：ベージュ 左右別
手首周径 (cm)	12.5 ~ 14.5	14.5 ~ 16.5	16.5 ~ 19.0	

マニユ 3D ポレックス# 4146



特徴： ベージュから黒色に変更
 掌側にプラスチックステー
 拇指部にはスパイラルステー
 拇指まわりの調整ループ
 付きオープンタイプ

品番	：4146
サイズ	手首周径 (cm)
SS	： 14.0 ~ 15.0
S	： 15.0 ~ 16.0
M	： 16.0 ~ 17.0
L	： 17.0 ~ 18.5
LL	： 18.5 ~ 20.0

左右別

It's New

マニユ アレクサポレックス# 50P21



特徴： 掌側・背側に曲げ加工可能なアルミステー
 拇指部にはスパイラテー
 筒形タイプで Pull2Goタブ
 のため締めこみ易い

品番	：50P21
サイズ	手首周径 (cm)
S	： 14.0 ~ 16.0
M	： 16.0 ~ 19.0
L	： 19.0 ~ 22.0

左右兼用

サム スパイカリスト 2 (シラックジャパン)




適用： 拇指腱鞘炎
 CM 関節炎

サイズ	：手首周径 (cm)
SS ~ S	： 10 ~ 15
M ~ L	： 15 ~ 20
LL ~ 3L	： 20 ~ 25

左右別


NS マレット 〈角度付〉



押さえ部分のマジック幅を 3mm 広げました。

押さえ部分の内張りをネオプレンに変更
脱着式で洗い替えをつけました。

伸展角度を約 20 度つけました。



脱着式ネオプレン内張り

- ・マジック幅を広げたことで患部への圧迫を和らげ、より固定力が増しました。
- ・脱着可能な材^o 内張りにした事で、ソフト感はそのままで水仕事等での不快感を減少させました。
- ・内張りの洗い替えによって清潔感を保持させることが出来ました。


サイズ	バネ長さ	適用範囲 (目安)
SS	30mm	一般女性 第4・5指
S	35mm	一般女性 第2・3指 一般男性 第4・5指
M	40mm	一般女性 第1・2指 一般男性 第2・3指
L	45mm	一般女性 第1指 一般男性 第1～4指

(松本) マレットフィンガースプリント




コイルバネにより持続した矯正を加えられます。
*曲げ伸ばし動作を続けると支柱折れの原因となりますのでご注意ください。

サイズ (単位: mm)	A	B	C
LL	47	31	27
L	43	28	25
M	39	26	23
S	33	24	22
SS	28	22	20
3S	27	19	18



ジョイントジャック



PIP 関節の屈曲拘縮に対し、ネジを締めることによって安定した力を段階的に加えることができます。

S	3.8 ~ 6.4cm
M	5.1 ~ 7.6cm
L	7.6 ~ 10.2cm

MP 関節から爪床の中程度までの長さを測定してください

(松本) カペナスプリント




松本義肢

サイズ (単位: mm)	A	B	C
LL	33	85	32
L	32	73	30
M	28	65	26
S	27	56	24
SS(0.5)	21	42	20
SS(0.4)	19	35	20


S.M.L.LL は線径 0.6・0.8mm 有り

コイルバネにより持続した矯正を加えられます。
*曲げ伸ばし動作を続けると支柱折れの原因となりますのでご注意ください。






リングメイト ML-1



- ・指関節 (PIP) の過伸展を制限し適正な矯正位を保ちます。スワンネック変形などに有効です。
- ・関節の屈曲を制限しない機能的なスプリントです。
- ・個々の症例に応じて義肢装具士が適切なサイズを選択します。サイズは指輪の号数で表示されています。(全 23 サイズ)
- ・材質は銀合金ロジウムメッキ製です (仕上げ: ツヤ有/無選択可能)



本製品は2つのリングのうち、○印の付いた方のリングが他方のリングより大きくなっています。

○印の付いたリングを指の近位にくるようにし、PIP 関節を軽く曲げた状態で装着してください。

ご注文方法:

採寸セットの貸出 (貸出期限 1 週間まで)

↓

症状に応じた適切なサイズを選択

↓

注文・採寸セットの返却 (納期約 2 週間)

※採寸用セットは製品と材質が異なります。

It's New

へバーデン結節にお悩みの方のために

へバーデン スプリント




 アドバンフット株式会社

- ・ DIP 関節への負担を軽減
- ・ 可塑性に富む純アルミニウム
- ・ シンプルな H 型デザイン

■ 特長

- ① DIP を軽度固定します
- ② 指作業時の痛みを和らげます
- ③ 純アルミ製なので水回りの作業もできます
- ④ 可塑性が高く、付け外しも簡単です
- ⑤ 要所だけ固定できるのでテーピングよりも蒸れません
- ⑥ 指の形に合わせた調節が容易です




品番	サイズ	指周径	重量
A-3701	S	38-45 mm	0.7g
A-3702	M	45-55 mm	0.9g
A-3703	L	55-65 mm	1.5g


* 指周径は中節骨中央部で計測

■ 使用方法


- ① ポストのある側が掌面中央に位置させてください。



- ② DIP の中心をまたく位置で4本のバーを指の形状に合わせて曲げます。



- ③ 抜け落ちない程度に適合させてください。



手関節サポーター / NinToku



マックスパッド・ウール手首 (シグマックス)

フリー / 2枚入り

適切な伸縮性と快適なフィット性、ウールの特性である保温性と通気性を最大限に生かしました。



シームレスサポーター手首 (アルケア)

フリー / 2枚入り

ポリノジック使用で、保温性を高めています。ソフトな肌触りと伸縮性、快適な通気性と吸湿性を提供します。



マックスパッド・ウール掌 (シグマックス)

フリー

適切な伸縮性と快適なフィット性、ウールの特性である保温性と通気性を最大限に生かしました。




シームレスサポーター掌 (アルケア)

フリー


ポリノジック使用で、保温性を高めています。ソフトな肌触りと伸縮性、快適な通気性と吸湿性を提供します。

ガルベストーン 中手ブレース (中手骨 骨折固定ブレース)

「装着例」



第5 中手骨



第4 中手骨



第3 中手骨



第2 中手骨

中手ブレース (ガルベストーン)

S	M	L (cm)
57-76	76-89	89-102

左右兼用 / MP 関節における手の幅



- 3種類のブレース (S・M・L) とも 調節式パッドのため、種々なる骨折や手の大・小サイズに適合できます。勿論、両手左右どちらにも適用できます。
- 整復および固定中の臨床、X線モニタリングなどが容易におこなえます。
- ブレース固定をした状態でも IP、MP および手首関節の動きに制限が生じません。
- 固定はベルクロストラップのため腫脹が徐々に小さくなっても整復維持ができます。

ナックルスプリント

適用： MP 関節周囲骨折
中手骨骨間部骨折



特徴：

- ・ MP 関節を 90 度に固定し、高い整復位保持が可能
- ・ 腫脹や疼痛に応じて調整可能
- ・ 洗浄可能素材で衛生的

サイズ： MP 関節における手の幅


M	80mm 以下
L	80 ~ 90mm

◎ 本品の使用に関しては、必ず医師および義肢装具士が行い、患者様への説明等をおこなってください。

MEMO

MEMO

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。



株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp