

ORTHOSIS



膝

膝ブレース

長下肢装具

膝サポーター

Knee

Nintoku Corp



4TITUDE ・ フォーティテュード

適用 ● 中度から重度の ACL, PCL, MCL, LCL 損傷
● 複合損傷 ● 膝の不安定症

主な特徴 ● DONJOY 特許の 4 ポイントダイナミックシステムを採用
● 軽量で丈夫なアルミフレーム製
● 伸展・屈曲制限の調整可能
● 薄く強度に優れたアルミ製ヒンジカバー
● 丈夫で傷が付きにくいパウダーコーティング

XS	S	M	L	XL	3L※	4L※
33 ~ 39	39 ~ 47	47 ~ 53	53 ~ 60	60 ~ 67	67 ~ 75	75 ~ 81

サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)


フレーム長.....スタンダード
ストラップタイプ.....ACL, PCL, CI
フレームカラー.....ブラック
参考重量 (M サイズ).....530g

主な機能

角度制限.....
伸展: 0°・10°・20°・30°・40° (標準 10°)
屈曲: 45°・60°・75°・90°
内側パッド: スーブラコンダイルパッド
外側パッド:.....ネオブレパッド (5mm)

種類

ACL タイプ: 前十字靭帯損傷用
PCL タイプ: 後十字靭帯損傷用
CI タイプ : 複合損傷用
CI ショートタイプ (取寄せ)



FULLFORCE ・ フルフォース

適用 ● 中度から重度の ACL 損傷

主な特徴 ● DONJOY 特許の 4 ポイントダイナミックシステムを採用
● FourcePoint ヒンジによる膝伸展への制動力を発生
● 伸展・屈曲制限の調整可能
● プレースとの接触を軽減するスーピングサイ
● 高強度のアルミ製フレーム

XS	S	M	L	XL	3L※	4L※
33 ~ 39	39 ~ 47	47 ~ 53	53 ~ 60	60 ~ 67	67 ~ 75	75 ~ 81

サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)


フレーム長.....スタンダード
ストラップタイプ.....ACL
フレームカラー.....ブラック
参考重量 (M サイズ).....605g

主な機能

角度制限.....
伸展: 0°・10°・20°・30° (40°別売)
屈曲: 45°・60°・75°・90°
内側パッド: スーブラコンダイルパッド
外側パッド:.....ネオブレパッド (5mm)

種類

ACL 専用: 前十字靭帯損傷用



※ XXL, XXXL サイズは海外お取り寄せになりますので納期はお問い合わせください。



取寄せ

ARMOR ・ アーマー

- 適用**
- 中度から重度の ACL, PCL, MCL, LCL 損傷
 - 複合損傷 ● 膝の不安定症
- 主な特徴**
- DONJOY 特許の 4 ポイントダイナミックシステムを採用
 - スキー・モトクロス用に開発・設計のため、下腿フレームはショートタイプを採用しブーツにあたることを防止
 - スーピングサイがブレース間やバイクとの接触を軽減
 - ミディアルディフレクターで腓側への接触を軽減
 - 可動式ストラップタブを採用し激しいスポーツ時でもズレを防止
 - 軽量で丈夫なアルミ製フレームを採用
 - 丈夫で傷が付きにくいパウダーコーティング

XS	S	M	L	XL	3L ※	4L ※
33 ~ 39	39 ~ 47	47 ~ 53	53 ~ 60	60 ~ 67	67 ~ 75	75 ~ 81


サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)

フレーム長.....大腿:スタンダード、下腿、ショート
 ストラップタイプ.....CI
 フレームカラー.....ブラック
 参考重量 (M サイズ).....645g

種類
 CI タイプ : 複合損傷用 のみ
 ※ PCL 専用タイプは製造中止
 ※ ACL 専用タイプは製造中止

主な機能

角度制限.....伸展: 0°・10°・20°・30°・40° (標準 10°)
 屈曲: 45°・60°・75°・90°
 関節パッド.....内側: エアーパッド
 外側: ネオブレxpパッド (5mm)



LEGEND ・ レジェンド

- 適用**
- 中度から重度の ACL, PCL, MCL, LCL 損傷
 - 複合損傷 ● 膝の不安定症
- 主な特徴**
- DONJOY 特許の 4 ポイントダイナミックシステムを採用。コンタクトスポーツ時にも対応
 - 軽量で丈夫なアルミ製フレーム。表面は丈夫で傷が付きにくいクレイトンコーティング
 - 伸展・屈曲制限の調整可能
 - 水に強く、海水での使用可能
 - 丈夫で傷が付きにくいクレイトンコーティング

XS	S	M	L	XL	3L ※	4L ※
33 ~ 39	39 ~ 47	47 ~ 53	53 ~ 60	60 ~ 67	67 ~ 75	75 ~ 81


サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)

フレーム長.....大腿:スタンダード
 下腿:スタンダード
 ストラップタイプ.....CI
 フレームカラー.....ブラック
 参考重量 (M サイズ).....700g

種類
 CI タイプ : 複合損傷用 のみ
 ※ PCL 専用タイプは製造中止
 ※ ACL 専用タイプは製造中止

主な機能

角度制限.....
 伸展: 0°・10°・20°・30°・40° (標準 10°)
 屈曲: 45°・60°・75°・90°
 関節パッド.....内側 / 外側: エアーパッド



※ XXL, XXXL サイズは海外お取り寄せになりますので納期はお問い合わせください。



FOR ALL ・ フォーオール

- 適用**
- 軽度の ACL, MCL, LCL 損傷
 - 膝の不安定症
- 主な特徴**
- DONJOY 特許の 4 ポイントダイナミックシステムを採用
 - 軽量かつコンパクト、薄くて丈夫なアルミフレーム
 - 脚の形状に合わせやすいしなやかなプラスチックカフ
 - 標準装備の伸展 10° ブロックにはサントプレ樹脂を採用し、ヒンジの不要なノイズを軽減
 - 肌あたりの良い EVA コンダイルパッド
 - 装着中の滑りやズレを防止するシリコン付きストラップパッド

XS	S	M	L	XL	3L※	4L※
33 ~ 39	39 ~ 47	47 ~ 53	53 ~ 60	60 ~ 67	67 ~ 75	75 ~ 81


サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)

フレーム長.....スタンダード
 ストラップタイプ.....ACL
 フレームカラー.....ダークブルー
 参考重量 (M サイズ).....435g

種類
 ACL タイプのみ

主な機能

角度制限.....伸展: 0°・10°・20°・30°・40° (標準 10°)
 屈曲: 45°・60°・75°・90°
 関節パッド.....内側/外側: EVA コンダイルパッド



PLAYBEE ・ プレイビー

- 適用**
- 軽度から中度の ACL, PCL, MCL, LCL 損傷 ●複合損傷
 - 膝の不安定症
- 主な特徴**
- 軽量ながら衝撃に強いアルミ合金製 2 軸ヒンジ
 - 装着したまま調節可能伸展屈曲制御システム
 - 軽量かつ強度が優れたアルミ合金製リジットフレーム
 - PCL 損傷にも対応したストラップ
- ※ 2020 年 8 月より DJ 社製造中止による製造元変更により、商品の材質、仕様が変更となっております。詳しくはお問い合わせください。


S	M	L	LL
36.3 ~ 46.3	46.3 ~ 52.5	52.5 ~ 58.8	58.8 ~ 66.3

サイズ (左右あり): 膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周 (cm)

ブレースカラー.....ブラック 参考重量 (M サイズ).....750g

主な機能

角度制限.....伸展: 0°・10°・20°・40°・60°・90°
 屈曲: 0°・10°・20°・40°・60°・90°
FULL RANGE (約 150°)
 関節パッド.....内側/外側: クロロプレパッド (5mm)



取寄せ

タウンゼント シリーズ



タウンゼント・レベル TM5

日本人専用設計による、カスタムメイドのフィット感



適用 ● 膝靭帯損傷等

- 主な特徴**
- 日本人体型データに基づき設計された、日本オリジナル仕様
 - 下肢フレームをショート化しコンパクトなブレース長 (32.5cm)
 - 薄さ、軽さを追求し、またフレーム長やストラップの長さを最適化し優れた適合性と快適性を実現
 - 膝靭帯への負荷を軽減させるヒンジ設計、確実なブレース制御能力
 - 厚さ・形状で選べる5種類のコンダイルパッドが付属
 - インサート方式を採用した ROM 制限で伸展 5 段階、屈曲 8 段階の制限が可能
 - 参考重量 (M サイズ): 490g

サイズ表

膝蓋骨中心から15cm上の大腿周径

XS	35~40 cm
S	40~45 cm
M	45~50 cm
L	50~55 cm
XL	55~60 cm
全長32.5cm / 左右別	

Full Range of Motion 135°

伸展制限	0°/ 5°/ 10°/ 20°/ 30°
屈曲制限	0°/ 30°/ 45°/ 60°/ 75°/90°/ 110°

ポスト オペブレース



MODELUNO ・ モデルノ

- 適用** ● 膝関節の術後固定
- 主な特徴**
- 軽量ながら衝撃に強いアルミ合金製 2 軸ヒンジ
 - 装着したまま調節可能伸展屈曲制御システム
 - 軽量かつ強度が優れたアルミ合金製リジットフレーム
 - 様々な患部の状態に対応し、
どのような脚の形状にも装着しやすい設計
 - 膝に負担をかけることなくサポートする
ウレタンフォームのパッドを採用



サイズ..... フリー
 フレームカラー..... ブラック
 参考重量 (M サイズ)..... 600g

主な機能

角度制限..... 伸展 : 0°・15°・30°・60°・90°
 屈曲 : 0°・15°・30°・60°・90°FULL RANGE (約 135°)
 関節パッド..... 内側 / 外側 : ウレタンパッド



ゲニユ アレクサ

Genu Arexa




膝関節装具 [硬性]

アルミフレームの本体を中心に、大腿・下腿部のシェルと各ストラップベルトの調整により、不安定になった膝関節の前後・内外側方向への支持を行います。また膝関節の可動域調整には、工具を必要とせずROM調整チップで簡易に角度調整ができる2軸ジョイントを採用しています(Click 2 Go システム)。膝幅は、付属のリングやパッドを付加して容易に調整できます。スリムでコンパクトな外観が装着時に軽快な印象を与えます。

ROM調整チップによる制限角度

- 屈曲制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90° (つまみ形状: 円形)
- 伸展制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45° (つまみ形状: 正方形)

Click 2 Go システム



特長

- ▶ ROM調整機能付き2軸膝継手
- ▶ 軽量なアルミフレーム採用
- ▶ しなやかなプラスチック製ソフトシェルとの組み合わせ
- ▶ 付属パーツで膝周りの調整が容易
- ▶ 工具無しでROM調整

用途

- ▶ 膝関節の保護・支持
- ▶ 膝関節可動域制限

サイズの測り方	発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
				大腿周径 (cm)	膝蓋骨中心周径 (cm)
	50K13=R-S	右	S	39~46	32~37
	50K13=R-M		M	46~53	37~41
	50K13=R-L		L	53~61	41~46
	50K13=R-XL		XL	61~69	46~50
	50K13=R-XXL		XXL	69~79	50~56
	50K13=L-S		左	S	39~46
50K13=L-M	M	46~53		37~41	
50K13=L-L	L	53~61		41~46	
50K13=L-XL	XL	61~69		46~50	
50K13=L-XXL	XXL	69~79		50~56	

イラストのように膝蓋骨中心の周径と、膝蓋骨中心から上15cmの大腿部周径を測ります。

- 本体全長は約40 cm
- 本体重量: 約530g (Mサイズ)
- 本体フレーム: アルミニウム製
- サービスパーツについては、弊社までお問合せください。

ブレッグ X2K シリーズ

X2K エックスツーケー

・ACL、MCL、LCL、PCL
(PCLの場合、専用ストラップにて対応)

◎大腿周径：膝蓋骨中心から15cm上

品番		(調整ヒンジ付)		サイズ	大腿周径	膝周径	膝幅
左	右	左	右				
BR-20120	BR-20220	BR-20320	BR-20420	S	39~46cm	32~37cm	9.2cm(+1cm)
BR-20130	BR-20230	BR-20330	BR-20430	M	46~50cm	37~39cm	10.2cm(+1cm)
BR-20135	BR-20235	BR-20335	BR-20435	M+	50~53cm	39~41cm	10.8cm(+1cm)
BR-20140	BR-20240	BR-20340	BR-20440	L	53~61cm	41~46cm	11.5cm(+1cm)
BR-20150	BR-20250	BR-20350	BR-20450	XL	61~69cm	46~50cm	12.7cm(+1cm)

※XXLサイズは取寄せ商品となります(ご注文から約3週間~1ヵ月後納品)

付属品 【角度制限】 伸展：0° 10° 20° 30° 40° (標準10°)
屈曲：45° 60° 75° 90°

別売 【完全固定】 0° 10° 20° 30°
【屈曲制限】 110° 120°



ACL・MCL・LCL 対応
(PCL はオプション)



CX2K シーエックスツーケー

・ACL、MCL、LCL、PCL
(PCLの場合、専用ストラップにて対応)
□X2Kより約3cm短いコンパクトタイプ

◎大腿周径：膝蓋骨中心から15cm上

品番		(調整ヒンジ付)		サイズ	大腿周径	膝周径	膝幅
左	右	左	右				
BR-21910	BR-22010	BR-22110	BR-22210	XS	33~39cm	30~32cm	7.8cm(+1cm)
BR-21920	BR-22020	BR-22120	BR-22220	S	39~46cm	32~37cm	9.2cm(+1cm)
BR-21930	BR-22030	BR-22130	BR-22230	M	46~50cm	37~39cm	10.2cm(+1cm)
BR-21935	BR-22035	BR-22135	BR-22235	M+	50~53cm	39~41cm	10.8cm(+1cm)
BR-21940	BR-22040	BR-22140	BR-22240	L	53~61cm	41~46cm	11.5cm(+1cm)
BR-21950	BR-22050	BR-22150	BR-22250	XL	61~69cm	46~50cm	12.7cm(+1cm)
BR-21960	BR-22060	BR-22160	BR-22260	XXL	69~79cm	50~56cm	14.2cm(+1cm)

付属品 【角度制限】 伸展：0° 10° 20° 30° 40° (標準10°)
屈曲：45° 60° 75° 90°

別売 【完全固定】 0° 10° 20° 30°
【屈曲制限】 110° 120°



- ◇ 優れた装着性・安定性・強度
- ◇ フレームはアルミ合金製・超軽量

- ◎ 弊社在庫品は X2K(S~XL), CX2K(XS~XL) 膝巾調整ヒンジ付タイプのみです。
- ◎ 標準タイプに調整ヒンジは後付けはできません。標準タイプは取寄せとなります。
- ◎ PCL仕様はオプション対応となるため、ご注文時にご指定ください。取寄せ又は直送となります。
- ◎ CX2Kのサイズ XXL はシラックジャパンよりの取寄せまたは直送となります。

改良型新製品 調節式長下肢装具

超早期からのリハビリに！
立位・歩行訓練用「リハ室備品」

ADアジャストKAFO

受注生産 返品不可

- ・ 左右兼用/2サイズで多くの患者に適合
- ・ 適合時間の短縮、工具無しで全てを調節可能
- ・ 膝継手はSPEXまたはリングロックの選択式
- ・ 従来型KAFO Ver.2をより使いやすく改良



機能

- ①SPEX膝継手(Spring Extension)は、筋力の回復に応じた伸展補助力の微調整が可能です
※スプリングを付属のスチールロッドに入れ替えることで伸展角度調整が可能です
- ②リングロック膝継手の選択で確実な固定が可能です
- ③足継手はWクレンザック(スチールロッド)を採用、角度調整はノブ式で容易です
- ④膝継手の高さはプランジャとロック用ノブネジにより調節します(2cm毎表示付き)
- ⑤大腿と下腿の半月幅の調整はスライド式、ノブねじで固定します



①SPEX膝継手

②リングロック膝継手


③Wクレンザックノブ

④膝継手高さ調節

⑤カフの幅調整

KAFO Ver.2からの改良点

- ①足底厚さを50mmから25mmに変更し、補高靴が不要になりました
- ②新形状の足首ベルトを採用し足部の固定力を高めました
- ③大腿・下腿カフベルト、膝当てベルトをより堅牢なものに変更しました
- ④大腿カフを2分割式に変更し、幅調整が容易になりました
- ⑤SPEX膝継手の伸展調整ネジに補助力の目安となる数字の刻印を追加しました



①足底の厚さ変更 ②新形状足首ベルト ③ベルト変更 ④2分割式大腿カフ ⑤伸展調整ネジ目盛

	測定部位	Mサイズ	Lサイズ	測定箇所
①	足長(実寸)	20.0cm~23.0cm	23.0cm~26.0cm	
②	下腿長(足底~膝関節)	37cm~45cm	44cm~52cm	
③	装具高さ(足底~大腿カフ上縁)	62cm~70cm	71cm~79cm	
④	大腿カフ部 周径	35cm~50cm	38cm~53cm	
⑤	下腿カフ部 周径	27cm~33cm	30cm~36cm	
	適応身長	145cm~160cm	160cm~180cm	
	適応体重	75kg以下	90kg以下	
	装具重量「SPEX継手」	2160g	2400g	
	装具重量「リングロック継手」	1960g	2200g	

膝継手	Mサイズ品番	Lサイズ品番
SPEX	A-1511	A-1512
リングロック	A-1521	A-1522



TOKUDA ORTHO Tech Inc.

MODULAR LEG BRACE

モジュラーレッグブレース[ネオ]

受注生産 返品不可

NEO

※受注生産のため納期ご確認をお願いいたします。

※受注生産品のため返品不可となります。

1. 工具不要で優れた身体適合

工具を使用せずに調節可能な各種アジャスト機構を搭載。
(患者様の身体に合わせてその場で調節が可能です。)



目盛付き

▲ハイトアジャスト機構(脚長調整)



目盛付き


▲A-Pアジャスト機構(前後径調整)



M-Lアジャスト機構(内外幅調整)▶

2. 短下肢 ← 長下肢 簡便な切り替え

ハイトアジャスト機構を開放するだけで
簡便に大腿部の着脱が可能です。



切り替えが可能



3. 優れた足部構造

Boa®を搭載したことで簡便に着脱が可能な構造としています。また、専用のシリコンインソールは水洗い可能で衛生的に使用できます。更に、vibram®ソールを採用し、前足部はしなやかでMP部の踏み返しを阻害しません。



4. アルコール除菌対応素材を採用

患者様に接するインタフェース面は全てアルコール除菌
可能で衛生的に使用できます。



《製品規格》 ※ゲイトソリューションのオプションでは脚長調節機構に留意事項がございます。事前にお問い合わせください。

装具の種類	品番	左 / 右	サイズ	足部	身長目安	構造	
						足継手	膝継手
長下肢装具	TO-1001R	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ダブル クレンザック	ダイヤル ロック
	TO-1001L	左					
	TO-1002R	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1002L	左					
短下肢装具	TO-1011R	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1011L	左					
	TO-1012R	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1012L	左					
長下肢装具	TO-1001R-G	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1001L-G	左					
	TO-1002R-G	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1002L-G	左					
短下肢装具	TO-1011R-G	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1011L-G	左					
	TO-1012R-G	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1012L-G	左					



体型に
合わせて
調節可能

ポストオペ ニーブレース



ニースプリント屈曲タイプ					日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	S	M-L	ロング M-L	ロング LL	グレー	
膝上 10cmの 大腿周径	33 41	41 53	41 53	53 65		
膝関節固定					併売	
膝関節を軽度屈曲位に固定						



ニースプリント伸展タイプ					日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	S	M-L	ロング M-L	ロング LL	グレー	
膝上 10cmの 大腿周径	33 41	41 53	41 53	53 65		
膝関節を伸展位に固定					併売	
側面ステーの位置を前後に微調整可能						



ニースプリント・ショート (伸展タイプ)			日本シグマックス		
サイズ 左右兼用	S	M・L	グレー		
膝上10cmの 大腿周径	33~41	41~53			
全長41.5cmのショートタイプ			併売		
両サイドに各1本・膝裏に2本のアルミステー					



ニーブレース FX					アルケア	
S	M	L	LL	3L	ブルー	
33-40 cm	40-47 cm	47-54 cm	54-61 cm	61-68 cm	膝蓋骨中心より15cm上 周径	
膝関節を約20°の軽度屈曲位に 保持					左右兼用 長さ：49.5cm	

厚労省リスト記載



ニーブレース				アルケア	
S	M	L	LL	白	
33-40 cm	40-47 cm	47-54 cm	54-61 cm	膝蓋骨中心より15cm上 周径	
膝関節を伸展位に保持				左右兼用 長さ：49.5cm	



ニーブレース ショート				アルケア	
S	M	L	LL	白	
33-40 cm	40-47 cm	47-54 cm	54-61 cm	膝蓋骨中心より15cm上 周径	
膝関節を伸展位に保持				左右兼用 長さ：37.5cm	
ニーブレースと比較して12cm短いタイプ。					

ゲニュ インモビル 0°

Genu Immobil 0°



ゲニュ インモビル 0°は膝関節を伸展位で保持します。ステー内蔵のパーツは着脱して取付位置を調整できるため、大腿部と下腿部の周径差が大きい場合などにも幅広く対応可能です。




特長

- 3枚構造
- 周径調整が容易

用途

- 膝関節伸展位保持

サイズの測り方



イラストのように膝蓋骨中心から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

発注品番	サイズ	全長 (cm)	適用範囲	
			大腿周径 (cm)	下腿周径 (cm)
ゲニュイン モビル				
8060=S	S	40	42~62	35~55
8060=M	M	50	48~68	40~60
8060=L	L	60	52~72	42~62
8060=XL	XL	70	55~75	45~65

- 左右兼用

コンプレッションサポーター

THIGH SKIN サイスキン

BioSkin

- ・ 大腿部打撲
- ・ ハムストリングシンドローム
- ・ 筋肉痛・肉離れ

◎膝蓋骨の中心より18cm上

品番	サイズ	大腿周径
BS-46100	XS	41~46cm
BS-46101	S	46~51cm
BS-46102	M	51~56cm
BS-46103	L	56~64cm
BS-46104	XL	64~71cm

CALF SKIN カーフスキン

BioSkin

- ・ 筋肉痛・肉離れ

在庫終了次第 販売中止

◎下腿の最大周径部を計測

品番	サイズ	下腿周径
BS-46300	XS	20~25cm
BS-46301	S	25~30cm
BS-46302	M	30~35cm
BS-46303	L	35~41cm
BS-46304	XL	41~46cm
BS-46305	XXL	46~51cm



在庫終了次第順次移行

Ultima Calf Sleeve カーフスリーブ

It's New

- ・ カーフスキンより全長が短くなりより快適に装着可能
- ・ サイジングが大幅に変更されたのでご注意ください
- ・ 素材に変更なし

商品コード	サイズ	下腿部最大周径
BS-46330	XS	30 ~ 34cm
BS-46331	S	34 ~ 38cm
BS-46332	M	38 ~ 42cm
BS-46333	L	42 ~ 47cm
BS-46334	XL	47 ~ 53cm
BS-46335	XXL	53 ~ 61cm



仁徳商会オリジナルサポーター

P.O.SPORTS

P.O. スポーツ【膝関節用サポーター】

スポーティーなデザインの
仁徳商会オリジナルサポーター！

(NS)P.O. スポーツ

ACL

厚労省リスト掲載

- ・日本シグマックス (株) OEM (委託) 製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。
- ・黒ベースにシルバークレーのパイピング (縁取り) でスポーティーなデザイン。
- ・義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

サイズ	適用 /cm
SS	30 ~ 34
S	34 ~ 38
M	38 ~ 42
L	42 ~ 45
LL	46 ~ 50
3L	50 ~ 54
4L	54 ~ 58

※ サイズは膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周径を測って
お選びください。

ACL 用サポーター



厚労省リスト収載

膝サポーター ACL								日本シグマックス
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック
膝上 10 cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58	
ACL損傷								PO
膝裏部に軽量・通気性・フィット性に優れた新素材採用								



厚労省リスト収載

ニーグリップACL					アルケア
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	3L
大腿周囲 cm	34~37	37~41	41~45	45~49	49~54
膝周囲 cm	31~35	32~36	33~38	35~40	38~41
ACL損傷					PO
前方・回旋の不安定性を低減					



アクティブクリエイター ACL2					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より 14cm 上 周径
ACL 損傷					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・オフセットジョイント・オープンタイプ					



アクティブクリエイター ACL					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より 14cm 上 周径
ACL 損傷					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・ダブルスパイラルボーン・セミスリーブタイプ					



仁徳商会オリジナルサポーター

P.O.SPORTS

P.O. スポーツ【膝関節用サポーター】

スポーティーなデザインの
仁徳商会オリジナルサポーター！

(NS)P.O. スポーツ

PCL

厚労省リスト掲載

- ・日本シグマックス (株) OEM (委託) 製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。
- ・黒ベースにシルバーグレーのパイピング (縁取り) でスポーティーなデザイン。
- ・義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

サイズ	適用 /cm
SS	30 ~ 34
S	34 ~ 38
M	38 ~ 42
L	42 ~ 45
LL	46 ~ 50
3L	50 ~ 54
4L	54 ~ 58

※ サイズは膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周径を測って
お選びください。

PCL 用サポーター



厚労省リスト収載

膝サポーター PCL								日本シグマックス
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック
膝上 10 cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58	
PCL損傷								PO
膝裏部に軽量・通気性・フィット性に優れた新素材採用								



ニーグリップPCL					アルケア
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	3L
大腿周囲 cm	34~37	37~41	41~45	45~49	49~54
膝周囲 cm	31~35	32~36	33~38	35~40	38~41
PCL損傷					PO
後方・回旋の不安定性を低減					



アクティブクリエイター PCL					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径
PCL 損傷					左右兼用 併売
穴あきネオプレン・オフセットジョイント					

MCL & LCL 用

サポーター

仁徳商会オリジナルサポーター

P.O.SPORTS

P.O. スポーツ【膝関節用サポーター】

スポーティーなデザインの
仁徳商会オリジナルサポーター！

(NS)P.O. スポーツ

MCL

厚労省リスト掲載

- ・日本シグマックス (株) OEM (委託) 製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。
- ・黒ベースにシルバークレーのパイピング (縁取り) でスポーティーなデザイン。
- ・義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

サイズ	適用 /cm
SS	30 ~ 34
S	34 ~ 38
M	38 ~ 42
L	42 ~ 45
LL	46 ~ 50
3L	50 ~ 54
4L	54 ~ 58

※ 左右 有り

※ サイズは膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周径を測って
お選びください。

MCL & LCL 用

サポーター



厚労省リスト収載

膝サポーター	MCL							日本シグマックス
サイズ 左右別	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック
膝上 10 cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58	
MCL・LCL 損傷								PO
膝裏部に軽量・通気性・フィット性に優れた新素材採用								



厚労省リスト収載

ニーグリップMCL	アルケア						
サイズ 左右別	S	M	L	LL	3L	グレー/ジュ 黒	
大腿周囲 cm	34~37	37~41	41~45	45~49	49~54		
膝周囲 cm	31~35	32~36	33~38	35~40	38~41		
MCL・LCL 損傷							PO
3点支持で内側不安定性を低減							



アクティブクリエイター MCL	アクト				
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より 14cm 上 周径
MCL/LCL 損傷					左右別 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・ダブルスパイラルボン・セミスリーブタイプ・伸縮性固定ストラップ					

マルチタイプ




ラクニススポーツ 805N	中村ブレイス			
S	M	L	XL	黒・ベージュ
30-33 cm	34-37 cm	38-41 cm	42-45 cm	膝関節の周径 (cm)
ACL,PCL,MCL/LCL 損傷・半月板損傷・ジャンパー膝など				左右別 PO
両側に W スパイラル支柱を内蔵・膝窩部に軟性素材を使用・着脱式ストラップ 3 本付き				



アクティブクリエイター MULTI	アクト				
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より 14cm 上 周径
MCL/LCL 損傷・側方動揺性のある症状等					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・オフセットジョイント・オープンタイプ・着脱式マルチストラップ					

アクティブクリエイター“マルチ”

- ◎ 本体のみでフルオープンオフセットジョイントサポーター
- ◎ マルチストラップを使って M-L 損傷、A-P 損傷に左右が無く、これ一枚でまさに“マルチ”



マルチストラップ

*サポーター本体、マルチストラップの別売りも可能です

中村ブレイスのラックニー「リガ」シリーズ

靱帯オペ後リハビリに

ラックニー「リガ」ACL 811N



膝靱帯損傷、半月板との複合損傷後に
(ACL・MCL・LCL に対応)

再建術後リハビリおよび保存的療法に。

●後面ストラップのみのシンプルデザイン。

(他の伸び止め機能は本体に付加しました)

●ドライバー1本で調節可能。

●蒸れにくい通気性素材を使用。

※在庫はダイヤルロック仕様、S-LLのみ

◆適応

前十字靱帯損傷
内側側副靱帯損傷
外側側副靱帯損傷など

伸展制限	10°	20°	30°	
屈曲制限	75°	90°	105°	120°

(左右兼用)

ダイヤルロック支柱832N



2種類の支柱から選択可能

※在庫はダイヤルロックのみ



コロピタ支柱 831N



取寄せ

伸展制限	0°	10°	20°	30°	40°	50°			
屈曲制限	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°

●固定: 0°30°

※別売りバナナ型ペーサーを使用した場合に 10°20°40°50° で固定可能

ラックニー「リガ」シリーズ共通サイズ表

●色:ブラック.

サイズ	S	M	L	LL	3L
パテラ中心より約15cm上の周径(cm)	39~42	42~45	45~48	48~52	52~56



※特注品も製作いたします。

(Sよりも小さいサイズ
3Lよりも大きいサイズ
大腿部に対して下腿部が極端に細い方など)

アウトリガー付支柱で下腿部をサポート

ラックニー「リガ」 PCL 812N

取寄せ

◆適応

後十字靭帯損傷
後十字靭帯付着部剥離
骨折など



後方下腿ベルトとアウトリガー支柱を使用。
膝屈曲 30° より下腿を前方へ引き出します。

伸展制限	0°	10°	20°	30°	40°	50°			
屈曲制限	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°

●固定：0°30°

※別売りバナナ型ペーサーを使用した場合に 10°20°40°50° で固定可能

使いやすいシンプルデザイン

ラックニー「リガ」フリー支柱 813N

取寄せ



支柱の形状・材質が変更

◆適応


内側側副靭帯損傷
外側側副靭帯損傷
膝側方不安定症 など

- オリジナルフリー支柱使用.
- 本体内蔵の伸び止め機能.
(「リガ」ACL811Nと同じ)
- ストラップ3本付き.
- ステンレス⇒ジュラルミン製


ラックニー「リガ」ACL・PCL用

バナナ型スペーサー 835N

取寄せ



- より細かな角度(10° 20° 40° 50°)での固定が可能.
(0° 30° は従来のスペーサーを使用)
- 従来の1ヶ所止めではなく、バナナ型スペーサーを用いた
2ヶ所止めでより強力に屈曲を制限.



20°での固定

90°での屈曲制限



膝サポーター パテラ

センターストラップ、上下ストラップでパテラパッドを膝蓋骨にフィットさせ側方偏位を抑えます。

主な用途

- 膝蓋骨亜脱臼、膝蓋軟骨軟化症などの際に膝蓋骨側方偏位を抑える

共通の特長

- 抗菌防臭加工
- 膝裏に2wayダブルラッセル使用
- バインダーテープ加工
- タグ上側表示対応

サイズ 左右別	S	M	L	LL
適用範囲 cm	34 ~ 39	39 ~ 44	44 ~ 49	49 ~ 56
カラー：ベージュ / ブラック 総重量約 72g (L サイズ)				

計測部位とサポーターの選び方

- 普通に立った状態で膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周囲を測って下さい。
- 計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きいほうのサイズをお選びください。



ゲニユ カレッツァ パテラ スタビライザー

Genu Carezza Patella Stabilizer



特長

- 半月状のパッドが膝蓋骨を押さえる
- コンパクト設計
- 通気性の高い3層構造素材

用途

- 膝蓋骨の動揺制御・支持

膝蓋骨を側方から押さえられるように、ストラップと連動した半月形状のパッドを内蔵しています。ショートタイプの本体は、コンパクトに装着することができ、膝関節の動きを妨げず、膝蓋骨周辺をパッドで的確に押さえることができます。

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲		
			大腿周径(cm)	膝蓋骨中心周径(cm)	下腿周径(cm)
	8360=XXS-7	XXS	36~40	27~30	29~32
	8360=XS-7	XS	40~44	30~34	32~35
	8360=S-7	S	44~48	34~37	35~38
	8360=M-7	M	48~52	37~41	38~41
	8360=L-7	L	52~56	41~44	41~44
	8360=XL-7	XL	56~61	44~48	44~48
	8360=XXL-7	XXL	61~67	48~51	48~51

イラストのように蓋骨中心周径および蓋骨中心から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

膝蓋骨中心の数値は参考値です。
左右兼用
本体全長は約15cm

ottobock.

パテラ用サポーター

ottobock.

パテラ プロ Patella Pro



特長


- 動的に膝蓋骨へ作用
- バイメカ理論による設計

用途

- 膝蓋骨の支持
- 膝蓋骨のアライメント調整
- 膝蓋骨動揺制御

プラスチック支柱に内蔵されたバネが、不安定な膝蓋骨に対し動的に働きかけアライメント調整します。膝蓋骨が不安定になりやすい膝関節屈曲10° - 30°において効果的に作用するよう設計されています。はき込み式のサポーター本体にフレキシブルなプラスチック製の内外側支柱がついており、装着感良く使用していただけます。

サイズの測り方



イラストのように膝蓋骨中心から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			大腿周径 (cm)	下腿周径 (cm)
8320N=R-XXS	右	XXS	36~40	29~32
8320N=R-XS		XS	40~44	32~35
8320N=R-S		S	44~48	35~38
8320N=R-M		M	48~52	38~41
8320N=R-L		L	52~56	41~44
8320N=R-XL		XL	56~61	44~48
8320N=R-XXL		XXL	61~65	48~52
8320N=L-XXS	左	XXS	36~40	29~32
8320N=L-XS		XS	40~44	32~35
8320N=L-S		S	44~48	35~38
8320N=L-M		M	48~52	38~41
8320N=L-L		L	52~56	41~44
8320N=L-XL		XL	56~61	44~48
8320N=L-XXL		XXL	61~65	48~52

本体全長は約30cm

サービスパーツについては、弊社までお問合せください。



取寄せ

パテラ Z 706N			中村ブレイス
S	M	L	ブラック
28-32 cm	33-37 cm	38-43 cm	膝関節の周径 (cm)
膝蓋骨不安定症/亜脱臼 など			左右別 PO
膝蓋靭帯と大腿四頭筋を圧迫することで膝蓋骨の偏位を防止。シリコンパッドによりずれにくく適度な圧迫、ずれ防止用の丸型パッド付き。			



取寄せ

パテラルバンド 703N				中村ブレイス
S	M	L	XL	ベージュ
28-32 cm	33-37 cm	38-43 cm	44-48 cm	膝関節の周径 (cm)
膝蓋骨軟化症/不安定症/亜脱臼 膝蓋大腿障害 など				左右兼用 PO
シリコンパッドが膝蓋骨の外側偏位を防止 コンパクトなデザイン				



取寄せ

ダイナミックパテラブレイス 701N			中村ブレイス
S	M	L	ベージュ
28-33 cm	34-40 cm	41-48 cm	膝関節の周径 (cm)
膝蓋不安定症/亜脱臼 膝蓋大腿障害 など			左右兼用 PO
シリコンパッドが膝蓋骨の外側偏位を防止。 取扱い簡単。			

(NS) オスグッド



消臭

防臭

抗菌

用途

- オスグッド・シュラッター病の膝蓋腱付着部の保護に

特徴

- 裏生地は呼吸する繊維エクスライブを使用
高い吸湿性を熱エネルギーに変え、積極的に吸放湿を行うので汗による冷え感やべとつき感を減少させます
- オズグッドパッドにより膝蓋靭帯部を適度に圧迫し付着部のストレスを軽減
- 面ファスナーの折り返しカンにスリムタイプを使用し、脛骨の当たりを良くしました
- 本製品は OB ゲニューサーマコンドロ 8386 より移行製品となります。

サイズ (cm)	SS	S	M	L	XL	3L
膝蓋骨中心周径	27 ~ 30	30 ~ 34	34 ~ 37	37 ~ 41	41 ~ 44	44 ~ 48
膝下 15cm 周径	29 ~ 32	32 ~ 35	35 ~ 38	38 ~ 41	41 ~ 44	44 ~ 48

オズグッド用サポーター

膝サポーター オズグッド



オズグッドバンドとオズグッドパッドにより
膝蓋靭帯を圧迫し、痛みを軽減します。

主な用途

●オズグッドシュラッター病などの際の膝蓋靭帯に生じる牽引力を抑える

共通の特長

- 抗菌防臭加工
- 膝裏に2wayダブルラッセル使用
- バンダーテープ加工
- タグ上側表示対応

サイズ	SS	S	M	L
適用範囲 cm	26～29	29～32	32～35	35～39
カラー：ベージュ/ブラック 総重量約 37.5g (M サイズ)				

- 普通に立った状態で膝蓋骨中心より5cm下の周囲を測って下さい。
- 計測値が2サイズの境になった場合は、大きいほうのサイズをお選びください。



ジャンパーズニー

オズグッド



アクティブクリエイター JK2					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径
ジャンパーズニー・半月板損傷					併売
通気性穴あきクロブレンドラバー・スパイラルボン・スリープタイプ・上下の伸縮性固定ストラップ					



膝サポーター	アクティブ	日本シグマックス
サイズ 左右兼用	S M L L L	ベージュ/ブラック
膝上 10cm	34 ～39	39 ～44
	44 ～49	49 ～56
PFOA・変形性膝関節症・膝蓋軟骨軟化症		
大腿部コンプレッションベルト・パテラコンプレッションパッド・PTパッド採用で多様な用途に対応		



シラッテルバンド	アルケア
膝下周囲	28～34cm
幅×長さ	3～4cm
1箱 / 5個入り	
オズグッドシュラッター病等	併売
運動を継続しながら症状を軽快できます	

OA SX2



クロスストラップと
両サイドのステーで膝関節を
サポートします。

アクティブ樹脂ステーを採用。
サポーター本体とクロスストラップで
膝関節周囲を圧迫して、サポートします。

OA SX3



厚労省リスト収載

アルミ製オフセットジョイントを
両サイドに配置。
膝関節の側方動揺を抑えます。

サイズ	SS	S	M	L	LL	左右 兼用
膝蓋骨中心より 10cm 上	30 ~ 34	34 ~ 38	38 ~ 42	42 ~ 46	46 ~ 50	

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	左右 兼用
膝蓋骨中心より 10cm 上	30 ~ 34	34 ~ 38	38 ~ 42	42 ~ 46	46 ~ 50	50 ~ 54	

OA 用支柱付サポーター



黒は2021年3月
販売終了

厚労省リスト収載

ゲルテックスOA-GX						日本シグマックス
サイズ 左右別	S	M	L	LL	3L	ベージュ
膝上 10cm	34 ~38	38 ~42	42 ~46	46 ~50	50 ~54	
中度～重度の変形性膝関節症等						PO
内・外側のオフセットジョイントで固定力強化、膝裏部に軽量・通気性・フィット性優れた新素材使用						



黒は2021年3月
販売終了

厚労省リスト収載

ゲルテックスOA-EX						日本シグマックス
サイズ 左右別	S	M	L	LL	3L	ベージュ
膝上 10cm	34 ~38	38 ~42	42 ~46	46 ~50	50 ~54	
変形性膝関節症等						PO
スパイラルステー+オフセットジョイントで固定力強化、膝裏部に軽量・通気性・フィット性優れた新素材使用						



厚労省リスト収載

ニーグリップ クロスベルト					アルケア	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	グレー 黒
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
変形性膝関節症等						PO
側方動揺をしっかり抑制し、さらに大腿部を適切に圧迫						



厚労省リスト収載

ニーグリップOA3						アルケア
サイズ 左右別	SS	S	M	L	LL	グレー 黒
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
変形性膝関節症等						PO
3点支持ベルトに軽量アルミステーをプラス安定、支持性の向上						

OA 用 スパイラルステー サポーター



取寄せ

ニーグリップ・ソフトクロス					アルケア	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	グレー 黒
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	PO
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
膝の不安定性をサポート						PO
プラスチックステーと締めつけすぎない長めのクロスベルト設計						



ニーグリップOA2					アルケア	
サイズ 左右別	SS	S	M	L	LL	グレー 黒
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	PO
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
変形性膝関節症等						PO
網目状のプラスチックステー採用、3点支持ベルトにより外側動揺を低減						



膝サポーター アクティブ				日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	ベージュ/ブラック
膝上 10cm	34 ~39	39 ~44	44 ~49	49 ~56	PO
PFOA・変形性膝関節症・膝蓋軟骨軟化症					
大腿部コンプレッションベルト・パテラコンプレッションパッド・PTDパッド採用で多様な用途に対応					



ライザ2					オルト産業
サイズ 左右別	S	M	L	LL	ベージュ
膝周径 cm	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~45	
変形性膝関節症等					PO
クロスベルトにより側方動揺を制限					



丈約 22.5cm

ライザ					オルト産業
サイズ 左右別	S	M	L	LL	ベージュ
膝周径 cm	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~45	
変形性膝関節症等					PO
上・下2本の圧迫ベルトによりホールド力UP					

OA 用サポーター

ショートタイプ

仁徳商会オリジナルサポーター

P.O.SPORTS シリーズ



スポーティーなデザインの
仁徳商会オリジナルサポーター！

(NS)P.O. スポーツ アクティブ

サイズ	適用 /cm
S	34 ~ 39
M	39 ~ 44
L	44 ~ 49
LL	49 ~ 56

- ・ 日本シグマックス (株) OEM (委託) 製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。
- ・ 黒ベースにシルバーグレーのパイピング (縁取り) でスポーティーなデザイン。
- ・ 義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

主な用途

- ・ 膝蓋大腿関節症 (PFOA)、膝蓋軟骨軟化症、変形性膝関節症、ジャンパー膝などの際の膝関節のサポート

※ 全長約 20cm(M 寸)のコンパクト設計

※ サイズは膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周径を測ってお選びください。

OA 用サポーター ショートタイプ



膝サポーター ショート1						日本シグマックス
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	ベージュ
膝上 10cm	30 ~34	34 ~38	38 ~42	42 ~46	46 ~50	PO
変形性膝関節症等						
動きやすさを重視したショートタイプ、膝裏部に 軽量・通気性・フィット性に優れた新素材使用						



ニーグリップ・ショート						アルケア	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	グレー・ジュ・ブラック
膝上 10cm	31 ~34	34 ~37	37 ~41	41 ~45	45 ~49	49 ~54	
変形性膝関節症等						PO	
上下対照により左右とも外ベルトで着用可							



黒色
追加

ニーサポーターPO						オルト産業	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	ベージュ/黒
膝周径 cm	29 ~31	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~45	45 ~49	
変形性膝関節・膝の安定等						PO	
メインと同じ機能で左右兼用タイプ							



メイン					オルト産業
サイズ 左右別	S	M	L	LL	ベージュ
膝周径 cm	31 ~34	34 ~37	37 ~40	40 ~43	
変形性膝関節症等					併売
年配に最適な簡易装着で、エコノミーな商品					



デュークシン普森			近畿義肢
サイズ 左右別	別表参照		ベージュ/本革
			H25-01
変形性膝関節症等			PO
ハムストリングを圧迫せず膝の屈曲運動も容易			

デュークシン普森 左右別	膝上/cm	32	34	36	38	40	42	44	46
	膝下/cm	27	29	31	33	35	37	39	41
デュークシン普森 ゴム入り 左右別	膝上/cm	30	32	34	36	38	40	42	44
	膝下/cm	27	28	30	32	34	35	37	39

P.O.SPORTS シリーズ

仁徳商会オリジナルサポーター



(NS)P.O. スポーツ

ライト 3

〔丈：約 32cm
M 寸〕



(NS)P.O. スポーツ

ショート 3

〔丈：約 27cm
M 寸〕

- ・日本シグマックス（株）OEM（委託）製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。※ショート 2 / 3 は旧ゲルテックス規格のため、現行品シグマックス社ショート 2 / 3（ベージュ）に比べ約 1 サイズ小さめのサイズ感となっております。
- ・黒ベースにシルバークレーのパイピング（縁取り）でスポーティなデザイン。
- ・義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

ステー：単軸オフセットジョイント

色：ブラック（本体）× シルバークレー（パイピング）

サイズ	適用範囲 /cm
SS	30 ~ 34
S	34 ~ 38
M	38 ~ 42
L	42 ~ 45
LL	46 ~ 50
3L	50 ~ 54
4L	54 ~ 58

※ サイズは膝蓋骨中心より 10cm 上の大腿周径を測ってお選びください。

支柱付サポーター



厚労省リスト収載

膝サポーター ライトスポーツ3								日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック	
膝上 10cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58		
膝不安定・軽度の靭帯損傷等								PO	
オフセットジョイント付きオープンタイプ									



厚労省リスト収載

膝サポーター ショート3								日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック	
膝上 10cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58		
膝不安定・軽度の靭帯損傷等								PO	
ライトスポーツ③より約5cm丈短いタイプ									



アクティブクリエイター SK3					アクト	
S	M	L	XL	3L	黒・ベージュ	
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径	
靭帯損傷・変形性膝関節症・側方動揺性 のある症状等						左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・オフセットジョ イント・オープンタイプ						



取寄せ

厚労省リスト収載

ニーグリップサポート					アルケア	
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	3L	グレー・ジュ 黒
大腿周囲 cm	34~37	37~41	41~45	45~49	49~54	
膝周囲 cm	31~35	32~36	33~38	35~40	38~41	
膝の不安定性をサポート						PO
2本のアルミステーが膝の側方動揺を低減						



厚労省リスト収載

ニーグリップOA1					アルケア	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	グレー・ジュ
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
変形性膝関節症等						PO
従来のアルミステーより10%軽量化ロコモパッドがズレを低減						



ドライテックスエコノミー					ヒンジドニー		ドンジョイ		
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	ブラック		
膝上 15cm	33 ~39	39 ~47	47 ~53	53 ~60	60 ~67	67 ~75			
軽度の内・外側副靭帯損傷								PO	
軽量な通気性・発汗素材(Drytex)を採用									

オルトサポーター PO ロングタイプ ジョイントステー付



OA等の安静保持に
マイクの付け心地の良さはそのままに、
屈曲時のジョイント部の突出が少なくなりました

LL : 41 ~ 45cm

L : 38 ~ 41cm

M : 35 ~ 38cm

S : 31 ~ 35cm

左右兼用 膝回り (目安)

素材

表・裏 : ナイロン

芯 : ウレタン

支柱 : アルミニウム

支柱付サポーター

ゲニュー ディレキサ ステープル

Genu Direxa Stable



特長

- ROM調整機能付き2軸膝継手
- 通気性の高い3層構造素材
- フロントオープンタイプ

用途

- 膝関節の保護・支持
- 膝関節可動域制限

通気性のある伸縮素材を使用した本体を中心に、大腿・下腿部の前後にある非伸縮ストラップベルトの調整と、内外側の2軸ジョイントヒンジにより、膝関節の前後・内外側方向への支持を行います。2軸ジョイントはROM調整チップで角度調整ができ、容易に膝関節の可動域調整が行えます(Click 2 Go システム)。
装着がしやすいフロントオープンタイプです。

ROM調整チップによる制限角度

- 屈曲制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
- 伸展制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45°



Click 2 Go システム

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲	
			大腿周径 (cm)	下腿周径 (cm)
	8368=XXS-7	XXS	36~40	29~32
	8368=XS-7	XS	40~44	32~35
	8368=S-7	S	44~48	35~38
	8368=M-7	M	48~52	38~41
	8368=L-7	L	52~56	41~44
	8368=XL-7	XL	56~61	44~48
	8368=XXL-7	XXL	61~67	48~51

イラストのように膝蓋骨中 - 左右兼用心から上下15cmの大腿 - 本体全長は約40cm部、下腿部の周径を測ります。



取寄せ



ラックニー普通型 801N/NS					中村プレイス
S	M	L	XL	3L	ページ
30-33 cm	34-37 cm	38-41 cm	42-45 cm	46-50 cm	膝関節の周径 (cm)
変形性膝関節症・半月板損傷など					左右別 PO
メッシュ素材で通気性に優れる。前開き式、アルミ製フリー支柱 ※ 801NS は本体生地がソフトタイプ (取寄せ)					

ラックニー普通型 802N/NS					中村プレイス
S	M	L	XL	3L	ページ
30-33 cm	34-37 cm	38-41 cm	42-45 cm	46-50 cm	膝関節の周径 (cm)
変形性膝関節症・半月板損傷など					左右別 PO
801N/NS の安定ベルト付きタイプ。メッシュ素材で通気性に優れる。前開き式、アルミ製フリー支柱 ※ 802NS は本体生地がソフトタイプ (取寄せ)					



白廃番

ガードマスターA2						BKD
サイズ 左右兼用	S	M	L	XL	XXL	ページ
大腿周径 cm	32 ~42	37 ~47	42 ~52	47 ~57	52 ~62	H28-05
保温・側方不安定等						PO
保温・通気性のある素材を使用						

ガードマスターA3						BKD
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	3L	ページ
大腿周径 cm	32 ~42	37 ~47	42 ~52	47 ~57	52 ~62	
保温・側方不安定等						PO
やさしい肌ざわり・後方ベルト付						

ニーサポーターPO メッシュ					オルト
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	ページ
膝周径 cm	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~45	PO
関節動揺安定に					
通気性が良く軽量の伸縮性メッシュ素材使用					

P.O.SPORTS シリーズ

仁徳商会オリジナルサポーター



(NS)P.O. スポーツ

ライト 2

〔丈：約 32cm
M 寸〕



(NS)P.O. スポーツ

ショート 2

〔丈：約 27cm
M 寸〕

- ・日本シグマックス（株）OEM（委託）製品で使用素材・デザイン・規格等「ゲルテックスサポーター」と全く同じで安心してお使い頂けます。 ※ショート2/3は旧ゲルテックス規格のため、現行品シグマックス社ショート2/3（ベージュ）に比べ約1サイズ小さめのサイズ感となっております。
- ・黒ベースにシルバーグレーのパイピング（縁取り）でスポーティなデザイン。
- ・義肢製作所様だけへの販売ですので治療材料として安心してお使い頂けます。

ステー：スパイラル

色：ブラック（本体）× シルバーグレー（パイピング）

サイズ	適用範囲 /cm
SS	30 ~ 34
S	34 ~ 38
M	38 ~ 42
L	42 ~ 45
LL	46 ~ 50
3L	50 ~ 54
4L	54 ~ 58

※ サイズは膝蓋骨中心より10cm上の大腿周径を測ってお選びください。



膝サポーター ライトスポーツ2							日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック
膝上 10 cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58	
膝不安定・軽度の靭帯損傷等							PO	
スパイラルステー付オープンタイプ								



膝サポーター ショート2							日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	3L	4L	ベージュ/ブラック
膝上 10 cm	30 34	34 38	38 42	42 46	46 50	50 54	54 58	
軽度の膝不安定							PO	
全長約28cmの軽量オープンタイプ								



ニーグリップ・ソフトサポート					アルケア	
サイズ 左右兼用	SS	S	M	L	LL	グレー・ジュ 黒
大腿周囲 cm	32~35	35~38	38~42	42~46	46~50	
膝周囲 cm	29~33	31~35	32~37	34~39	35~41	
膝の不安定性をサポート					PO	
プラスチックステーにより、内外側をソフトにサポート						



アクティブクリエイター SK2					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径
半月板損傷・変形性膝関節症					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・ダブルスパイラルボーン・セミスリーブタイプ					



アクティブクリエイター JK2					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径
ジャンパーズニー・半月板損傷					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・スパイラルボーン・スリーブタイプ・上下の伸縮性固定ストラップ					



エクセルデューク・ショート				エクセル
左右兼用	S	M	L	ベージュ
膝上 5cm	30~36	34~40	38~46	
膝不安定・保温等				併売
スパイラルステー二重巻き構造				



ニーサポーターPO メッシュ				オルト	
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	ベージュ
膝周径 cm	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~45	PO
術後のリハビリに					
通気性が良く軽量の伸縮性メッシュ素材使用					



ラッセルサポーターメッシュ・ショートタイプ				オルト	
サイズ 左右兼用	S	M	L	LL	黒・ベージュ
膝周径 cm	31 ~35	35 ~38	38 ~41	41 ~46	併売
膝関節症等の安静・圧迫保持					
通気性が良く軽量の伸縮性メッシュ素材使用					

Knee Supporter / Nintoku

ステーなし サポーター



アクティブクリエイター NK					アクト
S	M	L	XL	3L	黒
37-42 cm	42-46 cm	46-50 cm	50-54 cm	54-59 cm	膝中心より14cm上 周径
膝関節症の軽度の痛み・膝関節周囲筋の筋力低下					左右兼用 併売
通気性穴あきクロロプレンラバー・スリーブタイプ					

ガードマスターA1					BKD	
サイズ 左右兼用	S	M	L	XL	XXL	ベージュ
大腿周径 cm	32 ~42	37 ~47	42 ~52	47 ~57	52 ~62	H32-02
膝関節の保温等					PO	
肌にソフトな素材を使用						



取寄せ



コンプロシームレス膝					ノヴァーファインド	
サイズ 左右兼用	I	II	III	IV	V	ベージュ
膝上 12cm	38 ~41	41 ~44	44 ~47	47 ~50	50 ~53	H32-06
保温・筋力アップ等					併売	
目立たない薄型ショートタイプです						

マックスバットワール 膝				日本シグマックス	
サイズ 左右兼用	S	M	L	M ロング	白
膝上 12cm	23 ~30	30 ~40	40 ~50	30 ~40	
浮腫・保温等				併売	
ウール特性の保温と通気性					

保温シームレス サポーター			アルケア	
左右兼用	S	M	L	白
膝周径 cm	30cm ~34cm	34cm ~38cm	38cm ~42cm	
浮腫・保温等			併売	
保温性・吸湿性に優れています				



取寄せ



取寄せ

OAシームレス・プロ		アルケア	
サイズ 左右兼用	SS-S	M-L	グレー
膝周径 cm	31~35	32~37.5	
OA用サポーター		併売	
3段階の圧迫グラデーション機能のシームレスタイプ			

OAライト・プロ					アルケア	
サイズ	SS	S	M	L	LL	左右兼用
膝周径 cm	29 ~33	31 ~35	32 ~37	34 ~39	35 ~40	グレー
大腿周径 cm	32 ~35	35 ~38	38 ~42	42 ~46	46 ~50	
OA用膝サポーター					併売	
フロントオープンで適切かつ容易にフィット感を調整可能						

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。

株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp