

# ORTHOSIS



## 靴

支柱装具用

リハビリ用

外反母趾・足趾変形・リウマチ用

ギプス対応

Shoes Shoes

**Nintoku Corp**

# 支柱付装具用靴 (支柱付装具の足部覆い型)

**SE**

・チャッカ靴タイプ  
・3本マジック



- サイズ: 21.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
- カラー: 黒・茶・ストロー
- アッパー: 表・牛革 裏・豚革
- アウトソール: なし
- 別注小児サイズ対応: 黒・茶・ストロー・他色  
13.0cm ~ 20.0cm(1cm 刻み)

※仁徳商会常時在庫品は SE 黒のみとなります。  
(1cm 刻み)

対応可能オプション

深底

**SD**

受注生産

・短靴タイプ  
・2本マジック



- サイズ: 21.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
- カラー: 黒・茶
- アッパー: 表・牛革 裏・天然牛革
- アウトソール: なし

対応可能オプション

深底

幅広

※ SE 黒 (21.0~27.0cm, 1cm 刻み) 以外は受注生産となりますので、通常納期 10日~2週間ほど頂きます。生産状況によってはさらにお時間いただく場合がございますのでお問合せください。

対応可能オプション説明	
<b>幅広 (2)</b>	スタンダードより幅広設計
<b>深底 (プラス)</b>	足底装具対応品 スタンダードより全体に 5mm の深さをプラス ※簡易カップインソール付き

※発注時の商品名は対応品番の語尾に上記 ( ) 内の表記を加えてください

例: SE の深底 = SE プラス      SA の巾広 = SA2      SI の幅広で深底 = SI2 プラス

**KG1201**

取寄せ

NEW



靴にエラ カフゴエ

- サイズ: 21.0 ~ 28.0cm(1cm きざみ)
- カラー: 黒・茶 (茶は受注生産)
- 巾: ノーマル・スリムの2種 (スリムは受注生産)

- ・支柱付き装具用靴
- ・義肢装具会社にて支柱をつけて使用します。
- ・少し大きめに製作していますので、つま先をカットして大きさを合わせて下さい。またインソールの厚みでも調節出来ます。
- ・ベルトの長い分はミシン目を残しカットして下さい

# 支柱付装具用靴 (支柱付装具の靴型用)

SA

受注生産

- ・短靴タイプ
- ・外羽根仕様
- ・2本マジック



- サイズ：22.0～27.0cm(5mm きざみ)
  - カラー：黒・茶
  - アッパー：牛革
  - アウトソール：合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

SB

受注生産

- ・チャッカ靴タイプ
- ・外羽根仕様
- ・3本マジック



- サイズ：22.0～27.0cm(5mm きざみ)
  - カラー：黒・茶
  - アッパー：牛革
  - アウトソール：合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。
- 別注小児サイズ対応：黒・茶・ストロー・他色  
13.0cm～20.0cm(1cm 刻み)

対応可能オプション

深底

幅広

SH

受注生産

- ・短靴タイプ
- ・外科開き仕様
- ・3本マジック



- サイズ：22.0～27.0cm(5mm きざみ)
  - カラー：黒・茶
  - アッパー：牛革
  - アウトソール：合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

SI

受注生産

- ・チャッカ靴タイプ
- ・外科開き仕様
- ・3本マジック



- サイズ：22.0～27.0cm(5mm きざみ)
  - カラー：黒・茶
  - アッパー：牛革
  - アウトソール：合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

※ 靴型タイプは全て受注生産となりますので、通常納期10日～2週間ほど頂きます。生産状況によってはさらにお時間いただく場合がございますのでお問合せください。

# あゆみダブルマジック III

同じデザインによる健足と患足に対応！  
在庫は黒と茶色の2種類

撥水加工

抗菌・防臭加工

手洗い可能  
(中性洗剤・保形後陰干)

カップインソール  
(メッシュコンビ)

片足販売  
可能商品

- 特徴 1. あゆみカーブでつまずきにくい
- 特徴 3. かかとをしっかり支える
- 特徴 5. 靴の内側でも調整できる

- 特徴 2. 軽量
- 特徴 4. 調整しやすい

**測り方** 正しい計測をしてご自分に合ったものを

**1 足長を測る**  
かかとの後端から一番長い所まで  
※装具を付けて計測してください

**2 足囲を測る**  
親指の付け根の骨のとび出ている部分から小指の付け根の骨のとび出ている部分の周径(装具の厚みも含む)  
※装具を付けて計測してください

サイズ	健足 (3E)	患足 (5E)
	足囲	足囲
SS (20.0 ~ 20.5cm)	21.7 (7.7)	-----
S (21.0 ~ 21.5cm)	22.4 (7.9)	23.6 (8.3)
M (22.0 ~ 23.5cm)	23.1 (8.2)	24.3 (8.6)
L (23.0 ~ 23.5cm)	23.8 (8.5)	25.0 (8.9)
LL (24.0 ~ 24.5cm)	24.5 (8.8)	25.7 (9.2)
3L (25.0 ~ 25.5cm)	25.2 (9.1)	26.4 (9.5)
4L (26.0 ~ 26.5cm)	25.9 (9.4)	27.1 (9.8)
5L (27.0 ~ 27.5cm)	26.6 (9.7)	27.8 (10.1)
6L (28.0 ~ 28.5cm)	27.3 (10.0)	28.5 (10.4)
茶色は S ~ 5L まで		

※あゆみシリーズの在庫品以外の商品の取寄せ、パーツオーダーも可能となっておりますのでご相談ください。なお、取寄せ・パーツオーダー商品は送料のご負担、また返品不可の場合がございますのでご相談ください。

# リハビリ・装具対応シューズ



<b>マイハート3</b>		ニチマン
サイズ	21.0~28.0cm	1cm 刻み
色：ブラック、ブラウン		片足販売
装具対応 (左右兼用) 装具対応インソール、長・短ストレッチベルト付 型崩れしにくいバルカナイズ製法。 ラクラクストレッチ素材使用。		



<b>マイハート3ワイド</b>		ニチマン
サイズ	22.0~28.0cm	1cm 刻み
色：ブラック、ブラウン		片足販売
装具対応 (左右兼用) 装具・足底板を使用可能なワイドタイプ。 型崩れしにくいバルカナイズ製法。 ラクラクストレッチ素材使用。		



<b>New プレスウォーカー</b>		澤村義肢
サイズ	23.0~29.0cm	1cm 刻み
色：黒のみ		片足販売
装具やギプスの上から履けるオーバーシューズ 左右別売り可能 前まで開くファスナー、足入れの良い踵部マジック仕様。		



<b>New リハシューズ</b>		澤村義肢
サイズ	22.0~29.0cm	1cm 刻み
色：黒のみ		片足販売
左右別売り可能		
下肢装具・足底装具などに対応可能		



## 取寄せ

<b>シュラフ KG</b>		カワゴエ
サイズ	23.0~31.0cm	1cm 刻み
色：黒のみ		片足販売
装具用のオーバーシューズ。支柱付き装具・靴の上から履けるように31cmまでのサイズ展開 支柱付装具にも対応できるような伸縮性の高い生地を使用。		

# リハビリ・装具対応シューズ

## V ステップ

月星化成と理学療法士が5年間の研究とリハビリセンターにおける検証結果をもとに開発されました。

### 幅広設計で、装具にも対応

**甲ベルト長さ調整機能**  
装具や甲の高さに合わせて甲ベルトの長さを調整できます。  
※04,05,07の機能  
注意  
①一旦糸を切ると元に戻らないので、「長さ」と「左右」を確認してから切ってください。  
②刃の薄いカミソリや糸切りバサミをご使用ください。  
③ベルトを伸ばしたところは面ファスナーが装着できません。

**フルオープンパターン**  
履き口を大きく広げられるので、装具をつけた足でも着脱が容易です。

**しっかりカウンター**  
かかとを安定させ、歩行をしっかりサポートします。

**高さ調整インソール**  
取り外し可能なインソールで、取り外すと足囲が2Eアップします。装具着用時は、取り外しても履けます。

**Ag+抗菌防臭**  
銀イオンの抗菌作用で臭いの原因となる菌を抑制し、防臭効果を発揮します。

**すべりにくいアウトソール**  
濡れた路面でも滑りにくい水切り構造意匠とクッション性に優れたベステック®を採用。

**ゆとり設計**  
つま先にゆとりを持たせた幅広設計で、足指への負担を軽減し、装具にも対応します。

**糸を切ると3cmのびる!**

### V ステップ® 03

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)  
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)  
素材 人口皮革  
底材 ベステック®

つま先ゆったり  
ベステック  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン

ブラック ブラウン ホワイトA

※在庫黒のみ

### V ステップ® 04

片足販売可

サイズ 24.0~30.0cm(1cmきざみ)  
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)  
素材 人口皮革  
底材 ベステック®

つま先ゆったり  
甲ベルト調整  
ベステック  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン  
撥水加工(スリッパ裏のみ)

ブラック ブラウン

※在庫黒のみ

### V ステップ® 05

片足販売可

サイズ 22.0~26.0cm(1cmきざみ)  
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)  
素材 人口皮革  
底材 ベステック®

つま先ゆったり  
甲ベルト調整  
ベステック  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン

ブラック ワイン ベージュ

※在庫黒のみ

### V ステップ® 07

片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)  
ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)  
素材 人口皮革  
底材 ベステック®

つま先ゆったり  
甲ベルト調整  
ベステック  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン

ブラック レッド ホワイト

取寄せ

# Vステップ 06

ベルトを引っ張ると  
ペロが開く！

**出るペロ<sup>®</sup>**  
機能搭載

**出るペロ<sup>®</sup> 機能**

ベルトを引っ張るとペロが自動的に起き上がり、履き口が広がります。足入れ簡単で着脱らくらくの新機能です。

高さ調整インソール  
厚さ5mmの取り外し可能なインソール。装具着用時は、取り外しても履けます。

倒れないベルト  
履く時にベルトが倒れて履き口を塞いで履きにくくなるのを防ぎます。

ゆとり設計

ベルトを引っ張ると自動的にペロが開いて履き口が広がるから、足入れ簡単！

片手でカンタン！

装具をつけた足でも着脱らくらく♪

**Vステップ<sup>®</sup> 06** 片足販売可

**サイズ** ブラック、ホワイト:22.0~28.0cm(1cmきざみ)  
グレイ:22.0~26.0cm(1cmきざみ)

**ウイズ(足囲)** 22,23cm:3E(中敷を外せば1Eアップ)  
24~28cm:4E(中敷を外せば1Eアップ)

**素材** 合皮/合繊

**底材** EVA/合成ゴム

つま先ゆったり  
出るペロ  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン  
カウンターボックス

**出るペロ**  
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



**Vステップ<sup>®</sup> 06-7E** 片足販売のみ

**サイズ** ブラック、ホワイト:22.0~28.0cm(1cmきざみ)  
グレイ:22.0~26.0cm(1cmきざみ)

**ウイズ(足囲)** 7E(中敷を外せば2Eアップ)

**素材** 合繊/合皮

**底材** EVA/合成ゴム

つま先ゆったり  
出るペロ  
Ag+抗菌防臭  
フルオープン  
カウンターボックス

**出るペロ**  
ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



## 対応可能な主な装具



プラスチック AFO



ジョイント付 AFO



PTB 免荷装具

# MAGNUM KG

NEW

義肢装具士の声を基にした  
『歩く』を手助けする靴

マグナムKG



MOVIE 1



フルオープン  
(トランスフォーマータイプ)



新機能 バックダウン型  
(特許第 6765033 号)

シューホン型はもとより、ジレット継手型・タマラック型・オクラホマ継手型・金属支柱型・油圧制御継手型等あらゆる装具使用時に履くことが可能です。



## マグナム KG の特徴

### 1. かかとが広がる バックダウン型

踵部分が後ろに広がる機能。装具装着時、靴に踵が入らないその悩みを、踵が後ろに倒れることにより解消しました。靴の履きやすさを実感いただけます。

### 2. フルオープン（トランスフォーマータイプ）

「履く」から「付ける」に変化

外科開きのため、装具使用時に靴の脱ぎ履きが容易に行えます。

### 3. ゆとり設計

先芯でつま先を全て覆わず甲高に設計しているのでフリースペースが生まれ、足指変形に対応。

### 4. 軽量インソール

付属の高反発の軽量インソールは取り外しが可能です。

取り外すと足囲が2Eアップしますので装具装着時の調整が容易に行えます。

また、中底の上に張り合わせる材料をつま先に向け縦目にする事で、装具を入れ易くしました。

ちなみに、インソールはすべりにくくするため横目になっています。

### 5. ベルトが抜けにくい

ベルトの先端を幅広に設計していますのでカンからベルトが抜けにくくなっています。

片麻痺の方でもベルト抜けの心配無用。

## マグナム KG 患足



- サイズ： 22cm～29cm(1cm刻み) ※左右別片足販売
- 足囲： ワイド 7E(インソールを外すと9E)  
スリム 5E(インソールを外すと9E)
- カラー： 黒のみ
- 素材： 人工皮革
- 底材： EVA

※患足はワイド・スリムの2種類  
※定形外はオーダーメイド

## マグナム KG 健足




- サイズ： 22cm～29cm(1cm刻み) ※左右別片足販売
- 足囲： ノーマル 5E(インソールを外すと7E)
- カラー： 黒のみ
- 素材： 人工皮革
- 底材： EVA

※健足はノーマルの1種類（巾は患足スリムと同等）  
※健足は踵が割れないタイプ  
※定形外はオーダーメイド

## テラピシューズ

受注生産



関節リウマチや糖尿病、足部・足趾変形・外反母趾の方に適合するように作られています。靴の甲部を高く、開口部（履き口）を広くすることにより非常に履き易くなっています。

- サイズ：21.0～27.0cm（5mm きざみ）
- カラー：黒・茶・ベージュ・アイボリー
- アッパー：天然牛革、アッパー裏：天然皮革（ヒール）、その他（ナイロン）
- アウトソール：ポリウレタン
- 男女兼用
- 通常のマジックベルトの他、折り返しマジックベルト、紐式でのご注文も受け付けております。（別途料金必要）

※テラピシリーズはウレタン底の製造中止に伴い、2023年7月以降製造分より靴底を接着しない、**アッパー部のみ**の販売になります。

## テラピシューズプラス（足底装具対応靴）

受注生産

●外見はテラピシューズとまったく同じで、テラピシューズと同じ使用目的の商品になりますが、新しく足底装具専用の木型を作製し作製をしています。

●全体に十分な深さがあるのでオーダメイドのインソールを入れる事が可能です。

●EVA製で加工性に優れた簡易中敷付き



**ダブル甲バンド**  
もち手がすべりにくく、足をしっかり固定します。

**機能性  
カップインソール**  
様々な機能を備えた立体カップインソールが足にフィットし、歩行をサポートします。取り外しができ、いつでも清潔に保つことができます。

**つま先ゆったり**  
つま先にゆとりをもたせた形状で足の指を圧迫せずにのびのび動かせます。

**つまずき防止**

**足首まで  
しっかり固定**

**カウンターボックス**  
子どものやわらかくゆがみやすい足を箱型構造でしっかり支えます。

**カテキン**  
天然緑茶を原料とした自然素材の「カテキン」を使用することで、優れた防臭・抗菌効果を発揮します。

**フレックスジョイント**  
足の曲がりと同じ位置で靴が曲がる設計で、足に余計な負担をかけません。

## CR C2140 取寄せ

**サイズ** 15.0～21.0cm (0.5cm きざみ)  
**ウイズ(足囲)** 2E  
**素材** 合皮/合織  
**底材** 圧縮EVA/合成ゴム  
 ウィズ調整中敷き2枚付き(1E-2E)

- つま先ゆったり
- 機能性カップインソール
- カウンターボックス
- フレックスジョイント
- カテキン
- スタビライザー



## CR J2103 取寄せ

**サイズ** 21.5～24.5cm (0.5cm きざみ)  
**ウイズ(足囲)** 2E  
**素材** 合皮  
**底材** 圧縮EVA/合成ゴム

- つま先ゆったり
- 機能性カップインソール
- カウンターボックス
- フレックスジョイント
- カテキン
- スタビライザー




# A D スポーティブシューズ

取寄せ

足に疾病を持つお子様のために  
“歩きやすさ” “サポート性” に優れた装具対応シューズです

- インソール挿入可能
- アッパー素材：高級天然レザー/メッシュ素材
- 木型：ストレートラスト



ホワイト A-4407



ブラック A-4408



シルバー A-4409



ホワイト/ネイビー A-4410



ホワイト/レッド A-4412



ブラック/グレー A-4413



在庫限りで廃番予定

ブラウン/ベージュ



ホワイト/メロン



ネイビー/シルバー A-4416

EUサイズ  
21~43



ネイビー/リラ A-4417

EUサイズ  
23~37



さくら A-4418

EUサイズ  
23~37



## ● 適応症例

- 外反扁平足 ● 内反足・内転足 ● 凹足・踵足変形 ● 脳性麻痺・脊髄麻痺等の短下肢装具、長下肢装具

価格帯	S										M							L					
ヨーロッパサイズ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
日本サイズ (cm)	13.3	14.0	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7	19.3	20.0	20.7	21.3	22.0	22.7	23.3	24.0	24.7	25.3	26.0	26.7	27.3	28.0

※サイズはあくまでも目安です。フィッティングを重視してください。

# BonBon Kids

取寄せ

【小児用チャッカ靴】

機能的デザインで足をやさしくしっかり支持します

ストロベリー×ショコラ

A-4420

EUサイズ  
21~37



ビスケット

A-4421

EUサイズ  
21~37



アップル×ビスケット

A-4422

EUサイズ  
21~33



ココア

A-4423

EUサイズ  
21~33



EU26(16.4 cm) 寸法例

## ● 特長

- 子供用オーソペディックシューズ(ストレートラスト)
- 丈夫なカウンターで足と足関節をしっかり支持します。
- オーダーのインソールを入れるためのスペースがあります。
- 天然の高級皮革と吸汗性、クッション性のある内張りです。

## ● 適応症例

- 外反扁平足
- 内反足・内転足
- 凹足・踵変形
- 脳性麻痺 など

## サイズ表 (木型幅=標準)

価格帯	S										M							L					
ヨーロッパサイズ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
日本サイズ (cm) 実寸	12.7	13.5	14.5	15.0	15.7	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.7	20.4	21.0	21.5	22.1	22.8	23.4						

※サイズはあくまでも目安です。フィッティングを重視してください。


# キャストサポートグッズ (アルケア)

## キャストシュー®

CASTSHOE

歩行用キャストカバー

歩行をサポートし、キャストの汚れを防止。  
快適な装着感をプラスしてリニューアル。



メッシュ素材

### ブーツ形状でもムレにくく快適

通気性の高いメッシュ素材を採用。ブーツ形状でキャストの汚れをしっかりと防ぎながら、ムレにくく快適な装着感を提供します。

### 歩きやすい舟底形状

靴底は独自の舟底形状で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。屋外での使用はもちろん、院内でのリハビリ歩行もサポートします。



歩行しやすい独自の舟底型


滑りにくい靴底

## キャストサンダル

CAST SANDAL

歩行用キャストサンダル

ムレやすい夏場も快適に。  
簡単装着でスムーズな歩行をサポート。




メッシュ素材

### ムレにくい、サンダルタイプ

通気性の高いメッシュ素材を使用したサンダルタイプで、蒸し暑い夏場もムレにくく快適に使用できます。

### スムーズな歩行をサポート

靴底は、キャストシューと同様の設計で、スムーズに足を運ぶことが可能。ストラップで足首を固定するため、歩行中に脱げることもなく安全です。



歩行しやすい独自の舟底型

滑りにくい靴底

### 面ファスナーで簡単装着

本体に足を入れ、甲と踵の面ファスナーを3カ所とめるだけで装着完了。一人で簡単に着脱できます。



### 多様な固定材に対応

スプリント材など、つま先方向に固定部分が長くなる場合でも、装着が可能です。



固定部分が長くなる場合も対応可能

サイズ	足長 (目安)	全長 (内寸)
LL	26.5~29.5 cm	32.0 cm
L	24.5~26.5 cm	28.0 cm
M	22.5~24.5 cm	26.0 cm
S	20.5~22.5 cm	24.0 cm

サイズ	足長 (目安)
L	24.5~29.5 cm
S	20.5~24.5 cm

## キャストシュー WP



防水素材  
(表面:撥水加工)

キャストシューに撥水加工した商品です。

サイズ	足長 (目安)	全長 (内寸)
LL	26.5~29.5 cm	32.0 cm
L	24.5~26.5 cm	28.0 cm
M	22.5~24.5 cm	26.0 cm
S	20.5~22.5 cm	24.0 cm

## キャストブーツ



水ぬれの防水性に優れ汚れても簡単に手洗い可能

サイズ	S	M	L	シグマックス
足長 cm	20-23	22-25	24-27	
巾×長さ cm	11.5×24.5	11.5×27.0	12.0×29.0	
左右兼用 1個売り				併売
歩行用キャストカバー				

### キャスト用防水カバー

#### スピーディに簡単装着

ゴム口を開け、袋にキャスト固定部位を通すだけで装着完了。スピーディかつ簡単な装着で、シャワー前の準備時間や手間を削減します。

#### 高い経済性を発揮

1回使いきりではなく、繰り返し使用することも可能。経済性に優れています。

#### 2サイズで幅広く適応

シンプルでゆったりとした形状を採用した、ロングとショート of 2サイズで、成人から小児まで幅広く適応できます。



	長さ	周径	目安	2枚入
ショート	60cm 以下	20 ~ 35cm	大人：手・腕 小児：足	
ロング	90cm 以下	32 ~ 50cm	大人：足	

# シラック取扱シュー各種

## CLOSED-TOE CAST BOOT キャストブーツ

取寄せ

□ギプス対応シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
MA-J-2022	S	18.5~22.5cm
MA-J-2023	M	23.0~26.0cm
MA-J-2024	L	26.5~30.0cm
MA-J-2025	XL	30.5~35.0cm



## POST-OP SHOE ポストオペシュー

□装具対応シューズ

	品番	サイズ	靴サイズ
男性用	DC-STM1B	S	23.5~25.5cm
	DC-STM2B	M	26.0~27.5cm
	DC-STM3B	L	28.0~29.5cm
	DC-STM4B	XL	30.0~31.5cm
女性用	DC-STW1B	S	21.0~22.5cm
	DC-STW2B	M	23.0~24.0cm
	DC-STW3B	L	24.5~26.0cm



## ORTHO WEDGE HEALING SHOE オルソウェッジシュー

・外反拇趾  
□足関節つま先保護(室外用)シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
DC-OQ0B	XS	21.5~23.0cm
DC-OQ1B	S	23.5~25.5cm
DC-OQ2B	M	26.0~27.5cm
DC-OQ3B	L	28.0~29.5cm
DC-OQ4B	XL	30.0~31.5cm



## HEEL WEDGE SHOE ヒールウェッジシュー

・踵骨骨折  
□足関節かかと保護(室外用)シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
DC-HQ0B	XS	21.5~23.0cm
DC-HQ1B	S	23.5~25.5cm
DC-HQ2B	M	26.0~27.5cm
DC-HQ3B	L	28.0~29.5cm
DC-HQ4B	XL	30.0~31.5cm



## MEDICAL SURGICAL SHOE メディカル サージカルシュー

取寄せ

□ペグアシストインソールと  
組み合わせることで、  
糖尿病治療用シューズ

	品番	サイズ	靴サイズ
男性用	DC-MQM1B	S	24.0~26.0cm
	DC-MQM2B	M	26.5~28.0cm
	DC-MQM3B	L	28.5~30.0cm
女性用	DC-MQW1B	S	21.0~23.0cm
	DC-MQW2B	M	23.5~25.0cm



## PEG-ASSIST INSOLE ペグアシストインソール

取寄せ

□部分免荷可能インソール

	品番	サイズ	靴サイズ
男性用	DC-PQ0	XS	21.5~23.0cm
	DC-PQ1	S	23.5~25.5cm
	DC-PQ2	M	26.0~27.5cm
	DC-PQ3	L	28.0~29.5cm
女性用	DC-PQ4	XL	30.0~31.5cm






# MEMO

# MEMO

# MEMO

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。



株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17  
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161  
FAX: 06 (6691) 7087  
<http://www.nintoku.co.jp>  
[nintoku@nintoku.co.jp](mailto:nintoku@nintoku.co.jp)



仁徳カタログ PDF データ DL 用