

ORTHOSIS



靴

支柱装具用

リハビリ用

外反母趾・足趾変形・リウマチ用

ギプス対応

Shoes Shoes

Nintoku Corp

SE

- ・チャッカ靴タイプ
- ・3本マジック

- サイズ: 21.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
 - カラー: 黒・茶・ストロー
 - アッパー: 表・牛革 裏・豚革
 - アウトソール: なし
 - 別注小児サイズ対応: 黒・茶・ストロー・他色
13.0cm ~ 20.0cm(1cm 刻み)
- ※仁徳商会常時在庫品は SE 黒のみとなります。
(1cm 刻み)

対応可能オプション

深底



SD

- ・短靴タイプ
- ・2本マジック

受注生産



SA

受注生産

- ・短靴タイプ
- ・外羽根仕様
- ・2本マジック



- サイズ: 22.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
 - カラー: 黒・茶
 - アッパー: 牛革
 - アウトソール: 合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

SB

受注生産

- ・チャッカ靴タイプ
- ・外羽根仕様
- ・3本マジック



- サイズ: 22.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
 - カラー: 黒・茶
 - アッパー: 牛革
 - アウトソール: 合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

SH

受注生産

- ・短靴タイプ
- ・外科開き仕様
- ・3本マジック



- サイズ: 22.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
 - カラー: 黒・茶
 - アッパー: 牛革
 - アウトソール: 合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

SI

受注生産

- ・チャッカ靴タイプ
- ・外科開き仕様
- ・3本マジック



- サイズ: 22.0 ~ 27.0cm(5mm きざみ)
 - カラー: 黒・茶
 - アッパー: 牛革
 - アウトソール: 合成ゴム・EVA・ヒール底付
- ※2023年8月以降製造分より製造終了のため、ミクロ底(アウトソール材)、ヒール底は在庫終了次第付属せず、アッパー部のみの販売となります。

対応可能オプション

深底

幅広

2024年10月現在、 澤村製靴は全て受注停止 となっております。 (再開時期未定)

※ SE 黒 (21.0~27.0cm, 1cm 刻み) 以外は受注生産となりますので、通常納期 10日~2週間ほど頂きます。生産状況によってはさらにお時間いただく場合がございますのでお問合せください。

対応可能オプション説明	
幅広 (2)	スタンダードより幅広設計
深底 (プラス)	足底装具対応品 スタンダードより全体に 5mm の深さをプラス ※簡易カップインソール付き

※発注時の商品名は対応品番の語尾に上記 () 内の表記を加えてください

例: SE の深底 = SE プラス SA の幅広 = SA2 SI の幅広で深底 = SI2 プラス

KG1201

取寄せ

NEW



靴エールカツブエ

- サイズ: 21.0 ~ 28.0cm(1cm きざみ)
- カラー: 黒・茶 (茶は受注生産)
- 巾: ノーマル・スリムの2種 (スリムは受注生産)
- ・支柱付き装具用靴
- ・義肢装具会社にて支柱をつけて使用します。
- ・少し大きめに製作していますので、つま先をカットして大きさを合わせて下さい。またインソールの厚みでも調節出来ます。
- ・ベルトの長い分はミシン目を残しカットして下さい

※ 靴型タイプは全て受注生産となりますので、通常納期 10日~2週間ほど頂きます。生産状況によってはさらにお時間いただく場合がございますのでお問合せください。

あゆみダブルマジック III

- 特徴 1. あゆみカーブでつまずきにくい
- 特徴 2. 軽量
- 特徴 3. かかとをしっかり支える
- 特徴 4. 調整しやすい
- 特徴 5. 靴の内側でも調整できる

サイズ	健足 (3E)	患足 (5E)
	足囲	足囲
SS (20.0 ~ 20.5cm)	21.7 (7.7)	-----
S (21.0 ~ 21.5cm)	22.4 (7.9)	23.6 (8.3)
M (22.0 ~ 23.5cm)	23.1 (8.2)	24.3 (8.6)
L (23.0 ~ 23.5cm)	23.8 (8.5)	25.0 (8.9)
LL (24.0 ~ 24.5cm)	24.5 (8.8)	25.7 (9.2)
3L (25.0 ~ 25.5cm)	25.2 (9.1)	26.4 (9.5)
4L (26.0 ~ 26.5cm)	25.9 (9.4)	27.1 (9.8)
5L (27.0 ~ 27.5cm)	26.6 (9.7)	27.8 (10.1)
6L (28.0 ~ 28.5cm)	27.3 (10.0)	28.5 (10.4)

茶色は S ~ 5L まで



※あゆみシリーズの在庫品以外の商品の取寄せ、パーツオーダーも可能となっておりますので、ご相談ください。なお、取寄せ・パーツオーダー商品は送料のご負担、また返品不可の場合がございますのでご相談ください。



マイハート3		ニチマン
サイズ	21.0~28.0cm	1cm 刻み
色	ブラック、ブラウン	片足販売
装具対応 (左右兼用) 装具対応インソール、長・短ストレッチベルト付 型崩れしにくいバルカナイズ製法。 ラクラクストレッチ素材使用。		



New プレスウォーカー		澤村義肢
サイズ	23.0~29.0cm	1cm 刻み
色	黒のみ	片足販売
装具やギプスの上から履けるオーバーシューズ 左右別売り可能 前まで開くファスナー、足入れの良い踵部マジック仕様。		



シュラフKG		カワゴエ
サイズ	23.0~31.0cm	1cm 刻み
色	黒のみ	片足販売
装具用のオーバーシューズ。支柱付き装具・靴の上から履けるように31cmまでのサイズ展開 支柱付装具にも対応できるような伸縮性の高い生地を使用。		



マイハート3ワイド		ニチマン
サイズ	22.0~28.0cm	1cm 刻み
色	ブラック、ブラウン	片足販売
装具対応 (左右兼用) 装具・足底板を使用可能なワイドタイプ。 型崩れしにくいバルカナイズ製法。 ラクラクストレッチ素材使用。		



New リハシューズ		澤村義肢
サイズ	22.0~29.0cm	1cm 刻み
色	黒のみ	片足販売
左右別売り可能 下肢装具・足底装具などに対応可能		

V ステップ

月星化成と理学療法士が5年間の研究とリハビリセンターにおける検証結果をもとに開発されました。

幅広設計で、装具にも対応

甲ベルト長さ調整機能
 器具や甲の高さに合わせて甲ベルトの長さを調整できます。
 ※04,05,07の調整
 注意
 ①一度糸を切ると元に戻らないので、「長さ」と「強度」を確保してから切ってください。
 ②足の強いカミソリや糸切りハサミも使用ください。
 ③ベルトを伸ばしたところは裏ファスナーが調整できません。

フルオープンパターン
 履き口を大きく広げられるので、器具をつけた足でも着脱が容易です。

しっかりカウンター
 かかとを安定させ、歩行をしっかりサポートします。

高さ調整インソール
 取り外し可能なインソールで、取り外すと足高が2Eアップします。器具着用時は、取り外しても履けます。

ゆとり設計
 つま先にゆとりを持たせた幅広設計で、足指への負担を軽減し、器具にも対応します。

Ag+抗菌防臭
 銀イオンの抗菌作用で臭いの原因となる菌を抑制し、防臭効果を発揮します。

すべりにくいアウトソール
 濡れた路面でも滑りにくい水切り構造とクッション性に優れたベスタック®を採用。

V ステップ 06

出るペロ® 機能搭載
出るペロ® 機能
 ベルトを引っ張るとペロが自動的に起き上がり、履き口が広がります。足入れ簡単で着脱らくらくの新機能です。

高さ調整インソール
 厚さ5mmの取り外し可能なインソール。器具着用時は、取り外しても履けます。

ゆとり設計
 履く時にベルトが倒れて履き口を狭くして履きにくくなるのを防ぎます。

倒れないベルト
 履く時にベルトが倒れて履き口を狭くして履きにくくなるのを防ぎます。

ベルトを引っ張ると自動的にペロが開いて履き口が広がるから、足入れ簡単!
 片手でカンタン!

器具をつけた足でも履脱らくらく!

V ステップ® 03 片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
 素材 人口皮革
 底材 ベスタック®

つま先ゆとり
 ベスタック
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン

V ステップ® 04 片足販売可

サイズ 24.0~30.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
 素材 人口皮革
 底材 ベスタック®

つま先ゆとり
 甲ベルト調整
 ベスタック
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン
 撥水加工(04,05,06,07)



※在庫黒のみ



※在庫黒のみ

V ステップ® 06 片足販売可

サイズ ブラック、ホワイト:22.0~28.0cm(1cmきざみ)
 グレイ:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 22,23cm:3E(中敷を外せば1Eアップ)
 24~28cm:4E(中敷を外せば1Eアップ)
 素材 合成/合成
 底材 EVA/合成ゴム

つま先ゆとり
 出るペロ
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン
 カウンターボックス

出るペロ
 ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



※在庫黒のみ

V ステップ® 06-7E 片足販売のみ

サイズ ブラック、ホワイト:22.0~28.0cm(1cmきざみ)
 グレイ:22.0~26.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 7E(中敷を外せば2Eアップ)
 素材 合成/合成
 底材 EVA/合成ゴム

つま先ゆとり
 出るペロ
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン
 カウンターボックス

出るペロ
 ベルトを引っ張るとペロが前に出ます。



取寄せ

V ステップ® 05 片足販売可

サイズ 22.0~26.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
 素材 人口皮革
 底材 ベスタック®

つま先ゆとり
 甲ベルト調整
 ベスタック
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン



※在庫黒のみ

V ステップ® 07 片足販売可

サイズ 22.0~30.0cm(1cmきざみ)
 ウイズ(足囲) 3E(中敷を外せば2Eアップ)
 素材 人口皮革
 底材 ベスタック®

つま先ゆとり
 甲ベルト調整
 ベスタック
 Ag+抗菌防臭
 フルオープン



取寄せ

対応可能な主な装具



プラスチック AFO



ジョイント付 AFO



PTB 免荷装具

MAGNUM KG

NEW

義肢装具士の声を基にした
『歩く』を手助けする靴

マグナムKG



マグナム KG の特徴

1. かかとが広がる バックダウン型

踵部分が後ろに広がる機能。装具装着時、靴に踵が入らないその悩みを、踵が後ろに倒れることにより解消しました。靴の履きやすさを実感いただけます。

2. フルオープン (トランスフォーマータイプ)

「履く」から「付ける」に変化

外科開きのため、装具使用時に靴の脱ぎ履きが容易に行えます。

3. ゆとり設計

先芯でつま先を全て覆わず甲高に設計しているのでフリースペースが生まれ、足指変形に対応。

4. 軽量インソール

付属の高反発の軽量インソールは取り外しが可能です。

取り外すと足囲が2Eアップしますので装具装着時の調整が容易に行えます。

また、中底の上に張り合わせる材料をつま先に向け縦目にする事で、装具を入れ易くしました。

ちなみに、インソールはすべりにくくするため横目になっています。

5. ベルトが抜けにくい

ベルトの先端を幅広に設計していますのでカンからベルトが抜けにくくなっています。

片麻痺の方でもベルト抜けの心配無用。

マグナム KG 患足



- サイズ: 22cm ~ 29cm(1cm 刻み) ※左右別片足販売
- 足囲: ワイド 7E(インソールを外すと 9E)
スリム 5E(インソールを外すと 9E)
- カラー: 黒のみ
- 素材: 人工皮革
- 底材: EVA

※患足はワイド・スリムの2種類
※定形外はオーダーメイド

マグナム KG 健足



- サイズ: 22cm ~ 29cm(1cm 刻み) ※左右別片足販売
- 足囲: ノーマル 5E(インソールを外すと 7E)
- カラー: 黒のみ
- 素材: 人工皮革
- 底材: EVA

※健足はノーマルの1種類 (巾は患足スリムと同等)
※健足は踵が割れないタイプ
※定形外はオーダーメイド



フルオープン
(トランスフォーマータイプ)



新機能 バックダウン型
(特許第 6765033 号)

シューホン型はもとより、ジレット継手型・タマラック型・オクラホマ継手型・金属支柱型・油圧制御継手型等あらゆる装具使用時に履くことが可能です。

テラピシューズ



テラピシリーズは 製造・販売終了しました

- ダブル甲バンド**
もち手がすべりにくく、足をしっかり固定します。
- 機能性
カップインソール**
様々な機能を備えた立体カップインソールが足にフィットし、歩行をサポートします。取り外しができ、いつでも清潔に保つことができます。
- つま先ゆったり**
つま先にゆとりをもたせた形状で足の指を圧迫せずにのびのび動かさせます。
- つまずき防止**
- 足首まで
しっかり固定**
- カウンターボックス**
子どものやわらかくゆみやすい足を箱型構造でしっかり支えます。
- カテキン**
天然緑茶を原料とした自然素材の「カテキン」を使用することで、優れた防臭・抗菌効果を発揮します。
- フレックスジョイント**
足の曲がりと同じ位置で靴が曲がる設計で、足に余計な負担をかけません。

CR C2140 取寄せ

サイズ 15.0～21.0cm(0.5cmきざみ)
 ウィズ(足囲) 2E
 素材 合皮/合繊
 底材 圧縮EVA/合成ゴム
 ウィズ調整中敷き
 2枚付き(1E～2E)

つま先ゆったり 機能性カップインソール カウンターボックス
 フレックスジョイント カテキン スタビライザー



テラピシューズプラス (足底装具対応靴)

CR J2103 取寄せ

サイズ 21.5～24.5cm(0.5cmきざみ)
 ウィズ(足囲) 2E
 素材 合皮
 底材 圧縮EVA/合成ゴム

つま先ゆったり 機能性カップインソール カウンターボックス
 フレックスジョイント カテキン スタビライザー



AD スポーティブシューズ

取寄せ

足に疾病を持つお子様のために
“歩きやすさ” “サポート性” に優れた装具対応シューズです

- ・インソール挿入可能
- ・アッパー素材：高級天然レザー/メッシュ素材
- ・木型：ストレートラスト



ホワイト A-4407



EUサイズ 31~43

ブラック A-4408



EUサイズ 36~43

シルバー A-4409



EUサイズ 23~37

ホワイト/ネイビー A-4410



EUサイズ 21~43

ホワイト/レッド A-4412



EUサイズ 21~43

ブラック/グレー A-4413



EUサイズ 21~39

在庫限りで廃番予定

ブラウン/ベージュ



ホワイト/メロン



ネイビー/シルバー A-4416



EUサイズ 21~43

ネイビー/リラ A-4417



EUサイズ 23~37

さくら A-4418



EUサイズ 23~37

● 適応症例

- 外反扁平足 ● 内反足・内転足 ● 凹足・踵足変形 ● 脳性麻痺・肩髄麻痺等の短下肢装具、長下肢装具

価格帯	S						M						L										
ヨーロッパサイズ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
日本サイズ (cm)	133	140	147	153	160	167	173	180	187	193	200	207	213	220	227	233	240	247	253	260	267	273	280

※サイズはあくまでも目安です。フィッティングを重視してください。

BonBon Kids

取寄せ

【小児用チャッカ靴】

機能的デザインで足をやさしくしっかり支持します

ストロベリー×ショコラ



A-4420
EUサイズ 21~37

ビスケット



A-4421
EUサイズ 21~37

アップル×ビスケット



A-4422
EUサイズ 21~33

ココア



A-4423
EUサイズ 21~33

7.0cm

EU26(16.4cm) 寸法別

● 特長

- 子供用オーソペディックシューズ(ストレートラスト)
- 丈夫なカウンターで足と足関節をしっかり支持します。
- オーダーのインソールを入れるためのスペースがあります。
- 天然の高級皮革と吸汗性、クッション性のある内張りです。

● 適応症例

- 外反扁平足
- 内反足・内転足
- 凹足・踵変形
- 脳性麻痺 など

サイズ表 (木型幅=標準)

価格帯	S						M						L					
ヨーロッパサイズ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
日本サイズ (cm) 実寸	127	135	145	150	157	164	171	178	185	192	197	204	210	215	221	228	234	

※サイズはあくまでも目安です。フィッティングを重視してください。

キャストサポートグッズ (アルケア)

キャストシュー CASTSHOE

歩行用キャストカバー

歩行をサポートし、キャストの汚れを防止。快適な装着感をプラスしてリニューアル。



キャストサンダル CAST SANDAL

歩行用キャストサンダル

ムレやすい夏場も快適に。簡単装着でスムーズな歩行をサポート。



ブーツ形状でもムレにくく快適

通気性の高いメッシュ素材を採用。ブーツ形状でキャストの汚れをしっかりと防ぎながら、ムレにくく快適な装着感を提供します。

歩きやすい舟底形状

靴底は独自の舟底形状で、つますきにくくスムーズに足を運べます。屋外での使用はもちろん、院内でのリハビリ歩行もサポートします。



面ファスナーで簡単装着

本体に足を入れ、甲と踵の面ファスナーを3カ所とめるだけで装着完了。一人で簡単に着脱できます。

ムレにくい、サンダルタイプ

通気性の高いメッシュ素材を使用したサンダルタイプで、蒸し暑い夏場もムレにくく快適に使用できます。

スムーズな歩行をサポート

靴底は、キャストシューと同様の設計で、スムーズに足を運ぶことが可能。ストラップで足首を固定するため、歩行中に脱げることもなく安全です。



多様な固定材に対応

スプリント材など、つま先方向に固定部分が長くなる場合でも、装着が可能です。

固定部分が長くなる場合も対応可能

サイズ	足長 (目安)	全長 (内寸)
LL	26.5~29.5 cm	32.0 cm
L	24.5~26.5 cm	28.0 cm
M	22.5~24.5 cm	26.0 cm
S	20.5~22.5 cm	24.0 cm

サイズ	足長 (目安)
L	24.5~29.5 cm
S	20.5~24.5 cm

キャストシュー WP



キャストシューに撥水加工した商品です。

サイズ	足長 (目安)	全長 (内寸)
LL	26.5~29.5 cm	32.0 cm
L	24.5~26.5 cm	28.0 cm
M	22.5~24.5 cm	26.0 cm
S	20.5~22.5 cm	24.0 cm

キャストブーツ



水ぬれの防水性に優れ汚れても簡単に手洗い可能

サイズ	S	M	L	シグマックス
足長 cm	20-23	22-25	24-27	
巾×長さ cm	11.5×24.5	11.5×27.0	12.0×29.0	
左右兼用	1個売り			併売
歩行用キャストカバー				

スピーディに簡単装着

ゴム口を開け、袋にキャスト固定部位を通すだけで装着完了。スピーディかつ簡単な装着で、シャワー前の準備時間や手間を削減します。

高い経済性を発揮

1回使いきりではなく、繰り返し使用することも可能。経済性に優れています。

2サイズで幅広く適応

シンプルでゆったりとした形状を採用した、ロングとショートの2サイズで、成人から小児まで幅広く適応できます。



キャスト用防水カバー

	長さ	周径	目安	2枚入
ショート	60cm 以下	20 ~ 35cm	大人：手・腕 小児：足	
ロング	90cm 以下	32 ~ 50cm	大人：足	

シラック取扱シューズ各種

CLOSED-TOE CAST BOOT キャストブーツ

取寄せ

□ギブス対応シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
MA-J-2022	S	18.5~22.5cm
MA-J-2023	M	23.0~26.0cm
MA-J-2024	L	26.5~30.0cm
MA-J-2025	XL	30.5~35.0cm



POST-OP SHOE ポストオペシューズ

□装具対応シューズ

	品番	サイズ	靴サイズ
男性用	DC-STW18	S	23.5~25.5cm
	DC-STW28	M	26.0~27.5cm
	DC-STW38	L	28.0~29.5cm
女性用	DC-STW48	XL	30.0~31.5cm
	DC-STW18	S	21.0~22.5cm
	DC-STW28	M	23.0~24.0cm
	DC-STW38	L	24.5~26.0cm



ORTHO WEDGE HEALING SHOE オルソウェッジシューズ

・外反拇趾
□足関節つま先保護(室外用)シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
DC-OQ08	XS	21.5~23.0cm
DC-OQ18	S	23.5~25.5cm
DC-OQ28	M	26.0~27.5cm
DC-OQ38	L	28.0~29.5cm
DC-OQ48	XL	30.0~31.5cm



HEEL WEDGE SHOE ヒールウェッジシューズ

・踵骨骨折
□足関節かかと保護(室外用)シューズ

品番	サイズ	靴サイズ
DC-HQ08	XS	21.5~23.0cm
DC-HQ18	S	23.5~25.5cm
DC-HQ28	M	26.0~27.5cm
DC-HQ38	L	28.0~29.5cm
DC-HQ48	XL	30.0~31.5cm



MEDICAL SURGICAL SHOE メディカル サージカルシューズ

□ペグアシストインソールと
組み合わせることで、
糖尿病治療用シューズ

	品番	サイズ	靴サイズ
男性用	DC-MQW18	S	24.0~26.0cm
	DC-MQW28	M	26.5~28.0cm
	DC-MQW38	L	28.5~30.0cm
女性用	DC-MQW18	S	21.0~23.0cm
	DC-MQW28	M	23.5~25.0cm



PEG-ASSIST INSOLE ペグアシストインソール

□部分免荷可能インソール

品番	サイズ	靴サイズ
DC-PQ0	XS	21.5~23.0cm
DC-PQ1	S	23.5~25.5cm
DC-PQ2	M	26.0~27.5cm
DC-PQ3	L	28.0~29.5cm
DC-PQ4	XL	30.0~31.5cm




MEMO

MEMO

MEMO

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。



株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17
TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161
FAX: 06 (6691) 7087
<http://www.nintoku.co.jp>
nintoku@nintoku.co.jp



仁徳カタログ PDF データ DL 用