

# ORTHOSIS



## 頭部・頸椎用

装具部品・半製品サポーター

**Nintoku Corp**

Head & Neck

(MS) 保護帽がカラフルなメッシュ素材を加えてリニューアル！！

# スマイルヘッド

**Matsunaga.**



## I. タイプ (型)



※Aタイプ スタンダード型



Bタイプ ヘルメット型



Cタイプ 耳まわりおおい型



Dタイプ 頬おおい型



Eタイプ 頬+耳まわりおおい型



Fタイプ ひさし型



Gタイプ あご受け一体型



Hタイプ サイズ調整型

### 基本仕様




- 基本は十字型
- 基本は覆いなし



- 基本の厚み
- ・ 本体10mm
- ・ 十字8mm

## II. カラー

### メッシュ色見本



### レザー色見本 (合成皮革)

## 【スマイルヘッドの特長】

- ・ 従来のレザー生地と、清涼感漂うメッシュ生地から選択可能
- ・ 多彩なカラー、豊富なバリエーションから選べます（生地は持込みでの製作も可）
- ・ 使用者に合わせて採寸し、オーダーで快適なフィット感を提供
- ・ 裏地には抗菌防臭生地を使用
- ・ 丸洗いも可能（※洗濯機をご利用の場合はネットを使用して下さい）

※従来の(MS) 保護帽の仁徳在庫品は "A タイプ (スタンダード) / レザー黒" (51～59cm) に相当します。

### Ⅲ. カバー（表生地）



### Ⅳ. オプション

#### ✿ 頭頂部 ✿



● 8本式



● 深さ調整式



● 溝なし式

#### ✿ 覆い ✿



● 全体覆い式  
・全体を覆います



● 部分覆い式  
・前頭部のみ  
・後頭部のみ  
・側頭部のみ  
・1/4のみ覆う など

#### ✿ 補高 ✿



例)写真は前部プラス3cm

● 厚みプラス式  
【前後】【側面】【十字対応可】  
・前後は最大5cm  
・側面は最大3cm  
・十字は最大1.8cm



例)写真は十字プラス8mm

#### ✿ 顎ベルト ✿



● 美錠式



● プッシュホック式



● 両側マジック式

※基本は片側マジック式




● バックル式




● あご受け式

#### ✿ その他 ✿



● プラスチック補強式



メッシュ  
プラスチック  
スポンジ  
クッション材

# スマイルヘッド 注文書


FAX 092-503-9888

納期 月 日( )必着希望

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 貴社名 | 発注日   | 月 日( ) |
|     | ご担当者名 |        |
|     | 連絡先   |        |

## 基本情報

|           |                         |         |                            |
|-----------|-------------------------|---------|----------------------------|
| ユーザー名     | 様 ( 男性 ・ 女性 )           |         | 仮合せ ・ 仕上げ                  |
| I. タイプ(型) |                         | II. カラー |                            |
| III. 表生地  | メッシュ ・ レザー(合皮) ・ その他( ) |         |                            |
| 仕上がり寸法    |                         | cm      | ※①の採寸値に+1cmが目安です。          |
| ①         | 周径(実寸)                  | cm      | 眉の直上、耳の上を通る平面周径            |
| ②         | たて頭囲寸法                  | cm      | 眉の上から頭頂部を通して後頭部の同じラインまでの寸法 |
| ③         | よこ頭囲寸法(上)               | cm      | 耳上から頭頂部を通して反対耳上までの寸法       |
| ④         | 耳の寸法                    | cm      | 耳の頂点から下縁までの寸法              |
| ⑤         | よこ頭囲寸法(下)               | cm      | 耳下から顎を通して反対耳下までの寸法         |



## IV. オプション を☑して下さい。 ※必要ない場合は基本型に☑して下さい。

|      |                                            |                                   |                                  |                                |      |                              |      |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|
| 頭頂部  | <input type="checkbox"/> 基本型(十字)           | <input type="checkbox"/> 8本式      | <input type="checkbox"/> 深さ調整式   | <input type="checkbox"/> 溝なし式  |      |                              |      |
| 覆い   | <input type="checkbox"/> 基本型<br>(覆いなし)     | <input type="checkbox"/> 全体覆い     | <input type="checkbox"/> 前頭部のみ   | <input type="checkbox"/> 後頭部のみ |      |                              |      |
| 補高   | <input type="checkbox"/> 基本型<br>(補高なし)     | <input type="checkbox"/> 前部       | + cm                             | <input type="checkbox"/> 横部    | + cm | <input type="checkbox"/> 後部  | + cm |
|      |                                            | <input type="checkbox"/> 一周       | + cm                             | <input type="checkbox"/> 十字    | + cm | <input type="checkbox"/> 覆い部 | + cm |
| 顎ベルト | <input type="checkbox"/> 基本型<br>(折り返しマジック) | <input type="checkbox"/> バックル式    | <input type="checkbox"/> 両側マジック式 | <input type="checkbox"/> 美錠式   |      |                              |      |
|      |                                            | <input type="checkbox"/> プッシュホック式 | <input type="checkbox"/> あご受け式   |                                |      |                              |      |
| その他  |                                            |                                   |                                  |                                |      |                              |      |

販売代理店



〒546 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17  
-0935 TEL:06 (6691) 7073・06 (6699) 4161  
FAX:06 (6691) 7087

製造・販売元

(有)松永商事

〒816-0901 福岡県大野城市乙金東 1-2-54  
TEL:092-503-2345 FAX:092-503-9888

# トップヘッド

Top-head 911N



## 既製品（基本型）

ご指示いただいた出来上がりサイズで、基本型を製作します。



頭頂部は十字型

出来上がりサイズ

43～63cm／1cm毎



(眉の1cm上、外耳の上を通る周径)

☆受注生産のため納期は都度ご確認ください。

☆出来上がりサイズでご発注ください。

## 特注品（基本型）

ご指示いただいた出来上がりサイズと各採寸値に基づき、基本型を製作します。

## 特注品（特注型）

特殊な形状(特注品ラインナップに示す)をご指示いただいた出来上がりサイズと各採寸値に基づき製作します。

## 【トップヘッドの特長】

- ・低反発素材が衝撃を吸収します
- ・軽量です（基本型5.5cmで約140g）
- ・通気性に優れ、蒸れにくい構造です
- ・洗濯機で丸洗いでき、清潔に保てます
- ・丸洗いも可能  
※洗濯機をご利用の場合はネットを使用して下さい
- ・乾くのが早い素材です

※受注生産品（基本型含む）のため不良品以外の返品はご容赦願います  
※基本型の納期は約2～3日です。特注品につきましては納期・価格等お尋ねください



# (NB) トップヘッドオプション一覧

## 頭頂部

## 本体（周径部）



●全体覆い型  
・全体を覆います。



●部分覆い型  
・前頭部のみ  
・後頭部のみ  
・側頭部のみ  
・1/4のみ覆う など



●全体覆い型（一体型）  
・つなぎ目なく覆います。



●X字型  
・エクセス  
・ポニーテールを結う方に。



●8本型



●6本型



●調節式  
・深さを調整できます。



●厚み付加  
・最大2cmまで（基本型の場合）  
・最大1cmまで（覆い型の場合）



●プラスチック一体型  
・覆った部分の内部をプラスチックで補強します。



●プラスチック付き  
・取り外し可能なプラスチックで外部を覆います。



●耳周り覆い型



●厚み付加  
・前後・側面対応可  
・最大5cmまで



●頬覆い型



●ひさし一体型  
・取り外し不可。



●調整式  
・周径を調整できます。



●ひさし付き  
・取り外し可。



●顎一体型（フルフェイス型）  
・仮合せ必須

●特大型  
・出来上がりサイズが64～70cmの方に

●極小型  
・出来上がりサイズが32～42cmの方に



●リバーシブル型  
・表裏両面でお使い頂けます  
・耳ベルトの色をご指定ください



●縫い目内側型  
・耳上縁のあたりが気になる方に  
・本体部下縁の縫い目のみ対応可

## あごベルト

## 付属品・その他

✿ その他 ✿

●マジック合わせ式



●両側マジック式



●片側マジック式



●バックル式



●ホック式



●美錠式



●幅広ベルト（ダブルラッセル生地）




●厚紐ベルト（旧タイプ）（ダブルラッセル生地）



●顎受け付き  
※顎ベルトは別途





color variation 一色見本一

|               |                |              |                 |              |                 |                  |              |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 黒<br>(No.1)   | グレー<br>(No.3)  | 茶<br>(No.5)  | 紺<br>(No.6)     | 青<br>(No.7)  | 水色<br>(No.9)    | ラベンダー<br>(No.11) | 赤<br>(No.15) |
| 桃色<br>(No.17) | ピンク<br>(No.19) | 白<br>(No.21) | ベージュ<br>(No.23) | 黄<br>(No.26) | オレンジ<br>(No.27) | 黄緑<br>(No.29)    | 緑<br>(No.31) |

☆実際の色とは若干異なります。生地の見本が必要な場合は弊社までご連絡ください。  
☆保護帽の内側色はベージュですが、ご希望の色でも製作します（特注対応）。

|                |    |   |                  |      |   |
|----------------|----|---|------------------|------|---|
| 貴社名            |    |   |                  | ご担当者 |   |
| 完成サイズ          | cm | 色 | (No. )<br>裏色：ページ | 数量   | ヶ |
| 1cm単位で記入してください |    |   |                  |      |   |

## 【注意事項】

## ②・③・④の寸法に関して

- ・弊社の規格より6cmの数値の差がある場合、バランスをとって製作させていただきます。
- ・変形やその他特記事項がある場合は、お知らせください。

## ※⑦の寸法に関して

- ・「顎受け」が必要な場合は、⑦の「顎の先端を通り両耳の下縁までの長さ」をお知らせください。

## 厚み付加に関して

厚み付加される場合、○cm厚み付加とご記入ください。

## 良い例○

- ・周径部の前面を 1cm 厚み付加
- ※厚みと範囲を備考欄の図へ具体的に記入ください。

## 悪い例×

- ・スポンジ3倍
- ・スポンジ3層
- ・スポンジ2枚厚 など

## ①全頭囲周径

cm

眉の1cm上、外耳の上方を通る周径

## ②前頭部寸法

cm

①と同じライン耳の中心から中心

## ③たて頭囲寸法

cm

眉の1cm上から後頭隆起3～4cm下あたり  
⇒仕上がり寸法(内径)

## ④よこ頭囲寸法

cm

頭頂部を通る両耳の頂点から頂点

## ⑤外耳の寸法



cm

耳の頂点から下縁まで

## ⑥外耳間の寸法

cm

顎のつけ根を通り両耳の下縁まで




【 仮合せ 有 ・ 無 】

※納期回答

ご注文ありがとうございます。※中村ブレイス記入欄

年 月 日 ( ) 出荷予定

備考



トップヘッドは受注生産のため納期は必ずご確認ください。

注文が集中した場合は納期が2週間程度かかることもあります。

中村ブレイス FAX番号  
0854-89-0018


製造・発売元 世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社


〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL(0854)89-0231 FAX(0854)89-0018


# 頤椎装具 /NinToku



## 頤椎装具



| ソミーブレース           |       | USMC |
|-------------------|-------|------|
| レギュラー             | スモール  | 白    |
| -----             | ----- |      |
| 頤椎損傷, 頤椎術後など      |       | PO   |
| 背部は紐のみで脱着簡単かさばらない |       |      |



| オルソブレース                               |               |               | 有菌製作所  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| S                                     | M             | L             | 白/ベージュ |
| 26 - 35<br>cm                         | 33 - 40<br>cm | 39 - 48<br>cm | (首周径)  |
| 頤椎損傷, 頤椎症など                           |               |               | PO     |
| 頤胸椎の簡易固定に適しています。前後のターンバックルを調整して頤部を固定。 |               |               |        |

※ (NB) フォージーブレイス 901N は 2025 年 4 月に生産中止となったため削除しております。



治療用装具リスト掲載品

| アドフィット UD ブレース                                           |             |             |             | アドバンフィット |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| S                                                        | M           | L           | XL          |          |
| 26-30<br>cm                                              | 28-36<br>cm | 34-46<br>cm | 44-56<br>cm | (首周径)    |
| 頸椎損傷、頸椎腫瘍、後縦靱帯骨化症、頸椎手術後など                                |             |             |             | PO       |
| プラスチック製調節式頸椎装具。調節性に富み任意の角度での支持固定、高さ調節が可能。気管切開術後用として対応可能。 |             |             |             |          |



治療用装具リスト掲載品

| アドフィット UD カラー               |             |             |             | アドバンフィット |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| S                           | M           | L           | XL          |          |
| 26-30<br>cm                 | 28-36<br>cm | 34-46<br>cm | 44-56<br>cm | (首周径)    |
| 頸椎損傷、頸椎腫瘍、後縦靱帯骨化症、頸椎手術後など   |             |             |             | PO       |
| 治療経過に応じて体幹部やヘッドバンドを簡単に着脱可能。 |             |             |             |          |



| アドフィット UD 胸のみ        |             |              |              | アドバンフィット |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| S                    | M           | L            | XL           |          |
| 65-80<br>cm          | 70-90<br>cm | 85-100<br>cm | 90-130<br>cm | (胸囲)     |
|                      |             |              |              | PO       |
| カラーと胸のサイズ違いの場合に着脱可能。 |             |              |              |          |



| 顎カバー       |   |   |    | アドバンフィット |
|------------|---|---|----|----------|
| S          | M | L | XL | 薄ブルー     |
| カラーサイズに対応  |   |   |    |          |
|            |   |   |    | PO       |
| 洗い替え用交換カバー |   |   |    |          |

アドバンフィットサイズ表記対応表

|    |     |
|----|-----|
| XS | 0   |
| S  | 1   |
| M  | 2   |
| ML | 2.5 |
| L  | 3   |
| XL | 4   |
| 3L | 5   |

※ 2025 年 4 月より順次サイズ表記が英字表記に戻ります



| ピナクル 172                                   |  | BREG |
|--------------------------------------------|--|------|
| フリーサイズ                                     |  |      |
| 頤椎の支持・固定                                   |  | PO   |
| 12 段階の高さ調整可能。非金属製。気管切開対応の穴付き。洗い替え用交換パッド付き。 |  |      |




取寄せ

| スマートスパイン ユニバーサルカラー                                         |  | ottobock. |
|------------------------------------------------------------|--|-----------|
| フリーサイズ                                                     |  |           |
| 頤椎の支持・固定                                                   |  | PO        |
| 9 段階の高さ調整機能。非金属製で MRI 検査対応。取外し可能なパッド。ドイツサイズのためやや大きめのフィット感。 |  |           |



治療用装具リスト掲載品

| ビスタ TX カラー                                |  | ASPEN |
|-------------------------------------------|--|-------|
| フリーサイズ                                    |  |       |
| 頤椎の支持・固定                                  |  | PO    |
| 6 段階の高さ調整可能。気管切開対応の穴付き。非金属製。洗い替え用交換パッド付き。 |  |       |



取寄せ

| サービカルフレームカラー                                      |             |             | 武内義肢  |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| S                                                 | M           | L           |       |
| 30-35<br>cm                                       | 35-40<br>cm | 40-45<br>cm | (首周径) |
| 変形性頤椎症、頤椎後縦靱帯骨化症、頤椎椎間板ヘルニア、頤椎捻挫等                  |             |             | PO    |
| 軽量。ターンバックルで頤受け高さ調節可能。RS 型（より大きな後屈制限板と頤受けカップ付き）有り。 |             |             |       |

| フィラデルフィアカラー<br>サイズ表 |                               |               |                |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 高さ<br>サイズ           | 2¼<br>(5.7cm)                 | 3¼<br>(8.3cm) | 4¼<br>(10.8cm) |
| S                   | 10 ~ 13 inch<br>(約 25 ~ 33cm) |               |                |
| M                   | 13 ~ 16 inch<br>(約 33 ~ 40cm) |               |                |
| L                   | 16 ~ 19 inch<br>(約 40 ~ 48cm) |               |                |
| XL                  | 19 inch 以上<br>(約 48cm 以上)     |               |                |

※常時在庫は 3 1/4, 4 1/4 の S.M.L のみ



| フィラデルフィアカラー  | Ossur |
|--------------|-------|
| サイズ表参照       | ページ   |
| 頰椎損傷、頰椎症など   | PO    |
| 気管切開手術後等に対応。 |       |



| P カラー用カバー          |   |   | 近畿義肢 |
|--------------------|---|---|------|
| S                  | M | L | ページ  |
| カラーサイズに対応（首高兼用）    |   |   |      |
|                    |   |   | PO   |
| 抗菌防臭加工によりカラーを清潔に保持 |   |   |      |



| P カラー用スタビライザー         | Ossur |
|-----------------------|-------|
| フリーサイズ                | ページ   |
|                       | PO    |
| P カラーにワンタッチで装着、固定力を強化 |       |

| オルソカラー<br>サイズ表 |               |               |                |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 高さ<br>首周径      | S<br>(5~9 cm) | N<br>(8~11cm) | H<br>(10~13cm) |
| S<br>(26~35cm) | S-S           | S-N           | S-H            |
| M<br>(33~40cm) | M-S           | M-N           | M-H            |
| L<br>(39~48cm) | L-S           | L-N           | L-H            |



| オルソカラー                                            | 有園製作所 |
|---------------------------------------------------|-------|
| サイズ表参照                                            | 白/ページ |
| 頰椎損傷、頰椎症など                                        | PO    |
| 前後のターンバックルを調整して頰部を固定し頰椎の前後屈・回旋を制限。前後2分割構造で周径調節可能。 |       |

※ページの在庫はお問い合わせください

|                                    |   |   |         |
|------------------------------------|---|---|---------|
| オルソカラー用カバー                         |   |   | 有菌製作所   |
| S                                  | N | H | アイボリー／紺 |
| カラーサイズ（高さ）に対応                      |   |   |         |
|                                    |   |   | PO      |
|                                    |   |   |         |
| 抗菌効果、吸汗・速乾効果を兼ね備えたカバーマジックテープ式で着脱簡単 |   |   |         |

※紺色の在庫はお問い合わせください

| オルソカラー用顎パット      | 有園製作所 |
|------------------|-------|
| フリーサイズ           | ページ   |
|                  | PO    |
| オルソカラーの交換用顎受けパット |       |


## 小児用頸椎装具

## Whooper( ウーパー )


 アドバンフィット株式会社

## ①. 高さと角度が3段階で調節可能

あご受け先端部の高さを3段階(サイズによって調整幅は異なります)、角度を各サイズとも11°ごとに3段階調節できますので、お子様の体型にしっかりと合わせて支持することができます。



## ②. 後頭部の適合性と剛性の両立を実現

後方のデザイン中央部は高い剛性を得るために2枚重ねの構造になっています。その部分以外は必要最低限までくり抜いた形状にすることによって柔軟性が増し、良好な適合性が得られます。




## ③. 4色展開のかわいいデザイン

各サイズごとにホワイト、イエロー、ブルー、ピンクの4色から好きな色が選択でき、お子様にとって「装着させられる」ではなく「装着したくなる」デザインの装具となることを目指しました。



※ホワイト以外は受注生産

## サイズの目安



| 品 番     | サイズ | 色                  | 身長目安 <sup>※1</sup> |
|---------|-----|--------------------|--------------------|
| A-8401W | S   | ホワイト               | 75 ~ 95cm          |
| A-8401Y |     | イエロー <sup>※2</sup> |                    |
| A-8401B |     | ブルー <sup>※2</sup>  |                    |
| A-8401P |     | ピンク <sup>※2</sup>  |                    |
| A-8402W | M   | ホワイト               | 80 ~ 105cm         |
| A-8402Y |     | イエロー <sup>※2</sup> |                    |
| A-8402B |     | ブルー <sup>※2</sup>  |                    |
| A-8402P |     | ピンク <sup>※2</sup>  |                    |
| A-8403W | L   | ホワイト               | 85 ~ 115cm         |
| A-8403Y |     | イエロー <sup>※2</sup> |                    |
| A-8403B |     | ブルー <sup>※2</sup>  |                    |
| A-8403P |     | ピンク <sup>※2</sup>  |                    |

※1 サイズに対応する身長はあくまでも目安です

※2 ホワイト以外の色は受注生産となります

|           |    |   |   |     |   |    |    |
|-----------|----|---|---|-----|---|----|----|
| サイズ(数字表記) | XS | S | M | ML  | L | XL | 3L |
| サイズ(英字表記) | 0  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4  | 5  |

※ 2025年4月より順次サイズ表記が英字表記に戻ります


# 頸椎カラー /NinToku

# ネックカラー



|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ハイネック用替カバー                                          | 大塩整形外科 |
| フリーサイズ                                              | ページ    |
|                                                     | PO     |
| ハイネック付属の洗い替え用カバー。伸縮素材のため NS 首カラー（ハード）やその他カラーへの対応可能。 |        |

|                                                 |            |            |       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| NS 首カラー（ハード）                                    |            |            | 仁徳    |
| S                                               | M          | L          |       |
| 30 - 36 cm                                      | 35 - 41 cm | 40 - 46 cm | (首周径) |
| 頚椎損傷、頚椎捻挫など                                     |            |            | PO    |
| ハイネックカラー代替品<br>2枚のプラスチックシートを上下にずらし高さ調整可能。カバー別売り |            |            |       |



取寄せ



|                                  |            |             |            |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| カラーキーパーハード                       |            |             | 日本シグマックス   |
| S                                | M          | L           | 白          |
| 8cm x 41cm                       | 9cm x 42cm | 10cm x 47cm | (高さ x 首周径) |
| 頚部の固定                            |            |             | 併売         |
| 頤にフィットして頤部をしっかり固定。2枚のシートで高さ調節可能。 |            |             |            |

|                                         |   |   |    |       |
|-----------------------------------------|---|---|----|-------|
| (小原) ネック首カラー                            |   |   |    | 小原工業  |
| S                                       | M | L | XL | 白     |
|                                         |   |   |    | (首周径) |
| 頚椎損傷、頚椎捻挫など                             |   |   |    | PO    |
| 2枚のプラスチックシートを上下にずらし高さ調節が可能。通気孔によりムレにくい。 |   |   |    |       |

|                                                          |         |          |          |      |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|
| ポリネックハード                                                 |         |          |          | アルケア |
| サイズ                                                      | S       | M        | L        | 白    |
| 首周径<br>cm                                                | 26-32   | 30-38    | 35-43    |      |
| 高さ<br>cm                                                 | 6.5-8.5 | 7.5-10.5 | 8.0-11.5 |      |
| 頸部の固定                                                    |         |          |          | 併売   |
| 最大 3.5cm まで高さ調節可能で様々な頸部の形状にフィット・全面に設けた小孔により通気性を高め快適な装着感。 |         |          |          |      |



|                                   |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| カラーキーパー me                        |            |            | 日本シグマックス |
| S                                 | M          | L          | 白        |
| 30 - 35 cm                        | 35 - 40 cm | 40 - 45 cm | (首周径)    |
| 頚部の固定                             |            |            | 併売       |
| 通気性に優れたムレにくいメッシュ仕様。2枚のシートで高さ調節可能。 |            |            |          |

|               |   |   |    |      |
|---------------|---|---|----|------|
| (小原) メッシュ首カラー |   |   |    | 小原工業 |
| S             | M | L | XL | 白    |
|               |   |   |    |      |
| 頚椎損傷、頚椎捻挫など   |   |   |    | PO   |
| 通気性の良いメッシュ素材  |   |   |    |      |

# ソフトネック カラー

# 頸椎カラー /NinToku



| ソフトハイネック (ストレート)      |              |              |              | 大塩整形外科     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 5                     | 6            | 7            | 8            | 白          |
| 5 x 55<br>cm          | 6 x 55<br>cm | 7 x 55<br>cm | 8 x 55<br>cm | (高さ x 首周径) |
| 軽度の頸椎損傷、頸椎捻挫など        |              |              |              | PO         |
| ソフラン芯素材、係止部分にパイル地を使用。 |              |              |              |            |

| ニューソフトハイネック (波型)   |             |               |              |                | 大塩整形外科     |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 5.5                | 7           | 8.5           | 10           | 11.5           | ベージュ       |
| 5.5 x<br>58cm      | 7 x<br>58cm | 8.5 x<br>58cm | 10 x<br>58cm | 11.5 x<br>58cm | (高さ x 首周径) |
| 軽度の頸椎損傷、頸椎捻挫など     |             |               |              |                | PO         |
| しっかり目のウレタンスポンジカラー。 |             |               |              |                |            |

| スポンジカラー                                             |    |    | トイフェル |
|-----------------------------------------------------|----|----|-------|
| 6                                                   | 8  | 10 | ベージュ  |
| cm                                                  | cm | cm | (高さ)  |
| 頸椎損傷、頸椎症など                                          |    |    | PO    |
| 少し硬めのウレタンフォームを使用しクッション性と支持性を兼ね揃えソフトな肌触り。マジックテープで固定。 |    |    |       |



| カラーキーパー                                              |           |           |           |           | 日本シグマックス |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| サイズ                                                  | XS        | S         | M         | L         | グレー      |
| 首周径<br>cm                                            | 25 - 30   | 30 - 35   | 35 - 40   | 40 - 45   |          |
| 高さ<br>cm                                             | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 9.0 | 7.5 - 9.5 | 7.0 - 9.0 |          |
| 頸部の固定                                                |           |           |           |           | 併売       |
| 内臓調節シートにより2段階で高さ調節可能。芯材・カバーに抗菌・消臭機能のある素材を使用。丸ごと手洗い可。 |           |           |           |           |          |

| カラーキーパー U                   |               |               | 日本シグマックス |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| S                           | M             | L             | グレー      |
| 30 - 35<br>cm               | 35 - 40<br>cm | 40 - 45<br>cm | (周径)     |
| 頸部の固定                       |               |               | 併売       |
| 芯材に柔らかく弾力性のあるポリウレタンフォームを使用。 |               |               |          |

| ネッキーカラー 50C20                                 |      | ottobock. |
|-----------------------------------------------|------|-----------|
| 8cm ※                                         | 10cm | (高さ)      |
| 37 - 50cm                                     |      | (首周径)     |
| 頸部の保護・固定                                      |      | PO        |
| 発泡素材の芯材。柔らかな素材で優しい着け心地。オフホワイトカラー。※仁徳在庫 8cm のみ |      |           |



| ポリネックソフト                                        |               |               |               | アルケア |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| S                                               | M             | L             | XL            | ブルー  |
| 26 - 31<br>cm                                   | 30 - 36<br>cm | 35 - 41<br>cm | 40 - 46<br>cm | (周径) |
| 頸椎の固定                                           |               |               |               | 併売   |
| ソフトな肌当たりで頸椎を固定。マイナス 1cm の高さ調節が可能。着脱可能なカバーは洗濯可能。 |               |               |               |      |

| C ジャックカラー                                                             |               |               |               | 中村ブレイス    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| S                                                                     | M             | L             | XL            | ネイビー・ベージュ |
| 30 - 33<br>cm                                                         | 34 - 37<br>cm | 38 - 41<br>cm | 42 - 45<br>cm | (首周径)     |
| 頸椎捻挫、軽度の頸椎疾患、リウマチの方、脳性麻痺などで首が不安定な方                                    |               |               |               | PO        |
| 適度な保持懸垂力。カバーの交換可。通気性素材使用<br>ハード/ソフトタイプ 有り<br>高さ 10cm (高) / 8cm (低) 有り |               |               |               |           |

# (NS) シャワーカラー



- 頭部の後ろに手が回らない方でも前方で取り外し可能です
- 前方ループにより装着が簡単に出来ます
- 抗菌 EVA フォーム素材の為、清潔に使用して頂けます

従来のプラスチック鉗より強度の強い  
ポリアセタール製のセパロックを使用



|    |                     |
|----|---------------------|
| 周径 | 30 ～ 45cm のフリーサイズ   |
| 高さ | 5 ・ 7 ・ 9cm の 3 サイズ |

## RA 用 カラー

### R カラー (ソフト)

- リューマチなどで頭部の後ろに手が回らない人でも前方左右どちらでも取り外し可能
- 握力のほとんどない方でもループにより装着が可能
- 前方着脱のため、ロングヘアの方でも着脱が容易
- 洗濯機で丸洗い可能

ソフトタイプ ※ハードタイプは製造中止

サイズ：フリーサイズ

高さ：5cm ・ 7cm ・ 別注10cm

※その他別注品製作対応可能（高さ変更、長さ変更等）

※別注品納期3～5営業日



## RA 用 U 字カラー (慢性関節リュウマチ対応)




サイズ：

| 高さ  | 首周り       |
|-----|-----------|
| 6cm | 30 ～ 36cm |
| 7cm | 33 ～ 40cm |
| 8cm | 36 ～ 43cm |

特長：

- 1 手を後頭部に回すことなく、装具を前方より差し込むだけで装着が容易です。
- 2 板バネの弾性によって装具は固定されます。
- 3 発泡ウレタン材を使用し、肌ざわりがソフトです。
- 4 長期使用にもバネの効果によって型くずれしません。

このカタログの商品の問い合わせ、ご注文は貴病院お出入りの下記の義肢装具製作所様へお願いいたします。



株式会社 仁徳商会

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5丁目18-17

TEL: 06 (6691) 7073 / 06 (6699) 4161

FAX: 06 (6691) 7087

<http://www.nintoku.co.jp>

[nintoku@nintoku.co.jp](mailto:nintoku@nintoku.co.jp)



仁徳カタログ PDF データ DL 用